





JCSS



ニチリョー校正サービスセンターは、 2011年10月、JCSS認定取得いたしました。

修理とバリデーションサポートのご案内

製品を常に最良の状態でお使いいただき、バリデーションについてのご支援をさせていただく為に当社では熟練技術者による修理サービスと、高精度トレーサビリティ体系に基づくバリデーションサービスを提供させていただいております。さらに当社は、新たに校正サービスセンターを設立し、計量法トレーサビリティ制度に基づく国際MRA対応JCSS校正事業所として認定を受けました。



JCSS校正証明書発行例

JCSS校正サービス (対象製品: Nichipet シリーズ、NICHIRYO Le、JUSTOR シリーズ)

コース	サービスコード	料金	回数		発行書類	校正容量	測定回数	合否判定表示
			調整前	調整後				
J	J-1	10,000	—	○	JCSS校正証明書	表示容量範囲の 最大値、50%及び 最小値(又は10%)	10回	なし
	J-2	20,000	○	○				
	J-3	12,000	—	○	JCSS校正証明書 検査成績書			あり
	J-4	24,000	○	○				

検定サービス (対象製品: Nichipet シリーズ、NICHIRYO Le、JUSTOR シリーズ)

コース	サービスコード	料金	回数		発行書類	検定容量	測定回数	合否判定表示
			調整前	調整後				
N	N-1	3,500	—	○	検査成績書	表示容量範囲の 最大値及び 最小値(又は10%)	6回	あり
	N-2	7,000	○	○				
	N-3	6,000	—	○		表示容量範囲の 最大値、50%及び 最小値(又は10%)	10回	
	N-4	12,000	○	○				

校正サービス (対象製品: J・Nコース対象製品以外)

コース	サービスコード	料金	回数		発行書類	校正容量	測定回数	合否判定表示
			調整前	調整後				
D	D-1	3,500	—	○	検査成績書 校正証明書	表示容量範囲の 最大値及び 最小値(又は10%)	6回	あり
	D-2	7,000	○	○				

- ※修理・調整代金は別途発生いたします。
- ※マルチチャンネルピペットの校正証明書、検査成績書発行につきましては、別途お問い合わせください。
- ※新品ご購入時の校正証明書・検査成績書につきましてはお問い合わせください。
- ※容量固定式ピペットの校正及び検定は表示容量のみとなります。
- ※トレーサビリティ体系図(常用参照標準校正証明書)は別途料金が発生いたします。(5,000円)
- ※調整前後各1回のコースをお選びいただきました場合(該当コース: J-2、J-4、N-2、N-4、D-2)、調整前検定後のキャンセルはお受け出来ませんのでご了承ください。
- ※基本納期は受注確定後、回数当たり6営業日としております。
- ※ボルトトップディスプレイの校正容量は表示容量範囲の50%、100%となります。