

2021.12.6(月) ⇨ 2022.2.28(月)

Thanks! Fair 2022

25% OFF P.3  オートクレーパブルマイクロピペット Nichipet Air	25% OFF P.4 NEW!  小型簡易遠心機 (回転速度可変式)	20% OFF P.4  小型簡易遠心機	25% OFF P.4  ボルテックス ミキサー	27% OFF P.5 NEW!  空冷ファン付き 小型ブロックインキュベーター
MAX 30% OFF P.5  サーモリッド付き 小型ブロックインキュベーター	30% OFF P.6 NEW!  マイクロプレート用 シェーカーインキュベーター	20% OFF P.6  小型 多機能ローテーター	25% OFF P.6  ポータブル ドライアスピレーター	19% OFF P.7  UV殺菌機能付き ピペットスタンド
15% OFF P.7  卓上小型 高圧蒸気滅菌器	MAX 40% OFF P.8&10  マイクロピペット各種		35% OFF P.10  ピペットコントローラ	30% OFF P.10  オートクレーパブル ボトルトップディスペンサー

..... 消耗品各種 MAX55%OFF!!

25% OFF P.3  Nichipet Air 10000µL専用チップ	MAX 55% OFF P.5  マイクロチューブ	30% OFF P.7  オートクレーブ用 滅菌バッグ	25% OFF P.10  リザーバー
--	--	--	---

SIBATA
分注器 ガラスデジフィット

裏表紙




専用FAX注文書詳細は裏表紙上部をご確認ください→

ご注文方法



本キャンペーン対象製品のご注文は専門FAX注文書にて承ります。

弊社ホームページTOP画面下部のキャンペーンバナー、右下のQRコード
または、下記URLより注文書をダウンロードの上、必要事項を記入し、
販売店にお渡しください。

https://www.nichiryo.co.jp/campaign/thanksfair_2022.html

[専門FAX注文書]



●ダウンロードに要する通信料はお客様のご負担となります。大変恐れ入りますが、ご了承ください。 ●注文書のご利用には表計算アプリケーションの「Excel」または「Numbers」が必要です。

ドリームバンク会員募集中!

ニチリョードリームバンクとは、製品をお使い頂いているお客様にポイントサービスや定額制の修理などお得で便利なサービスをご提供している無料会員サービスです。その他、会員様限定のキャンペーン情報を配信させていただきます。

- ポイントサービス・・・製品に応じてご購入時にドリームバンクポイントが付与されます。ドリームバンクポイントを貯めると、製品の交換や修理を行うことができます。
- ポイント付与例：Nichiept EX II を 1 本ご購入：1pt

Dream Bank

新規会員登録はこちら➡

ニチリョー ドリームバンク 🔍



ポイント登録方法

製品の中に右記ポイントカードが同封されています。こちらに記載されているシリアルナンバーをご自身の会員ページにてご入力ください。

シリアルナンバー ➡

NICHIRYO DreamBank Point Serial
ドリームバンクポイントシリアル
www.nichiryo.co.jp/

当社ホームページへアクセス、ドリームバンクページへログインし、
下記シリアルナンバーをご入力ください。
To access our homepage, log in to Dream Bank. Please enter the serial number below.

Serial Number: 000-000000-0000

Point1 ポイント交換

貯めたポイントをマイクロピペット・消耗品などの製品と交換することができます。

●対象製品、または交換必要ポイント数については予告なく変更する場合があります。



Point2 ポイント修理

貯めたポイントでマイクロピペットおよびディスペンサーの修理を行うことができます。

●専用の修理依頼書が必要になります。

3ポイントで修理

対象製品: Nichipet Air、Nichipet EXII、Nichipet EX PlusII、
Nichipet Premium、Nichipet Premium LT、
NICHIRYO Le、Nichipet FII& VII、JUSTOR 1100DG

5ポイントで修理

対象製品: Nichipet EXII MULTI、Nichimate Stepper、
MODEL 8100、MODEL 8800、Pipetmate NEO

Point3 おまかせ修理

どんな症状でも基本料金のみでマイクロピペットを修理することができます。
定額制のため、お見積りが不要です。交換パーツはすべて無償です。

シングルチャンネル...5,200円

対象製品: Nichipet Air、Nichipet EXII、Nichipet EX PlusII、
Nichipet Premium、Nichipet Premium LT、
NICHIRYO Le、Nichipet FII& VII、JUSTOR 1100DG

マルチチャンネル...8,200円

対象製品: Nichipet EXII MULTI

おトクがいっぱい!



オートクレーバブルマイクロピペット

Nichipet Air®

ドリームバンクポイント
1 point

AC
滅菌可

デモ機
貸出OK

25%
OFF

Nichipetシリーズ最新モデル。
世界最軽量級、最高水準の精度・再現性。
長時間使用や反復使用による疲労を低減。



Nichipet Air
イメージキャラクター
Nichipet Airくん



プッシュボタンと容量
可変ハンドルを分離。
ロック機構を省略。



専用治具で簡単な
キャリブレーション。



手にフィットしやす
い形状。



回すだけで着脱でき
るエジェクタパイプ。



約70gの本体重量を
達成しつつもオート
クレーブ滅菌可能。



最大70% (当社比)
低減したストローク
荷重。



3箇所での表示と色分
けで、容量モデルの
識別が容易。



容量モデル毎に色分け (全8色)



吐出性能を向上する
ハイパープロアシステ
ムを2・10・20μLに搭載。



握ったときに隠れな
いボリュームインジ
ケータ。

製品コード (識別カラー)	容量範囲 (μL)	精度 (%)	再現性 (%)	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NAR-2 (グレー●)	0.1~2	~±1.4*	~≤0.7*	36,000円	27,000円
00-NAR-10 (ピンク●)	0.5~10	~±1.0	~≤0.4		
00-NAR-20 (クリーム●)	2~20	±3.0~±1.0	≤1.5~≤0.3	33,000円	24,750円
00-NAR-100 (オレンジ●)	10~100	±3.0~±0.8	≤1.0~≤0.2		
00-NAR-200 (イエロー●)	20~200	±1.8~±0.6	≤0.7~≤0.2		
00-NAR-1000 (ブルー●)	100~1000	±1.0~±0.6	≤0.6~≤0.2		
00-NAR-5000 (グリーン●)	500~5000	±2.0~±0.5	≤0.6~≤0.15	38,000円	28,500円
00-NAR-10000 (ホワイト●)	1000~10000	±2.0~±0.5	≤0.6~≤0.15	43,000円	32,250円

*NAR-2の0.2μL以下における精度・再現性はサンプリング技能に大きく影響されます。●キャリブレーション用の専用治具は別売です (00-NAR-AT:3,000円)。

ドリームバンクポイント
0.2 points

UV
殺菌可

AC
滅菌可

■ 10000μL用チップ (Nichipet Air専用)

製品コード	パッケージ	容量範囲	材質	容量目盛	入数	希望小売価格	キャンペーン価格
00-BMT2-ZS	バラレク	1000μL	PP	1000μL	200本	8,800円	6,600円
00-BMT2-ZSR	ラックチップ	10000μL		40本× 2ラック		14,000円	10,500円
00-BMT2-ZSRB	滅菌済ラックチップ						

■ カラーセルスタンド

製品コード	適合ピペット / 収納本数	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NAR-STD	・Nichipet Air ・Nichipet Premium LT ・NICHIRYO Le いずれも8本収納可能。	15,000円	11,250円



10000μL用チップ



カラーセルスタンド

小型簡易遠心機(回転速度可変式)

Nichimate Flush Plus

回転速度可変式(3,000~10,000rpm)。

タイマー運転のほか、カバー開閉で

回転ON/OFFも可能。

コンバインド・ローターで、

ローター交換不要。



タイマー時間は
秒と分を切替可能



カバーのロック解除は、軽く
レバーを押し下げるだけ

NEW!



25% OFF

デモ機
貸出OK



コンバインド・
ローター

製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NCF+	回転速度範囲:3,000~10,000rpm(設定単位:1,000rpm)^{※1} 最大遠心力(RCF):500~5,600×g^{※1} 回転開始/停止操作:カバー閉で回転開始、カバー開またはタイマーで回転停止(スローストップ仕様)^{※2} タイマー時間設定範囲:0~999秒/1~999分(秒と分を切替式) 使用可能容器と最大架数^{※3}:0.2mLマイクロチューブ(PCRチューブ)、シングル×16(24)本または8連×2本、0.5mLマイクロチューブ×8(16)本、1.5mLまたは2.0mLマイクロチューブ×8本^{※4} 本体の外形寸法及び重量:156×176×138Hmm、約1.6kg(ローター含む) 標準付属品:コンバインド・ローター×1個(取付済)、0.2mL用チューブアダプター×8個、0.5mL用チューブアダプター×8個 電源:100-240V、1.0A、50-60Hz、最大消費電力約70W、3Pプラグ	68,000円	51,000円

※1. 負荷や環境温度、使用年数によっては、設定した回転速度(遠心力)に満たない場合があります。なお、モーター寿命は約1,000時間(1日に1時間、年に200日使うとして約5年)です。

※2. カバーのロックをはずすとローターの回転停止が始まりますが、完全停止するまではカバーを開けないでください。

※3. カッコ内の本数は、チューブアダプターを使用した場合の最大架数です。この場合の本数を同時に載せることはできません。なお、試料容器1本あたりの重量は3gまでにしてください。

※4. ネジロタイプはキャップ同士が干渉して全数を載せられない場合があります。

●遠心時は、重量バランスが偏らないようにマイクロチューブ(試料)を載せてください。

●本製品は、液滴を簡便にスピンドウン(フラッシュ遠心)するための簡易遠心機です。核酸のエタノール沈殿等、長時間の遠心を要する用途にはご使用になれません。

●製造時期により、本体や付属品の外装等の色味や形状等が多少変わる場合があります。あらかじめご了承ください。

小型簡易遠心機

Nichimate Flush

フタの開閉でON/OFF。

付属のアダプターやローター交換で

5種類のマイクロチューブに対応。



0.2mL用ローター



1.5/2.0mL用ローター

製品コード	最大回転数	容器架数	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NCF	6,000r/min (2,000×g)	・1.5/2.0mL×8本 ・0.5mL×8本(付属アダプター使用) ・0.2mL×8本(付属アダプター使用) ・0.2mL(8連)×4本(付属ローターに交換)	39,800円	31,840円



20% OFF

デモ機
貸出OK

ボルテックスミキサー

Nichimate Mixer

強力ミキシングと

抜群の本体安定性を両立。

50mL遠沈管なら液量が


40mLでも確実に撹拌。



別売のフラットホーム



付属の標準ヘッド



製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NMX	震動速度:200~3,000r/min	39,800円	29,850円
00-NMX-F	フラットホーム:凹凸がついた平らで広いヘッド	5,800円	-



25% OFF

デモ機
貸出OK

空冷ファン付き小型ブロックインキュベーター

Nichimate Dry Bath II

空冷ファンにより、使用中の温度を
低い温度に変更した際の降温時間を短縮。
ブロック交換で、0.2mL/0.5mL/1.5mL/2.0mL
マイクロチューブに対応。

超コンパクトサイズ、優れた温度均一性と昇温速度※。

※ブロック温度：20℃ → 100℃が15分以下

空冷ファンの効果

約21℃の室温下において、ブロック温度が
100℃から37℃に下がるまでに要する時間を計測。

00-NDB (旧製品) …約60分 00-NDB-2 (本製品) …約20分



NEW!

27% OFF

デモ機
貸出OK



本体底面の
空冷ファン

製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NDB-2	使用温度範囲※1: 室温+5℃～+100℃ (冷却機能なし、設定温度単位0.1℃) ブロック温度調節精度※1: +100℃時: ≤±0.5℃、+40℃時: ≤±0.3℃ ブロック温度移行速度※1: +20℃ → +100℃: ≤15min 使用環境温度範囲: +4℃～+35℃ 温度プログラム運転: 2セグメントプログラムを9個保存可能 (温度メモリー的な使用も可能) 電源 (ACアダプタ): 100-240V, 1.2A	50,000円※2	36,500円※2

※1. 使用環境温度範囲内であっても、使用条件により仕様を満たさない場合があります。※2. ブロックは別売です (下記参照)。●空冷ファンは、設定温度や現在温度に応じて自動的に動作します。作動中は作動音がする他、本体底面から多少の風が出ます。●製品の仕様や外観は、改善のため予告なく変更する場合があります。●写真の容器は付属しません。

■別売部品：ブロック 本体と一緒に必ずお求めください。

製品名／容器架数	製品コード	希望小売価格	製品名／容器架数	製品コード	希望小売価格
0.2mL 8連マイクロチューブ用ブロック (8×5本架)	00-NDB-B002PS	18,000円	1.5mL マイクロチューブ用ブロック (15本架)	00-NDB-B015MS	16,000円
0.5mL マイクロチューブ用ブロック (24本架)	00-NDB-B005MS	16,000円	2.0mL マイクロチューブ用ブロック (15本架)	00-NDB-B020CS	

小型ブロックインキュベーター

Nichimate Dry Bath series

超コンパクトサイズ。
小型ならではの速い温度移行速度。
サーモリッドは試料の蒸発を低減。



30% OFF

デモ機
貸出OK

20% OFF

デモ機
貸出OK

製品タイプ	製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
加熱・サーモリッド	00-NDB+	温度範囲: 室温+5℃～+100℃ (+20℃→+100℃≤15min)	70,000円※2	49,000円※2
加熱・冷却・サーモリッド	00-NDB-C	温度範囲: 室温-25℃～+100℃※1 (+20℃→+100℃≤15min、+26℃→+4℃≤30min)	120,000円※2	96,000円※2

※1. 室温から25℃低い温度までブロックを冷却可能、ただし最大で-10℃まで。※2. ブロックは別売です (下記参照)。●サーモリッドは、設定温度と同じ温度に自動制御されます。ただしクールの冷却時にはOFFになります。

■別売部品：ブロック 本体と一緒に必ずお求めください。

製品名／容器架数	製品コード	希望小売価格	製品名／容器架数	製品コード	希望小売価格
0.2mL 8連マイクロチューブ用ブロック (8×5本架)	00-NDB-B002PS	18,000円	1.5mL マイクロチューブ用ブロック (15本架)	00-NDB-B015MS	16,000円
0.5mL マイクロチューブ用ブロック (24本架)	00-NDB-B005MS	16,000円	2.0mL マイクロチューブ用ブロック (15本架)	00-NDB-B020CS	

マイクロチューブ (キャップロックタイプ)

Micro Tube

ガードピンで片手操作時の
コンタミネーションリスクを低減。

DNase
RNase
FREE

AC
滅菌可

サンプル
提供OK



MAX
55% OFF

タイプ	容量	製品コード	入数	希望小売価格	キャンペーン価格 (単価)
キャップ ロック	1.5mL	00-ETS-MC-15	1,000個	4,000円	1,800円 (1.8円)
	2.0mL	00-ETS-MC-20	1,000個	4,500円	2,250円 (2.25円)

マイクロプレート用シェーカーインキュベーター

Nichimate PlateShaker

マイクロプレート2枚用の手軽な
シェーカーインキュベーター。

温度精度に優れるヒーターで上下から加温。
3mm振幅で96ウェルを確実に攪拌。

NEW!

30% OFF

デモ機
貸出OK



【96ウェルの
攪拌】




製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NPS-2T	振とう速度／振幅：200～1200rpm、3mm 使用温度範囲※1：室温+5℃～+70℃（設定可能範囲は0℃～、ただし冷却機能なし、設定温度単位0.1℃） ヒーター温度調節精度※1：±0.5℃（+37.0℃設定時：±0.3℃） タイマー設定範囲：1分～99時間59分 使用可能容器：マイクロプレート（SBS規格）×2枚※2 電源：AC100～240V（3Pコンセント接続、2Pコンセントアダプタは付属しません）※3	220,000円	154,000円

※1. 容器および試料がない（環境温度以外の温度的な負荷がない）場合の値です。なお、使用環境温度範囲内であっても、使用条件により仕様を満たさない場合があります。 ※2. 十分な攪拌ができるのは96ウェルまでです。また、試料が1枚分のみであっても、空のマイクロプレートを用いて常に2枚を取り付けてください。なお、マイクロプレートはSBS規格に準じた多くのブランドが使用可能ですが、大切な試料を損なうことがないよう、あらかじめ空のマイクロプレートを用いて着脱の感覚や固定の具合を確かめておくことをお勧め致します。 ※3. 電源ケーブルは、必ず3Pコンセントに接続してください。2Pコンセントアダプタのご使用は電気安全上お勧めできないため、付属していません。 ●製品の仕様や外観は、改善のため予告なく変更する場合があります。 ●写真の容器は付属しません。

小型多機能ローテーター

Nichimate Rotator

ローテーターとしての動きに加え、
ミキシング・シーソー・間欠回転も。
容器ホルダー全種が標準付属。



4種の付属ホルダーで
下記の容器架数となり
ます（小は各2個付属）。



【動作の
様子】



20% OFF

デモ機
貸出OK

製品コード	振とうモード	容器架数	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NRT	・Rotate（回転※）……………5～70r/min ・Mix（間欠回転※+微震動）……………5～30r/min ・Pause（間欠回転※）……………5～35r/min ・Rock（シーソー）……………2～10r/min ※回転は容器の取付方向によって転倒攪拌になります。	・0.5mLマイクロチューブなら24本 ・1.5/2.0mLマイクロチューブなら11本×2 ・φ12～13mm（5mLや7mL）チューブなら5本×2 ・15mLディスク遠沈管なら5本×2 ・50mLディスク遠沈管なら6本	93,000円	74,400円

ポータブルドライアスピレーター

Nichimate ASPIRATOR

単三乾電池でも最大8時間駆動。
超コンパクトサイズ。
ほど良い吸引力で、貴重な試料を
誤吸引する危険性を低減。



上面に50mLディ
スコ遠沈管を挿入
できます。



ペン型吸引ノズル
のリーク穴を塞ぐ
と吸引ON、開放
するとOFF。



25% OFF

デモ機
貸出OK

製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NASP-1	吸引速度：～50mL/min（1000μLチップ使用時） 廃液容量：250mL、電源：単三乾電池×2、またはAC100V 主な標準付属品：ペン型吸引ノズル※2	70,000円	52,500円

※1. 廃液リザーバーの瓶は、破損時等のために単品販売も行っています（00-NASP-RP3：5,000円）。
※2. マイクロピペット用のチップ（200～300μLまたは1000μL、別途ご購入ください）を取り付けて使用します。
●ポンプ保護フィルターや排気用フィルターは備えていません。

廃液リザーバーの
瓶は単品販売も
行っています※1



UV殺菌機能付きピペットスタンド

Nichimate UV Carousel

立てておくついでにマイクロピペット下部にUV照射。
28分間の照射で表面の汚染微生物を99.9%殺菌。
マイクロピペットをクリーンな状態に保てます。

■実験データ

S. aureus (1.5×10^6 cfu/10 μ L) を下部表面3箇所に塗布して汚染したマイクロピペットを本製品により殺菌灯に28分間照射した後、汚染箇所をそれぞれ拭き取って寒天培地に塗抹した。マイクロピペットを3本用いて計3回行ったところ、以下の結果となった。値は拭き取り液1mL中の生存菌数 (cfu) を示す。ノズル先端断面からは生存菌が検出されず、検出された側面においてもその菌数は0.1%未満であり、トータルとして99.9%の殺菌能力を確認できた(当実験は第三者機関により実施された)。

ピペット No.	側面 光源側	側面 ミラー側	ノズル先端 断面
1	0	2.0×10	0
2	0	0	0
3	1.9×10 ²	0	0

製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NUVC-6	マイクロピペット架数:シングル6本(1000 μ Lまで) 殺菌灯:UV-C、寿命約2000時間、1回の運転:28min	65,000円	52,800円

※多くのブランドが使用できます。詳しくはお問い合わせください(いずれのブランドにおいても5000および10000 μ L、マルチチャンネルタイプは使用できません)。
●殺菌灯は中央にあり、チャンパー外周内壁には反射ミラーを備えていますので、ピペット下部全体に紫外線が当たります。●本製品の殺菌灯は一般的なものと同様に水銀を使用していますが、特殊用途の紫外線ランプであるため「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」の規制する「特定水銀使用製品」には該当しません。



マイクロピペットは付属しません。

19% OFF

全自動卓上小型高圧蒸気滅菌機

Nichimate AutoClave

マイクロピペットのノズル内部も滅菌。滅菌から乾燥まで全自動。
100V電源で使用でき簡単操作、日々の滅菌作業が楽になります。

- Nichipetは、下記のAC-Bagに入れた状態で5~6本を収容できます。
- ラックチップや器具、開栓状態の容器等も滅菌可能です(培地等の液体の滅菌は不可)。
- 加圧用の水は上面の給水口より2.8Lを注ぎ入れるだけ。1回の消費量はわずかです。

製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NAC-1	滅菌温度:121℃(20~90分)/132℃(5~90分) 乾燥温度:約100℃(0~90分)、送風機能あり 給水:本体上面から供給、約2.8L 電源:AC100V、1.44kw(3Pコンセント)	560,000円 (バスケット別売)	476,000円 (バスケット別売)

●本製品の圧力容器種類は、小型圧力容器のうち点検が不要な規模である「(簡易) 容器」です。●ドアパッキンおよびエアベントフィルターは、定期的な交換をお勧めしています。●水槽内の水(精製水+水道水を推奨)は、週に一度の交換をお願いしています。●液体を滅菌することはできません。●連続使用はできません。一度運転した後は、20分以上の冷却時間が必要です。●本製品は研究用です。医療目的には使用できません。

■別売部品:バスケット 本体と一緒に必ずお求めください。

製品コード	おもな仕様	希望小売価格
00-NAC-1-OP1	被滅菌物を入れる必須のカゴ、出し入れに使うハンドルが付属 内寸:185(149)×270×99Hmm	18,000円



別売バスケット

デモ機
貸出OK

15% OFF

オートクレープ用滅菌バッグ

Nichimate AC-Bag

シングルのマイクロピペット1本にジャストサイズ。
滅菌後は、開封しなければ中の滅菌状態を1年間維持できます。

Nichipet(NPX2およびNLT、各3本)のノズル内部をG. stearothermophilusの芽胞液(1.7×10^5 cfu/10 μ L)で汚染してから本製品に封入し、床置型オートクレープと上記NAC-1で高圧蒸気滅菌にかけた。滅菌後、ノズル内部を培地でリンスした回収液を培地に接種して培養した。結果、いずれも生育が認められず、NAC-1は、Nichipetのノズル内部を滅菌でき、本製品はその滅菌を阻害しないことが確認された【右表について:各3本のピペットのうち1本の試験結果3回分のみ示す。(-)生育なし(+)生育あり】。

■実験データ

床置型オートクレープ + 本製品			NAC-1 + 本製品		
回数	汚 染	滅菌後培養結果	回数	汚 染	滅菌後培養結果
1回目	1.7×10^5	NPX2 (-)	1回目	1.7×10^5	NPX2 (-)
		NLT (-)			NLT (-)
2回目		NPX2 (-)	2回目		NPX2 (-)
		NLT (-)			NLT (-)
3回目		NPX2 (-)	3回目		NPX2 (-)
		NLT (-)			NLT (-)

製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NACB-P100	100枚入、外寸130×400mm、ACインジケータ印刷あり 3方シール済(封をするためにヒートシーラーが必要)	7,000円	4,900円

※1. ACインジケータはオートクレープ(高圧蒸気滅菌)により水色から茶色に変色しますが、目安であり滅菌を保証するものではありません。※2. ヒートシーラーは幅130mmに対応し、180℃の熱がかけられるものをご用意ください。●本製品は、ご購入から1年以内にご使用ください。●本製品は研究用です。



30% OFF

サンプル
提供OK



Nichipet Air(1000 μ L)を入れた場合

オートクレーバブルマイクロピペット

Nichipet® EX Plus II

ドリームバンクポイント
1 point

AC
滅菌可

UV
殺菌可

デモ機
貸出OK

溶剤に対する耐薬品性に優れた
ニチペットシリーズ有機溶媒、耐酸性対応モデル


製品コード	容量範囲 (μL)	精度 (%)	再現性 (%)	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NPLO2-2	0.1~2	~±3.0*	~±1.0*	39,000円	27,300円
00-NPLO2-10	0.5~10	~±1.0	~±0.5		
00-NPLO2-20	2~20	±5.0~±1.0	±3.0~±0.4		
00-NPLO2-100	10~100	±2.0~±0.8	±1.0~±0.3	35,000円	24,500円
00-NPLO2-200	20~200	±1.0~±0.8	±0.5~±0.2		
00-NPLO2-1000	100~1000	±1.0~±0.7	±0.5~±0.2		
00-NPLO2-5000	1000~5000	±1.0~±0.6	±0.3~±0.2	42,000円	29,400円
00-NPLO2-10000	1000~10000	±2.0~±0.4	±0.4~±0.2	51,000円	35,700円

●カウンター窓はガラス製のため、クリーンベンチ等の殺菌灯の紫外線に曇ることはありません。本体にはUV耐性の高い材質を使用しておりますが、長時間のUV照射により本体表面が劣化する場合があります(精度・再現性に影響はありません)。*NPLO2-2の0.2μL以下における精度・再現性はサンプリング技能に大きく影響されます。



30% OFF

【O-リング】
耐薬品性



オートクレーバブルマイクロピペット

Nichipet® EX II

ドリームバンクポイント
1 point

AC
滅菌可

UV
殺菌可

デモ機
貸出OK

多くの方々の手に馴染んできた
国産オートクレーバブルマイクロピペットのスタンダード。

製品コード	容量範囲 (μL)	精度 (%)	再現性 (%)	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NPX2-2	0.1~2	~±3.0*	~±1.0*	31,500円	22,050円
00-NPX2-10	0.5~10	~±1.0	~±0.5		
00-NPX2-20	2~20	±5.0~±1.0	±3.0~±0.4		
00-NPX2-100	10~100	±2.0~±0.8	±1.0~±0.3	28,500円	19,950円
00-NPX2-200	20~200	±1.0~±0.8	±0.5~±0.2		
00-NPX2-1000	100~1000	±1.0~±0.7	±0.5~±0.2		
00-NPX2-5000	1000~5000	±1.0~±0.6	±0.3~±0.2	31,500円	22,050円
00-NPX2-10000	1000~10000	±2.0~±0.4	±0.4~±0.2	38,500円	26,950円

●カウンター窓はガラス製のため、クリーンベンチ等の殺菌灯の紫外線に曇ることはありません。本体にはUV耐性の高い材質を使用しておりますが、長時間のUV照射により本体表面が劣化する場合があります(精度・再現性に影響はありません)。●チューブオープナーは別売です(00-NTO-001:3個入2,000円)。*NPX2-2の0.2μL以下における精度・再現性はサンプリング技能に大きく影響されます。




30% OFF



チューブオープナー
(別売)

チューブ
オープナーの
使い方



エルゴノミックマイクロピペット

NICHIRYO Le

ドリームバンクポイント
1 point

デモ機
貸出OK

軽量で扱いやすい入門用。

製品コード	容量範囲 (μL)	精度 (%)	再現性 (%)	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NLE-10	0.5~10	~±1.2*	~±0.8*		
00-NLE-20	2~20	±5.0~±1.2	±3.0~±0.8		
00-NLE-100	10~100	±2.0~±1.0	±1.0~±0.6	16,500円	9,900円
00-NLE-200	20~200	±1.2~±0.8	±1.0~±0.6		
00-NLE-1000	100~1000	±1.2~±0.7	±0.8~±0.5		

*NLE-10の0.5μLにおける精度・再現性はサンプリング技能に大きく影響されます。



40% OFF

Twitter & Nichipet Karte プレゼントキャンペーン!

お手持ちのニチペットの画像をTwitterへ投稿いただいた方、
ユーザー様向け無料サービス『Nichipet Karte』にご登録いただいた方へ
オリジナルエコバッグを**先着100名様**へプレゼントいたします!



※イラストはイメージです

Twitter キャンペーン詳細

お手持ちの弊社製マイクロペットの画像を
Twitterに投稿いただいた方へ、
オリジナルエコバック4種の中からランダムで
おひとつプレゼントいたします。

【応募方法】

- ①公式アカウント(@NICHIRYO_JP)をフォロー。
- ②ハッシュタグ『#ニチリョーのニチペット』を
つけて、お手持ちの弊社製マイクロペットの
画像をツイート。

株式会社ニチリョー【公式】
(@NICHIRYO_JP)

キャンペーンや新製品、
展示会など様々な情報や、
Twitter限定プレゼント企画を
不定期で実施しています。



YouTubeニチリョー公式アカウントも
ぜひフォローください!

マイクロペットの
メンテナンスや容量調整、
製品の紹介動画などを
ご紹介しています。



Nichipet Karte キャンペーン詳細

ユーザー様向け無料サービス
『Nichipet Karte』にご登録いただいた方へ、
オリジナルエコバック4種の中からランダムで
おひとつプレゼントいたします。

【お申し込み方法】

下記連絡先までご連絡ください。

株式会社ニチリョー ニチペットカルテ係

Email: info@nichiryo.co.jp Tel: 03-6273-7651

マイクロペットの
修理・校正・検定・
測定履歴が一目で
確認できます!



弊社製マイクロペットに刻印されているシリアルナン
バーを利用し、一括で管理できるサイトです。ご登録い
ただくと、お手持ちのマイクロペットの修理・校正・測
定履歴がサイト上で確認でき、定期的な点検等のペッ
トの管理にご活用いただけます。Nichipet Premiumシ
リーズの5年保証期限を確認することも可能です。



※画面はイメージです。

- ・ノベルティプレゼントはそれぞれお一人様一回限りとさせていただきます。
- 〈注意事項〉
- ・予定数量に達し次第、予告なくキャンペーン終了とさせていただきます。予めご了承ください。
 - ・ノベルティの製品保証はございません。ノベルティを使用したことにより起きたいかなる事象も一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。

オートクレーバブルマルチチャンネルマイクロピペット

Nichipet® EX II MULTI

35% OFF

ドリームバンクポイント
8ch: 2 points

ドリームバンクポイント
12ch: 3 points

AC
滅菌可

UV
殺菌可

デモ機
貸出OK

本体丸ごと
オートクレーブ可能な
ベストセラーモデルの
マルチチャンネルタイプ。



Ch数	製品コード	容量範囲 (μL)	精度 (%)	再現性 (%)	希望小売価格	キャンペーン価格
8	00-NPM-8VP	0.5~10	~±2.0*	~±1.0*	77,000円	50,050円
	00-NPM-8SP	5~100	~±0.8	~±0.3		
	00-NPM-8LP	20~200	±3.0~±0.9	±0.6~±0.3		
	00-NPM-8KP	30~300	±3.0~±0.6	±1.0~±0.3		
12	00-NPM-12VP	0.5~10	~±2.0*	~±1.0*	100,000円	65,000円
	00-NPM-12SP	5~100	~±0.8	~±0.3		
	00-NPM-12LP	20~200	±3.0~±0.9	±0.6~±0.3		
	00-NPM-12KP	30~300	±3.0~±0.6	±1.0~±0.3		

●カウンター窓はガラス製のため、クリーンベンチ等の殺菌灯の紫外線で曇ることはありません。本体にはUV耐性の高い材質を使用しておりますが、長時間のUV照射により本体表面が劣化する場合があります（精度・再現性に影響はありません）。*NPM-8VP/12VPの1μL以下における精度・再現性はサンプリング技能に大きく影響されます。

リザーバー（透明PET製）

Reagent Reservoir

25% OFF

サンプル
提供OK

透明PET製、個包装かつ安価。
電子線滅菌済み。
上端片側に並ぶ窪みは、
ピペットチップを壁面に沿わせて
液を切りやすくするための工夫。



容量	製品コード	材質	パッケージ	入数	希望小売価格	キャンペーン価格 (単価)
50mL	00-RV-PET50S	ポリエチレン テレフタレート	滅菌済 個包装	50個	6,000円	4,500円 (90円)

ピペットコントローラ

Pipette Mate® NEO


35% OFF

ドリームバンクポイント
1 point

UV
殺菌可

デモ機
貸出OK

UV耐性で
クリーンベンチ内での
使用にも最適。
軽量（約167g）で
操作性に優れた
スタンド不要の自立型。



製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-PMNEO	使用可能ピペット：ガラス製および プラスチック製（1~100mL）、 フル充電で約1700回吸引吐出	42,000円	27,300円

オートクレーバブルボトルトップディスペンサー

DISPET EX II

30% OFF

ドリームバンクポイント
1 point

AC
滅菌可

※状況により納期が遅れる場合があります。
ご了承ください。

各種標準試薬瓶にセット可能な
ボトルトップディスペンサー。
オートクレーブ滅菌
（121℃、20分）が可能。




【耐薬性
一覧】



製品コード	分注容量 (mL)	目盛単位 (mL)	精度 (%)	再現性 (%)	本体 ねじ口	付属 アダプタ サイズ	希望 小売価格	キャンペーン 価格
00-DPX2-20	0.2~2.0	0.05	±0.5	±0.1	GL-45	GL-28	52,000円	36,400円
00-DPX2-50	0.5~5.0	0.10	±0.5	±0.1		GL-32	65,000円	45,500円
00-DPX2-100	1.0~10.0	0.2	±0.5	±0.1		GL-38	77,000円	53,900円
00-DPX2-250	2.5~25.0	0.5	±0.5	±0.1				
00-DPX2-500	5.0~50.0	1	±0.5	±0.1				
00-DPX2-1000	10.0~100.0	2	±0.5	±0.1			90,000円	63,000円

各社製品のJCSS校正サービスがスタート!

バリデーションサービスをリニューアルしました!



● J: JCSS校正サービス (マイクロピペット)

対象メーカー	コース	A	B	C	D
NICHIRYO		・出荷時のみ適用 ・合格判定は メーカー精度基準	・点検/修理/調整 後の校正のみ ・合格判定は メーカー精度基準	・点検/修理/調整 前後で校正 ・合格判定は ISO-8655-2基準	・調整なしで校正のみ ・合格判定は ISO-8655-2基準
GILSON, Eppendorf Thermo Fisher Scientific METTLER TOLEDO, SARTORIUS					

種類	サービスコード	料金(税別)	校正		発行書類	合格判定基準	測定回数	校正容量 ※表示容量範囲を基準とする
			調整前	調整後				
シングル	J-A	13,000円	○	—	—	メーカー精度	10回	・最大値 ・50% ・最小値 (または10%)
	J-B	18,000円	—	○	○	メーカー精度		
	J-C	30,000円	○	○	○	ISO-8655-2		
	J-D	13,000円	○	—	—	ISO-8655-2		
マルチ8チャンネル	J-A8	27,000円	○	—	—	メーカー精度		
	J-B8	35,000円	—	○	○	メーカー精度		
	J-C8	61,000円	○	○	○	ISO-8655-2		
	J-D8	27,000円	○	—	—	ISO-8655-2		
マルチ12チャンネル	J-A12	40,000円	○	—	—	メーカー精度		
	J-B12	48,000円	—	○	○	メーカー精度		
	J-C12	87,000円	○	○	○	ISO-8655-2		
	J-D12	40,000円	○	—	—	ISO-8655-2		

● N: 検定サービス (マイクロピペット)

対象メーカー \ コース	A	B	C	D
NICHIRYO	・出荷時のみ適用 ・合格判定は メーカー精度基準	・点検/修理/調整 後の検定のみ ・合格判定は メーカー精度基準	・点検/修理/調整 の前後で検定 ・合格判定は ISO-8655-2基準	・調整なしで検定のみ ・合格判定は ISO-8655-2基準

種類	サービスコード	料金(税別)	検定		発行書類	合格判定基準	測定回数	検定容量 ※表示容量範囲を基準とする
			調整前	調整後				
シングル	N-A	4,000円	○	—	—	メーカー精度	6回	・最大値 ・最小値 (または10%)
	N-B	9,000円	—	○	○	メーカー精度		
	N-C	12,500円	○	○	○	ISO-8655-2		
	N-D	4,000円	○	—	—	ISO-8655-2		
マルチ8チャンネル	N-A8	8,500円	○	—	—	メーカー精度		
	N-B8	16,500円	—	○	○	メーカー精度		
	N-C8	24,500円	○	○	○	ISO-8655-2		
	N-D8	8,500円	○	—	—	ISO-8655-2		
マルチ12チャンネル	N-A12	12,500円	○	—	—	メーカー精度		
	N-B12	20,500円	—	○	○	メーカー精度		
	N-C12	32,500円	○	○	○	ISO-8655-2		
	N-D12	12,500円	○	—	—	ISO-8655-2		

※ニチリョー製品以外の修理は簡易メンテナンスとなります。交換パーツが必要な修理は行えませんので、修理せずそのまま返却致します。他社製品のJCSS校正サービスをご希望の場合は、一度お問い合わせください。

●Nichipet Premium/Nichipet Premium LTの5年保証期間中は、JおよびNともB/Cコースの場合、料金(シングル)から5,000円をお値引きさせていただきます(同製品は2021年5月現在、シングル機種のみとなっています)。

●容量固定式ピペットの校正及び検定は表示容量のみとなります。

●トレーサビリティ体系図(常用参照標準校正証明書)をご要望の場合は、別途料金(5,000円)を申し受けます。

●J-C/N-Cコースにおいて、調整前校正(調整前検定)が完了した後のキャンセルはお受けできません。予めご了承ください。

●納期はJおよびNとも、A/B/Dコースが受注確定後6営業日、Cコースが受注確定後12営業日となります(ただし本数によっては納期をご相談させて頂く場合があります)。

●ドリーム/バンクポイントが付与されるのは、Jの各コースのみです。

●マルチチャンネルピペットは全チャンネルを測定し、書類を発行致します(ただし、0.5~10μLの容量モデルは両端と真中の3チャンネルの測定となります)。

当社校正サービスセンターは認定基準としてISO/IEC17025(JISQ17025)を用い、認定スキームをISO/IEC17025に従って運営されるJCSSの下で認定されています。JCSSを運営している認定機関(IAJapan)は、アジア太平洋試験所認定協力機構(APLAC)及び国際試験所認定協力機構(ILAC)の相互承認に署名しています。当社校正サービスセンターは国際MRA対応JCSS認定事業者です。JCSS0280は当社校正サービスセンターの認定番号です。





分注機 “ガラスデジフィット”

プラスチック製チップは、プラスチックから化学物質の溶出が懸念されます。そのため、環境ホルモン分析などの超微量分析に、プラスチック製チップを使うことは不向きとされてきました。“ガラスデジフィット”は、チップがガラス製なので、化学物質の溶出による影響を受けずに検液のハンドリングが可能です。

特徴

- 小型で、軽量
- 4種類で 20 μ L ~ 10,000 μ L (10mL) までのサンプリングに対応
- 接液部はガラスチップ（硬質ガラス製）
- 容量設定はプッシュボタンを回転させて、ワンタッチロックネジで固定
- 本体気密部は PTFE を使用
- グリップ部の形状は操作性を考慮した設計

付属品


- ガラスチップ 1本
- ノズル O リング 2コ



使用例



グリップ部



容量表示部

品目コード	規格	分注範囲 (μ L)	目盛単位 (μ L)	精度 (%)	再現性 (%)	適合チップ	価格
080130-1002	0.2mL	20 ~ 200	0.2	$\pm 6.0 \sim \pm 3.0$	$< 6.0 \sim < 3.0$	ガラスチップ 0.2mL 用	43,000 円
080130-101	1mL	100 ~ 1000	1	$\pm 5.0 \sim \pm 3.0$	$< 5.0 \sim < 3.0$	ガラスチップ 1mL 用	43,000 円
080130-105	5mL	1000 ~ 5000	10	$\pm 5.0 \sim \pm 3.0$	$< 5.0 \sim < 3.0$	ガラスチップ 5mL 用	43,000 円
080130-110	10mL	1000 ~ 10000	10	$\pm 6.0 \sim \pm 3.0$	$< 6.0 \sim < 3.0$	ガラスチップ 10mL 用	49,000 円

●再現性は周囲温度により異なります。

■ガラスチップ ほうけい酸ガラス -1



品目コード	適合容量	入数	価格
080130-10021A	0.2mL	10	3,700 円
080130-1011A	1mL	10	4,500 円
080130-1051A	5mL	10	4,500 円
080130-1101A	10mL	10	5,000 円



※お問い合わせは柴田科学株式会社まで

SINCE 1921



SIBATA

100th Anniversary

