

2020.9.1(火) ~ 2020.10.30(金)

夏の終わりに特別キャンペーン

ドリームバンク会員様限定!!

30% OFF



P.2

Nichimate Dry Bath Plus/Cool

25% OFF



P.2

Nichimate Dry Bath

25% OFF



P.3

Nichimate Flush

30% OFF



P.3

Nichimate Rotator

MAX 30% OFF



P.3

Nichimate Mixer

19% OFF



P.4

Nichimate UV Carousel

15% OFF



P.4

Nichimate AutoClave

29% OFF



P.5

Nichimate ASPIRATOR

35% OFF



P.5

Pipette Mate NEO

消耗品各種も35~63% OFF!!

P.6

ローリテンションチップ



P.6

エコノミーチップ、ラック、バルク、リフィル



P.7

ディスポーザブル遠沈管



P.7

マイクロチューブ



P.7

リザーバー



P.5

セロロジカルピペット



サーモリッド付き小型ブロックインキュベーター

Nichimate Dry Bath Plus/Cool

デモ機
貸出OK

30%
OFF

限られたスペースでも使いやすい超コンパクトサイズ。
小型ならではの高い温度精度と速い温度移行速度。
サーモリッドで試料の溶媒の蒸発を低減。



容器を上からも温めることで容器内試料の溶媒の蒸発を抑制します。高さの異なるマイクロチューブの同時使用も可能です。



サーモリッドがないタイプ(画像左側)との、65℃における比較。環境温度にもよりますが、サーモリッドは65℃程度まで有効です。



NDB+

NDB-C

製品名	製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
ニチメイト ドライバス・プラス (加熱のみ)	00-NDB+	使用温度範囲：室温+5℃～+100℃、外形寸法：110×156×97Hmm 温度移行速度：+20℃→+100℃≦15min	70,000円 (ブロック別売)	49,000円 (ブロック別売)
ニチメイト ドライバス・クール (加熱および冷却)	00-NDB-C	使用温度範囲：室温-25℃～+100℃(*)、外形寸法：110×156×108Hmm 温度移行速度：+20℃→+100℃≦15min、+26℃→+4℃≦30min	120,000円 (ブロック別売)	84,000円 (ブロック別売)

(*): 室温から25℃低い温度までブロックを冷却可能、ただし最大で-10℃まで。●サーモリッドは、設定温度と同じ温度に自動制御されます。ただレールの冷却時にはOFFになります。

■別売部品：ブロック 本体と一緒に必ずお求めください。

製品名/容器架数	製品コード	希望小売価格	製品名/容器架数	製品コード	希望小売価格
0.2mL 8連マイクロチューブ用ブロック(8×5本架)	00-NDB-B002P	18,000円	1.5mL マイクロチューブ用ブロック(15本架)	00-NDB-B015MS	16,000円
0.5mL マイクロチューブ用ブロック(24本架)	00-NDB-B005MS	16,000円	2.0mL マイクロチューブ用ブロック(15本架)	00-NDB-B020CS	

●プラスおよびクールとも、下記の「ニチメイト ドライバス」用のブロック(00-NDB-B015M、00-NDB-B020M)も使用可能です。

小型ブロックインキュベーター

Nichimate Dry Bath

デモ機
貸出OK

25%
OFF

限られたスペースでも使いやすい超コンパクトサイズ。
小型ならではの高い温度精度と速い温度移行速度。
ブロック交換で0.2mL/0.5mL//1.5mL/2.0mLに対応。



別売ブロック
(NDB-B002P)



別売ブロック
(NDB-B015M)



製品名/備考	製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
ニチメイト ドライバス (加熱のみ)	00-NDB	使用温度範囲：室温+5℃～+100℃、外形寸法：112×150×100Hmm 温度移行速度：+20℃→+100℃≦15min	50,000円 (ブロック別売)	37,500円 (ブロック別売)

■別売部品：ブロック 本体と一緒に必ずお求めください。

製品名/容器架数	製品コード	希望小売価格	製品名/容器架数	製品コード	希望小売価格
0.2mL 8連マイクロチューブ用ブロック(8×5本架)	00-NDB-B002P	18,000円	1.5mL マイクロチューブ用ブロック(15本架)	00-NDB-B015M	16,000円
0.5mL マイクロチューブ用ブロック(24本架)	00-NDB-B005MS	16,000円	2.0mL マイクロチューブ用ブロック(15本架)	00-NDB-B020C	

●シリーズ製品の「ニチメイト ドライバス・プラス/クール」用のブロック(00-NDB-B015MS、00-NDB-B020MS)も使用可能です。

小型卓上遠心機

Nichimate Flush

デモ機
貸出OK

フタの開閉で ON/OFF。付属のアダプターやローター交換で5種類のマイクロチューブに対応。

25%
OFF

- 適合マイクロチューブ
- 1.5/2.0mL × 8 本
 - 0.5mL × 8 本 (付属アダプター使用)
 - 0.2mL × 8 本 (付属アダプター使用)
 - 0.2mL (8 連) × 4 本 (付属専用ローターに交換)



付属のアダプターとローターは本体底面に収納できます (アダプターは 8 個まで)。



製品名	製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
ニチメイト フラッシュ	00-NCF	最大回転数：6,000r/min (2,000 × g)、外形寸法：114 × 150 × 114Hmm	39,800円	29,850円

小型多機能ローテーター

Nichimate Rotator

デモ機
貸出OK

ローテーターとしての動きに加え、ミキシング・シーソー・間欠回転も可能。容器ホルダー全種が標準付属。

30%
OFF

- 運転モードと速度
- Rotate (回転 / 転倒攪拌) 5 ~ 70r/min
 - Mix (微震動) 5 ~ 30r/min
 - Pause (間欠回転 / 間欠転倒攪拌) 5 ~ 35r/min
 - Rock (シーソー) 2 ~ 10r/min



動きを動画でご確認頂けます。



製品名	製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
ニチメイト ローテーター	00-NRT	外形寸法:275 × 152 × 165Hmm (ホルダー含まず)、下記4種のホルダーが付属。	93,000円	65,100円

■ 容器ホルダー (単品販売)

製品名	容器架数	製品コード	希望小売価格
1.5/2.0mL マイクロチューブ用ホルダー	11 本架、本体に4つまで取付可能。	00-NRT-H015020	12,000円 (2個セット)
φ 12-13 mm チューブ用ホルダー	5 本架、本体に4つまで取付可能、但し容器は10本まで	00-NRT-H050070	
15mL ディスポ遠沈管用ホルダー	5 本架、本体に4つまで取付可能、但し容器は10本まで	00-NRT-H100150	10,000円
50mL ディスポ遠沈管 + 0.5mL マイクロチューブ用ホルダー	50mL × 6 本 + 0.5mL × 24 本、本体に1つ取付可能	00-NRT-H500005	

ボルテックスミキサー

Nichimate Mixer

デモ機
貸出OK

強力ミキシングと抜群の本体安定性を両立。50mL 遠沈管なら、40mL まで液量があっても確実に攪拌。


MAX
30%
OFF



別売のフラットホーム



付属の標準ヘッド



製品名	製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
ニチメイト ミキサー	00-NMX	震動速度：200 ~ 3,000r/min、外形寸法：130 × 160 × 170Hmm	39,800円	27,860円
フラットホーム	00-NMX-F	直径 75 mm、滑り止めの凹凸がついた平らで広いヘッド。	4,800円	3,840円

UV殺菌機能付きピペットスタンド

Nichimate UV Carousel

デモ機
貸出OK


19%
OFF

マイクロピペットスタンドにUV殺菌機能をプラス。
立てておくついでにマイクロピペット下部にUV照射。
28分間の照射で表面の汚染微生物を99%殺菌。

- マイクロピペットの表面をクリーンな状態に保てます。
- ほとんどのブランドのマイクロピペットに対応します。
- 紫外線による殺菌のため、簡単に経済的です。
- 殺菌後すぐにマイクロピペットを使えます。

■実験データ：
UV照射時間と殺菌効果の関係

*S. aureus*の培養液で下部表面を汚染したマイクロピペットをNichimate UV CarouselによりUVに曝した。UV照射の途中でマイクロピペットを取り出してゆき、各マイクロピペットの汚染部分をリンスして回収した液をプレーティングして生じたコロニーを数えた。結果、28分のUV照射で99%のコロニー数減少が見られた(当実験は外部機関により実施された)。



弊社のニチベット®シリーズやニチリョー Le は、いずれも取り付け可能。

マイクロピペットは付属しません。

製品名	製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
ニチメイト UV カローセル	00-NUVC-6	マイクロピペット架数：6本(1000μLまで。多くのブランドに対応)(*) 殺菌灯：寿命約2000時間、1回の運転：28min、外形寸法：φ170×330Hmm	65,000円	52,800円

(*) 詳しくはお問合せください(いずれのブランドにおいても5000および10000μL、マルチチャンネルタイプは使用できません)。●本製品の殺菌灯は一般的なものと同様に水銀を使用していますが、特殊用途の紫外線ランプであるため「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」の規制する「特定水銀使用製品」には該当しません。

卓上小型高圧蒸気滅菌器

Nichimate AutoClave

日本製

デモ機
貸出OK

15%
OFF

オートクレーバブルマイクロピペットや小型器具の滅菌に最適な卓上サイズの横型。簡単操作で滅菌と乾燥を全自動。日々の滅菌作業を各段に省力化。

- 弊社ニチベット®の滅菌に最適。オートクレーブバッグに入れたニチベット(5~6本収容可)のノズル内部の滅菌が可能です(121℃、20分)。
- カンタン操作。滅菌から乾燥まで全自動。滅菌と乾燥を個別実施も可能です。
- オートクレーバブルマイクロピペット以外にも、ラックチップや器具、開栓状態の容器等を滅菌可能です(培地等の液体の滅菌は不可)。
- 加圧用の水は天面の給水口より2.8Lを注ぎ入れるだけ。1回の運転で消費する水はわずかです。



別売バスケット



製品名	製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
ニチメイト オートクレーブ	00-NAC-1	滅菌温度：121℃(20~90分) / 132℃(5~90分) 乾燥温度：約100℃(0~90分)、送風機能あり(滅菌と乾燥は単独運転も可)。 滅菌チャンバー容積：12.5L、給水：本体上面から供給、約2.8L 外形寸法：430×453×367Hmm、本体重量：約27kg 電源：AC100V、1.44kw(3Pコンセント) 付属品：スノコ板1枚、排水フィルター1個、エアイベントフィルター(取付済)	560,000円 (バスケット別売)	476,000円 (バスケット別売)

●本製品の圧力容器種類は、小型圧力容器のうち点検が不要な規模のもです。●ドアパッキンおよびエアイベントフィルターは、定期的な交換をお勧めしています。●水槽内の水(精製水+水道水を推奨)は、週に一度の交換をお願いしています。●液体を滅菌することはできません。●連続使用はできません。一度運転した後は、20分以上の冷却時間が必要です。●本製品は研究用です。

■別売部品：バスケット 本体と一緒に必ずお求めください。

製品名	製品コード	おもな仕様	希望小売価格
バスケット220	00-NAC-1-OP1	被滅菌物を入れる必須のカゴ。出し入れに使うハンドルが付属。外寸：190×270×100Hmm(突起部含まず)	18,000円

ポータブルドライアスピレーター

Nichimate ASPIRATOR

日本製 デモ機 貸出OK

29% OFF

単三乾電池でも最大8時間駆動。超コンパクトサイズ。ほど良い吸引力で、貴重な試料を誤吸引する危険性を低減。



上面の穴には50mL ディスポース遠沈管を挿すことができます。吸引ノズル立て等としてご活用ください。



吸引ノズルのリーク穴を塞ぐと吸引ON、離すと吸引OFF。先端にはマイクロピペット用チップを装着できます。



製品名	製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
ニチメイト アスピレーター	00-NASP-1	吸引速度：～50mL/min (1000μL チップ使用時)、リザーバー容量：250mL 外形寸法：160×85×175Hmm、電源：単三乾電池×1～2、または AC100V	70,000円	49,800円

●コンセントにつないで使う場合のためのACアダプターと、テスト用の単三乾電池2本が付属します。●排気口は本体ボックス内にあり、フィルターの類は備えていません。

ピペットコントローラ

Pipette Mate NEO

UV Resistance ドリームポイント 1 point デモ機 貸出OK

35% OFF

長寿命のリチウム電池採用、UV耐性でクリーンベンチ内での使用にも最適。軽量(約167g)で操作性に優れ、スタンド不要の自立型。



このように自立できます。



製品名	製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
ピペットメイト ネオ	00-PMNEO	使用可能ピペット：ガラス製およびプラスチック製 (1～100mL) 充電用 AC アダプタ：100～240V、フィルター：疎水性 (20mm、0.2μm)	42,000円	27,300円

ディスポーザブルセロロジカルピペット (先端目盛)

Serological Pipette

RNase/DNase FREE Non-Pyrogenic Endotoxin FREE サンプル 提供OK

50% OFF

DNase/RNase フリー、パイロジェンフリー。
γ線滅菌済の個包装パッケージ。



製品名	製品コード	識別カラー	容量	容量精度	目盛間隔	材質	入数	希望小売価格	キャンペーン価格 (単価)
セロロジカルピペット	00-SLP-1	黄 ●	1mL	±2%	0.01mL	ピペット： ポリスチレン	300本	8,000円	4,000円 (13.3円)
	00-SLP-2	緑 ●	2mL		0.01mL		300本	9,000円	4,500円 (15.0円)
	00-SLP-5	青 ●	5mL		0.1mL	フィルター： ポリエチレン及び ポリエステル	200本	8,000円	4,000円 (13.3円)
	00-SLP-10	橙 ●	10mL		0.1mL		200本	9,000円	4,500円 (15.0円)
	00-SLP-25	赤 ●	25mL		0.2mL		100本	8,000円	4,000円 (40.0円)
	00-SLP-50	黒 ●	50mL		0.5mL		100本	14,000円	7,000円 (70.0円)


ローリテンションチップ & ローリテンションフィルターチップ

Low Retention Tip & Low Retention Filter Tip

44% OFF

撥水性を改善する樹脂と成形技術により、液切れ性能を各段に向上。
粘性が高めの溶液や、吐出時の泡膜が厄介な界面活性剤に効果的。

UV Resistance RNase/DNase FREE Non-Pyrogenic Endotoxin FREE サンプル提供OK



	容量/外形	長さ	パッケージ	製品コード	入数	希望小売価格	キャンペーン価格(単価)
フィルターなし	10µL	31.0mm	ラック入 滅菌済	00-LRT-10RB	96本×10ラック	7,500円	4,200円 (4.38円)
	10µLロング	45.7mm		00-LRT-10LRB			
	200µL	50.8mm		00-LRT-200RB	96本×2ラック	2,000円	1,120円 (5.84円)
	200µLロング	91.1mm		00-LRT-200LRB			
	300µL	55.9mm		00-LRT-300RB	96本×10ラック	8,500円	4,760円 (4.96円)
	1250µL	90.2mm		00-LRT-1250RB			
フィルターあり	10µL	31.0mm	ラック入 滅菌済	00-LRT-F10RB	96本×10ラック	13,500円	7,560円 (7.88円)
	10µLロング	45.7mm		00-LRT-F10LRB			
	200µL	50.8mm		00-LRT-F200RB	96本×2ラック	2,000円	1,120円 (5.84円)
	200µLロング	91.1mm		00-LRT-F200LRB			
	300µL	55.9mm		00-LRT-F300RB	96本×10ラック	13,500円	7,560円 (7.88円)
	1250µL	90.2mm		00-LRT-F1250RB			

ローリテンションフィルターチップは現在、販売停止中です。販売再開時期は未定です。

ラック (透明PC製)

Rack

UV Resistance 121°C 20min Autoclavable サンプル提供OK



50% OFF

エコノミーチップに最適。
積み重ねやすいストレート形状。
高い透明度のフタは取外し式。

適合チップ	ラック中板の色	製品コード	入数	希望小売価格	キャンペーン価格
10µL	橙 ●	00-ETS-10UTRK	5個	5,500円	2,750円
10µL ロング	赤 ●	00-ETS-10SSRK			
200µL	黄 ●	00-ETS-200SGRK			
1000µL	青 ●	00-ETS-1000LGRK			

エコノミーチップ

Economy Tip

UV Resistance 121°C 20min Autoclavable サンプル提供OK

RNase/DNase FREE Non-Pyrogenic Endotoxin FREE



MAX 40% OFF

バルクとリフィルで提供される
コストリーズナブルなチップ。
目盛でおおよその液量が確認可能。

	容量/外形	長さ	パッケージ	製品コード	入数	希望小売価格	キャンペーン価格(単価)
10µL		31.5mm	バルク	00-ETS-UT	1,000本	2,300円	1,420円 (1.42円)
				00-ETS-UT10	10,000本 (1,000本×10)	20,000円	13,180円 (1.32円)
			リフィル	00-ETS-JUTW	960本 (96本×10段)	4,600円	3,300円 (3.44円)
				00-ETS-JUTW10	9,600本 (96本×10段×10)	42,000円	31,630円 (3.30円)
10µL ロング		48.0mm	バルク*	00-ETS-SS	1,000本	2,300円	1,420円 (1.42円)
				00-ETS-SS10	10,000本 (1,000本×10)	20,000円	13,180円 (1.32円)
			リフィル	00-ETS-SG	1,000本	2,000円	1,320円 (1.32円)
				00-ETS-SG10	10,000本 (1,000本×10)	18,000円	11,860円 (1.19円)
200µL		53.0mm	バルク	00-ETS-JSG	960本 (96本×5段×2)	3,800円	2,730円 (2.84円)
				00-ETS-JSG10	9,600本 (96本×5段×2×10)	35,000円	26,360円 (2.75円)
			リフィル	00-ETS-LG	1,000本	2,500円	1,630円 (1.63円)
				00-ETS-LG10	10,000本 (1,000本×10)	23,000円	15,160円 (1.52円)
1000µL		82.0mm	リフィル	00-ETS-JLG	960本 (96本×5段×2)	5,000円	3,530円 (3.68円)
				00-ETS-JLG10	9,600本 (96本×5段×2×10)	45,000円	33,890円 (3.53円)

●いずれのチップも、適合するマイクロピペットの機種については事前にお問合せください。* ETS-SS/SS10 はバルクのみとなります。

ディスプレイザブル遠沈管

Centrifuge Tube

日本製 121°C 20min Autoclavable B/Nase/DNase FREE Non-Pyrogenic Endotoxin FREE サンプル提供OK

遠心強度 20,000 × g。
キャップのシール性が高く
耐熱・耐寒に優れる。滅菌済。

MAX
43% OFF



キャップ上面はフラットな形状。
文字の書き込みが可能。

遠心強度・耐熱温度・材質等

- いずれも 20,000 × g。
- 耐熱温度：-80 ~ +121°C (内圧や衝撃なきこと)
- フタは高密度 PE 製、本体は PP 製。
- 電子線滅菌済、オートクレーブも可能。

容量	パッケージ	製品コード	入数	希望小売価格	キャンペーン価格(単価)
15mL	滅菌済 バルク	00-ETS-CT-15	400 (50×8) 個	10,000 円	6,500 円 (16.25 円)
50mL		00-ETS-CT-50	200 (20×10) 個	8,000 円	4,520 円 (22.60 円)

マイクロチューブ (キャップロックタイプ/低残留タイプ)

Micro Tube

121°C 20min Autoclavable B/Nase/DNase FREE Non-Pyrogenic Endotoxin FREE サンプル提供OK

キャップロックは片手開閉時に指
がフタ裏に触れにくいガードピン
も備える。低残留は液残りを低減。

MAX
63% OFF



キャップロックタイプ
(容量2種)

低残留タイプ
(容量3種)

遠心強度・オートクレーブ耐性

- キャップロックタイプ：20,000 × g。
→ガードピンもあり、1.5mL は内部平底。
- 低残留タイプ：27,000 × g。
- いずれも PP 製、オートクレーブも可能。

タイプ	容量	パッケージ	製品コード	入数	希望小売価格	キャンペーン価格(単価)
キャップ ロック	1.5mL	バルク	00-ETS-MC-15	1,000 個	4,000 円	1,460 円 (1.46 円)
	2.0mL		00-ETS-MC-20		4,500 円	1,980 円 (1.98 円)
低残留	0.65mL		00-MC-L065	500 個	3,600 円	2,520 円 (5.04 円)
	1.7mL		00-MC-L17			
	2.0mL		00-MC-L20			

リザーバー (白色PS製/透明PET製)

Reagent Reservoir

B/Nase/DNase FREE Non-Pyrogenic Endotoxin FREE サンプル提供OK
[白色PS製のみ]

白色 PS は試薬が無駄になりにくい
デザイン。8ch 専用 10mL サイズ
あり。透明 PET は個包装かつ安価。

35% OFF



白色PS、100mL

透明PET、50mL

白色PS製の特長

- 10mL は 8ch 専用。他は 8・12ch 用。
- 10mL には 1・5mL の目盛あり。
- 25mL には 15・25mL の目盛あり。
- 50mL には 5・10・25・50mL の目盛あり。
- 100mL には 10・25・50・100mL の目盛あり。
- オートクレーブ不可 (透明PET 製も同様)。

材質	容量	パッケージ	製品コード	入数	希望小売価格	キャンペーン価格(単価)
白色PS	10mL	滅菌済 5個包装	00-RV-10	5×40 個	21,000 円	13,650 円 (68.25 円)
	25mL		00-RV-25			
	50mL		00-RV-50			
	100mL	00-RV-100	23,000 円	14,950 円 (74.75 円)		
	透明PET	10mL	滅菌済 個包装	00-RV-10S	100 個	16,000 円
25mL		00-RV-25S				
50mL		00-RV-50S				
100mL		00-RV-100S				
透明PET	50mL		00-RV-PET50S	50 個	6,000 円	3,900 円 (78 円)

下記の表をご参照のうえ必要事項を全てご記入頂き、代理店にお渡してください。

●お迷いの品がございましたら、デモ機貸出またはサンプル提供を承ります。●本注文書は弊社Webサイトからダウンロードもできます。

製品名	製品コード	価格	数量
ニチメイト ドライブス・プラス	00-NDB+	49,000円	
ニチメイト ドライブス・クール	00-NDB-C	84,000円	
ニチメイト ドライブス	00-NDB	37,500円	
0.2mL 8連PCRチューブ用ブロック	00-NDB-B002P	18,000円	
0.5mL マイクロチューブ用ブロック	00-NDB-B005MS	16,000円	
1.5mL マイクロチューブ用ブロック	00-NDB-B015MS (NDB+/C用)	16,000円	
1.5mL マイクロチューブ用ブロック	00-NDB-B015M (NDB用)	16,000円	
2.0mL マイクロチューブ用ブロック	00-NDB-B020CS (NDB+/C用)	16,000円	
2.0mL マイクロチューブ用ブロック	00-NDB-B020C (NDB用)	16,000円	
ニチメイト フラッシュ	00-NCF	29,850円	
ニチメイト ローテーター	00-NRT	65,100円	
1.5/2.0mL マイクロチューブ用ホルダー	00-NRT-H015020 (NRT用)	12,000円	
φ12-13mmチューブ用ホルダー	00-NRT-H050070 (NRT用)	12,000円	
15mL ディスポ遠沈管用ホルダー	00-NRT-H100150 (NRT用)	12,000円	
50mL ディスポ遠沈管+0.5mL マイクロチューブ用ホルダー	00-NRT-H500005 (NRT用)	10,000円	
ニチメイト ミキサー	00-NMX	27,860円	
フラットホーム	00-NMX-F (NMX用)	3,840円	
ニチメイト UV カローセル	00-NUVC-6	52,800円	
ニチメイト オートクレーブ	00-NAC-1	476,000円	
バスケット 220	00-NAC-1-OP1 (NAC-1用)	18,000円	
ニチメイト アスピレーター	00-NASP-1	49,800円	
ピペットメイト ネオ	00-PMNEO	27,300円	
ゼロロジカルピペット	00-SPL-1	4,000円	
	00-SPL-2	4,500円	
	00-SPL-5	4,000円	
	00-SPL-10	4,500円	
	00-SPL-25	4,000円	
ローリテンションチップ	00-LRT-10RB	4,200円	
	00-LRT-10LRB	4,200円	
	00-LRT-200RB	4,200円	
	00-LRT-200LRB	1,120円	
	00-LRT-300RB	4,760円	
00-LRT-1250RB	5,320円		

製品名	製品コード	価格	数量
ローリテンション フィルター	00-LRT-F10RB	7,560円	
	00-LRT-F10LRB	7,560円	
	00-LRT-F20RB	7,560円	
	00-LRT-F20LRB	7,560円	
	00-LRT-F200LRB	1,960円	
	00-LRT-F300RB	7,560円	
00-LRT-F1250RB	7,840円		
ラック	00-ETS-10UTRK	2,750円	
	00-ETS-10SSRK	2,750円	
	00-ETS-200SGRK	2,750円	
	00-ETS-1000LGRK	2,750円	
エコノミーチップ 10μL、バルク	00-ETS-UT	1,420円	
	00-ETS-UT10	13,180円	
エコノミーチップ 10μL、リフィル	00-ETS-JUTW	3,300円	
	00-ETS-JUTW10	31,630円	
エコノミーチップ 10μL ロング、バルク	00-ETS-SS	1,420円	
	00-ETS-SS10	13,180円	
エコノミーチップ 200μL、バルク	00-ETS-SG	1,320円	
	00-ETS-SG10	11,860円	
エコノミーチップ 200μL、リフィル	00-ETS-JSG	2,730円	
	00-ETS-JSG10	26,360円	
エコノミーチップ 1000μL、バルク	00-ETS-LG	1,630円	
	00-ETS-LG10	15,160円	
エコノミーチップ 1000μL、リフィル	00-ETS-JLG	3,530円	
	00-ETS-JLG10	33,890円	
ディスポーザブル遠沈管	00-ETS-CT-15	6,500円	
	00-ETS-CT-50	4,520円	
マイクロチューブ (キャップロックタイプ)	00-ETS-MC-15	1,460円	
	00-ETS-MC-20	1,980円	
マイクロチューブ (低残留タイプ)	00-MC-L065	2,520円	
	00-MC-L17	2,520円	
	00-MC-L20	2,520円	
リザーバー (白色PS製)	00-RV-10	13,650円	
	00-RV-25	13,650円	
	00-RV-50	13,650円	
	00-RV-100	14,950円	
	00-RV-10S	10,400円	
	00-RV-25S	10,400円	
	00-RV-50S	10,400円	
00-RV-100S	11,700円		
リザーバー (透明PET製)	00-RV-PET50S	3,900円	

ローリテンションフィルターチップは、現在、販売停止中です。販売再開時期は未定です。

●本誌記載の製品のみキャンペーン対象となります。●表示価格は消費税を含みません。
 ●キャンペーン品につき、返品はご遠慮ください。

★ドリームバンク会員様情報 会員の方は*のみのご記入で大丈夫です。
 非会員の方は、ニチリョーの Web サイト (下記) にて会員登録の上、すべての項目にご記入をお願い致します。

施設名*
 ご所属

ご住所

お名前 DB会員*
 No.

E-mail TEL

代理店

●ご記入頂きました個人情報は、製品やサービスの情報提供等の営業活動にのみ使用致します。弊社の個人情報の取り扱いにつきましては、弊社 Web サイトをご参照ください。
<https://www.nichiryo.co.jp/info/privacy.html>

●販売店様は、本キャンペーンのご利用はご遠慮ください。

