

数量限定！ キャンペーン！

なくなり次第終了！
Nichimate Aqua シリーズの 下記 4 点が **40%OFF!!**

ローリテンションチップ

Low Retention Tip



高品質樹脂の使用で液切れを抜群に上げたチップ。
低残留鍵つにより液切れに優れ、特に界面活性剤に効果を発揮。



限定
200
箱！

容量	長さ	製品コード	パッケージ	入数	希望小売価格	キャンペーン価格
200μL(ロング)	91.1mm	00-LRT-200LRB	滅菌済みラックチップ	96 本 ×2 ラック	2,000 円	1,200 円

マイクロピペット用ディスパーザブルチップ

Macro Tip



5mLのチップ。同スケールのメスピペットよりも優れた容量精度。容量目盛付き。



限定
100
箱！

【マクロチップが適合するマイクロピペット】

NICHIRYO	00-NPX2-5000G、NPL02-5000G、00-NPP-5000G
GILSON	P-5000、P-5000L

容量	長さ	製品コード	パッケージ	入数	希望小売価格	キャンペーン価格
5000μL	123.0mm	00-MT-5000GRB	滅菌済みラックチップ	50 本 ×2 ラック	3,000 円	1,800 円

ゲルローディングチップ

Gel Loading Tip



スラブ式電気泳動ゲルにサンプルロードしやすいようデザインされたチップ。
先端形状は、10μLはごく細ラウンド(円筒)タイプ、200μLは極薄フラットタイプ。



限定
50
箱！



限定
20
箱！

10μL(ラウンド)

200μL(フラット)

容量	長さ	口径 (内径)*	製品コード	パッケージ	入数	希望小売価格	キャンペーン価格
10μL(ラウンド)	51.7mm	φ0.4mm	00-GLT-10RB	滅菌済みラックチップ	96 本 ×2 ラック	5,500 円	3,300 円
200μL(フラット)	82.6mm	(W)0.7×(H)0.3mm	00-GLT-200FRB			9,500 円	5,700 円