

下記の表をご参照のうえ必要事項を**全て**ご記入頂き、代理店にお渡しください。

●本注文書は弊社Webサイトからダウンロードもできます。

本紙は、6月下旬発売予定の新製品〈ニチメイトUVカローセル〉の先行予約注文書です。

**UV殺菌機能付きピペットスタンド**


**Nichimate UV Carousel**

**19% OFF**

マイクロピペットスタンドにUV殺菌機能をプラス。  
 立てておくついでにマイクロピペット下部にUV照射。  
 28分間の照射で表面の汚染微生物を99%殺菌。

- マイクロピペットの表面をクリーンな状態に保てます。
- ほとんどのブランドのマイクロピペットに対応します。
- 紫外線による殺菌のため、簡単で経済的です。
- 殺菌後すぐにマイクロピペットを使えます。

■実験データ：UV照射時間と殺菌効果の関係



*S. aureus*の培養液で下部表面を汚染したマイクロピペットをNichimate UV CarouselによりUVに曝した。UV照射の途中でマイクロピペットを取り出してゆき、各マイクロピペットの汚染部分をリンスして回収した液をプレーティングして生じたコロニーを数えた。結果、28分のUV照射で99%のコロニー数減少が見られた(当実験は外部機関により実施された)。



弊社のニチペット®シリーズやニチリョーLeは、いずれも取り付け可能です。



マイクロピペットは付属しません。

製品名/製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格	数量
ニチメイトUVカローセル 00-NUVC-6	マイクロピペット架数：6本(1000μLまで。多くのブランドに対応) (*) 殺菌灯：効果寿命約2000時間、殺菌時間：1回28分(自動OFF) 最大外形寸法：φ170×330Hmm、電源：AC100～240V、50/60Hz、0.3A	65,000円	<b>52,800円</b>	

(\*) 詳細は、弊社営業担当にお尋ねください(いずれのブランドにおいても5000および10000μLマルチチャンネルタイプは使用できません)。●本製品によって殺菌できるのは、マイクロピペット下部の表面のみです。紫外線が当たらない内部や上部を殺菌することはできません。●本製品の殺菌灯は一般的なものと同様に水銀を使用していますが、特殊用途の紫外線ランプであるため「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」の規制する「特定水銀使用製品」には該当しません。

●本誌記載の製品のみキャンペーン対象となります。●表示価格は消費税を含みません。●キャンペーン品につき、返品はご遠慮ください。

依頼者情報 <span style="float:right">*必須記入項目</span>	
施設名* ご所属	
ご住所	
お名前*	DB会員 No.
E-mail	TEL

代理店
<p>●ご記入頂きました個人情報は、製品やサービスの情報提供等の営業活動にのみ使用致します。弊社の個人情報の取り扱いにつきましては、弊社Webサイトをご参照ください。  <a href="https://www.nichiryo.co.jp/info/privacy.html">https://www.nichiryo.co.jp/info/privacy.html</a></p> <p>●販売店様は、本キャンペーンのご利用はご遠慮ください。</p>

