

2021年9月21日(火)~12月20日(月)



ニチリョー製品以外もOK!

リニョーアール  
キャリブレーション!!!

使わなくなったマイクロピペットからの買替で、

**Nichipet Air**® が **35%OFF!!**




さらに

5000,10000μLタイプをご購入の方へ  
バルクチップ1袋プレゼント!



先着20名の方へ

& オリジナルビーカープレゼント!



ニチペット  
シリーズ  
最新モデル

世界最軽量級マイクロピペット

**Nichipet Air**®

121°C  
Autoclavable

本体重量及びストローク荷重を軽量化  
長時間の作業による疲労感やストレスを低減

① ピペッティング

従来製品より  
ストローク荷重  
が最大70%  
軽減。



② ボディ

耐久性をそのままに、従来製品  
より最大56%軽量化、約70gを  
実現。コンパクト設計により  
操作性が向上。本体丸ごとオート  
クレープ滅菌が可能。

③ エジェクタ

ワンタッチで  
脱着でき、細い  
試験管などに  
対応。



④ イージーキャリブレーション

専用治具によ  
り、容量測定  
値に目盛を合  
わせるだけで  
調整が可能。



⑤ 容量表記

3箇所容量表記により、一目  
で容量モデルの識別が可能。



⑥ ハイパープロアシステム

吐出性能が格段に向上。  
吸引時のチップ内液残りを解消。



※画像は20μL

2、10、20μLモデル対応