期間:2021年10月21日(木)~2022年1月20日(木)



Dream Bank 会員様限定!



MODEL 8100を1本ご購入で 対象のシリンジを**1**箱プレゼントいたします!

※プレゼント対象シリンジ:00-SG-S、00-SG-M、00-SG-N3、00-SG-L

可変式連続分注器

MODEL 8100



- ●7種のシリンジと5段階可変の設定容量の組み合わせにより、35通りの分注が可能です。
- ●ポジティブディスプレイスメント方式のため、粘性のある液体の分注に適しています。
- ●シリンジはオートクレーブ滅菌 (121°C、20分) が可能です。
- ●SG-V、N3、ZはOリングを使用していないため、溶媒分注にも適しています。
- ●シリンジ先端部が長く(50mm) バイアル瓶等の底まで届きます。
- ●シリンジ、ピストンはPP製です(N3、ZはPE製)。



8100 用シリンジ

精度•再現性

シリンジ	ダイヤルナンバー	1	2	3	4	5	精度(%)	再現性(%)
00-SG-V	0.06mL	1μL	2μL	3µL	4µL	5μL	±2.5	≦2.5
00-SG-S	0.6mL	10μL	20μL	30µL	40μL	50μL	±1.5	≦1.0
00-SG-M	1.5mL	25μL	50μL	75μL	100μL	125μL	±1.2	≦1.1
00-SG-N3	3mL	50μL	100μL	150μL	200μL	250µL	±1.0	≦0.9
00-SG-L	6mL	100μL	200μL	300µL	400μL	500µL	±0.9	≦0.8
00-SG-Y	15mL	250µL	500μL	750µL	1000μL	1250μL	±0.8	≦0.8
00-SG-Z	60mL	1mL	2mL	3mL	4mL	5mL	±1.4	≦1.0
公注回数 58回		58回	26回	18回	13回	10回		

※SG-S、Mシリンジは、付属のTSチップを装着して使用します。

●プレゼント対象製品は00-SG-S、00-SG-M、00-SG-N3、00-SG-Lです。00-SG-V、00-SG-Y、00-SG-Zはプレゼント対象外です。