

厳選!!

100  
アイテム

# Thanks! Fair

2020.11.30(月)



2021.3.31(水)



25% OFF

P.2

NEW

オートクレーバブルマイクロピペット

**Nichipet<sup>®</sup> Air**

(世界最軽量級、  
最高水準の精度・再現性)

30% OFF

P.3

オートクレーバブル  
マイクロピペット

40% OFF

P.4

エルゴノミックマイクロピペット  
(入門用軽量タイプ)

35% OFF

P.3

オートクレーバブル  
マルチチャンネルピペット

35% OFF

P.5

ピペットコントローラ

30% OFF

P.4

オートクレーバブルマイクロピペット  
(酸・有機溶媒耐性向上タイプ)

25% OFF

P.5

小型ブロックインキュベーター

30% OFF

P.5

サーモリッド付き  
小型ブロックインキュベーター

29% OFF

P.6

ポータブル  
ドライアスピレーター

25% OFF

P.6

小型卓上遠心機

30% OFF

P.6

多機能ローテーター

MAX  
30% OFF

P.6

ボルテックスミキサー

19% OFF

P.7

紫外線殺菌機能付き  
ピペットスタンド

15% OFF

P.7

全自動  
卓上小型高圧蒸気滅菌器

25% OFF

P.7

NEW オートクレーブ用  
滅菌バッグ

おなじみの消耗品各種も35～63% OFF!! . . . . . 自動分注機 送料設置料無料



P.3

リザーバー

P.4

マイクロピペット用チップ

P.5

マイクロチューブ

P.5

セロロジカルピペット

P.9

コンパクト分注ワークステーション



オートクレーバブルマイクロピペット

# Nichipet® Air

25% OFF


ドリームバンクポイント  
1 point

AC  
滅菌可

デモ機  
貸出OK

NEW

世界最軽量級、最高水準の精度・再現性。  
長時間使用や反復使用による疲労を低減。  
Nichipetシリーズ最新モデル。



プッシュボタンと容量  
可変ハンドルを分離。  
ロック機構を省略。



専用治具で簡単な  
キャリブレーション。



手にフィットしやす  
い形状。



回すだけで着脱でき  
るエジェクタパイプ。



約70gの本体重量を  
達成しつつもオート  
クレーブ滅菌可能。



最大70% (当社比)  
低減したストローク  
荷重。



3箇所の表示と色分  
けで、容量モデルの  
識別が容易。



容量モデル毎に色分け (全8色)



吐出性能を向上する  
ハイパーブローシステム  
を2・10・20μLに搭載。



握ったときに隠れな  
いボリュームインジ  
ケータ。

| 製品コード (識別カラー)       | 容量範囲 (μL)  | 精度 (%)    | 再現性 (%)    | 希望小売価格  | キャンペーン価格 |
|---------------------|------------|-----------|------------|---------|----------|
| 00-NAR-2 (グレー)      | 0.1~2      | ~±1.4 *   | ~≤0.7 *    | 36,000円 | 27,000円  |
| 00-NAR-10 (ピンク)     | 0.5~10     | ~±1.0     | ~≤0.4      | 33,000円 | 24,750円  |
| 00-NAR-20 (クリーム)    | 2~20       | ±3.0~±1.0 | ≤1.5~≤0.3  |         |          |
| 00-NAR-100 (オレンジ)   | 10~100     | ±3.0~±0.8 | ≤1.0~≤0.2  |         |          |
| 00-NAR-200 (イエロー)   | 20~200     | ±1.8~±0.6 | ≤0.7~≤0.2  |         |          |
| 00-NAR-1000 (ブルー)   | 100~1000   | ±1.0~±0.6 | ≤0.6~≤0.2  | 38,000円 | 28,500円  |
| 00-NAR-5000 (グリーン)  | 500~5000   | ±2.0~±0.5 | ≤0.6~≤0.15 | 43,000円 | 32,250円  |
| 00-NAR-10000 (ホワイト) | 1000~10000 | ±2.0~±0.5 | ≤0.6~≤0.15 |         |          |

\* NAR-2の0.2μL以下における精度・再現性はサンプリング技能に大きく影響されます。●キャリブレーション用の専用治具は別売です (00-NAR-AT:3,000円)。

Nichipet Airご購入者様から  
抽選で20名様に  
Nichipet Airのロゴをあしらった  
【オリジナルピーカー】  
をプレゼント!!



応募方法は、裏表紙をチェック!

写真はイメージです。ピーカー以外は付属しません。

## ■ カローセルスタンド NEW

Nichipet Air用のスタンドです。Nichipet PremiumシリーズおよびNICHIRYO Leも使用可能です (左図は、Nichipet Airを8本収納した使用例です)。



| 製品コード      | 適合ピペット / 収納本数                                                                                                                                                 | 希望小売価格  | キャンペーン価格 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 00-NAR-STD | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nichipet Air</li> <li>• Nichipet Premium</li> <li>• Nichipet Premium LT</li> <li>• NICHIRYO Le</li> </ul> いずれも8本収納可能 | 15,000円 | 11,250円  |

## ■ 10000μL用チップ (Nichipet Air専用)

ドリームバンクポイント  
0.2 points

UV  
殺菌可

AC  
滅菌可

NEW

Nichipet Air専用の、10000μL用チップです。快適に着脱できるように、ノズルとの適合具合を改良しました。

| 製品コード        | パッケージ     | 容量範囲    | 材質 | 容量目盛         | 入数           | 希望小売価格  | キャンペーン価格 |
|--------------|-----------|---------|----|--------------|--------------|---------|----------|
| 00-BMT2-ZS   | バルク       | 1000μL  | PP | 1000μL<br>単位 | 200本         | 8,800円  | 6,600円   |
| 00-BMT2-ZSR  | ラックチップ    | 1000μL  |    |              | 40本×<br>2ラック | 14,000円 | 10,500円  |
| 00-BMT2-ZSRB | 滅菌済ラックチップ | 10000μL |    |              |              |         |          |

オートクレーバブルマイクロピペット

## Nichipet® EXII

ドリームバンクポイント  
1 point

AC 滅菌可 UV 殺菌可

デモ機  
貸出OK



チューブオープナー (別売)



[チューブオープナー使いかた]

30% OFF

オートクレーバブルマルチチャンネルマイクロピペット

## Nichipet® EXII MULTI

ドリームバンクポイント  
8ch: 2 points

AC 滅菌可 UV 殺菌可

デモ機  
貸出OK

ドリームバンクポイント  
12ch: 3 points

35% OFF

多くの方々の手に馴染んできた  
国産オートクレーバブル  
マイクロピペットのスタンダード。



Nichipetシリーズイメージキャラクター  
EXIIくん

### ■ Nichipet EXII

| 製品コード         | 容量範囲 (μL)  | 精度 (%)    | 再現性 (%)   | 希望小売価格  | キャンペーン価格 |
|---------------|------------|-----------|-----------|---------|----------|
| 00-NPX2-2     | 0.1~2      | ~±3.0*    | ~≤1.0*    | 31,500円 | 22,050円  |
| 00-NPX2-10    | 0.5~10     | ~±1.0     | ~≤0.5     |         |          |
| 00-NPX2-20    | 2~20       | ±5.0~±1.0 | ≤3.0~≤0.4 | 28,500円 | 19,950円  |
| 00-NPX2-100   | 10~100     | ±2.0~±0.8 | ≤1.0~≤0.3 |         |          |
| 00-NPX2-200   | 20~200     | ±1.0~±0.8 | ≤0.5~≤0.2 |         |          |
| 00-NPX2-1000  | 100~1000   | ±1.0~±0.7 | ≤0.5~≤0.2 |         |          |
| 00-NPX2-5000  | 1000~5000  | ±1.0~±0.6 | ≤0.3~≤0.2 | 31,500円 | 22,050円  |
| 00-NPX2-10000 | 1000~10000 | ±2.0~±0.4 | ≤0.4~≤0.2 | 38,500円 | 26,950円  |

●カウンター窓はガラス製のため、クリーンベンチ等の殺菌灯の紫外線で曇ることはありません。本体にはUV耐性の高い材質を使用しておりますが、長時間のUV照射により本体表面が劣化する場合があります (精度・再現性に影響はありません)。\*NPX2-2の0.2μL以下における精度・再現性はサンプリング技能に大きく影響されます。●チューブオープナーは別売です (00-NT0-001: 3個入2,000円)。

### ■ Nichipet EXII MULTI

| Ch数 | 製品コード       | 容量範囲 (μL) | 精度 (%)    | 再現性 (%)   | 希望小売価格   | キャンペーン価格 |
|-----|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| 8   | 00-NPM-8VP  | 0.5~10    | ~±2.0*    | ~≤1.0*    | 77,000円  | 50,050円  |
|     | 00-NPM-8SP  | 5~100     | ~±0.8     | ~≤0.3     |          |          |
|     | 00-NPM-8LP  | 20~200    | ±3.0~±0.9 | ≤0.6~≤0.3 |          |          |
|     | 00-NPM-8KP  | 30~300    | ±3.0~±0.6 | ≤1.0~≤0.3 |          |          |
| 12  | 00-NPM-12VP | 0.5~10    | ~±2.0*    | ~≤1.0*    | 100,000円 | 65,000円  |
|     | 00-NPM-12SP | 5~100     | ~±0.8     | ~≤0.3     |          |          |
|     | 00-NPM-12LP | 20~200    | ±3.0~±0.9 | ≤0.6~≤0.3 |          |          |
|     | 00-NPM-12KP | 30~300    | ±3.0~±0.6 | ≤1.0~≤0.3 |          |          |

●カウンター窓はガラス製のため、クリーンベンチ等の殺菌灯の紫外線で曇ることはありません。本体にはUV耐性の高い材質を使用しておりますが、長時間のUV照射により本体表面が劣化する場合があります (精度・再現性に影響はありません)。\*NPM-8VP/12VPの1μL以下における精度・再現性はサンプリング技能に大きく影響されます。

リザーバー (透明PET製)

## Reagent Reservoir

サンプル  
提供OK

透明PET製、個包装かつ安価。電子線滅菌済み。  
上端片側に並ぶ窪みは、ピペットチップを壁面に  
沿わせて液を切り易くするための工夫。



35% OFF

| 容量   | 製品コード        | 材質                | パッケージ      | 入数  | 希望小売価格 | キャンペーン価格 (単価) |
|------|--------------|-------------------|------------|-----|--------|---------------|
| 50mL | 00-RV-PET50S | ポリエチレン<br>テレフタレート | 滅菌済<br>個包装 | 50個 | 6,000円 | 3,900円 (78円)  |

オートクレーバブルマイクロピペット

## Nichipet® EX Plus II

ドリームバンクポイント  
1 point


AC 滅菌可 UV 殺菌可

デモ機  
貸出OK

30% OFF



[O-リング耐薬性]



内部部品の  
酸・有機溶媒耐性を向上。

エルゴノミックマイクロピペット

## NICHIRYO Le

ドリームバンクポイント  
1 point

デモ機  
貸出OK

40% OFF

軽量で扱いやすい入門用。

### ■ Nichipet EX Plus II

| 製品コード          | 容量範囲 (μL)  | 精度 (%)        | 再現性 (%)       | 希望小売価格  | キャンペーン価格 |
|----------------|------------|---------------|---------------|---------|----------|
| 00-NPLO2-2     | 0.1~2      | ~ ± 3.0 *     | ~ ≤ 1.0 *     | 39,000円 | 27,300円  |
| 00-NPLO2-10    | 0.5~10     | ~ ± 1.0       | ~ ≤ 0.5       | 35,000円 | 24,500円  |
| 00-NPLO2-20    | 2~20       | ± 5.0 ~ ± 1.0 | ≤ 3.0 ~ ≤ 0.4 |         |          |
| 00-NPLO2-100   | 10~100     | ± 2.0 ~ ± 0.8 | ≤ 1.0 ~ ≤ 0.3 |         |          |
| 00-NPLO2-200   | 20~200     | ± 1.0 ~ ± 0.8 | ≤ 0.5 ~ ≤ 0.2 |         |          |
| 00-NPLO2-1000  | 100~1000   | ± 1.0 ~ ± 0.7 | ≤ 0.5 ~ ≤ 0.2 | 42,000円 | 29,400円  |
| 00-NPLO2-5000  | 1000~5000  | ± 1.0 ~ ± 0.6 | ≤ 0.3 ~ ≤ 0.2 | 51,000円 | 35,700円  |
| 00-NPLO2-10000 | 1000~10000 | ± 2.0 ~ ± 0.4 | ≤ 0.4 ~ ≤ 0.2 |         |          |

●カウンター窓はガラス製のため、クリーンベンチ等の殺菌灯の紫外線に曇ることはありません。本体にはUV耐性の高い材質を使用しておりますが、長時間のUV照射により本体表面が劣化する場合があります（精度・再現性に影響はありません）。※NPLO2-2の0.2μL以下における精度・再現性はサンプリング技能に大きく影響されます。

### ■ NICHIRYO Le

| 製品コード       | 容量範囲 (μL) | 精度 (%)        | 再現性 (%)       | 希望小売価格  | キャンペーン価格 |
|-------------|-----------|---------------|---------------|---------|----------|
| 00-NLE-10   | 0.5~10    | ~ ± 1.2 *     | ~ ≤ 0.8 *     | 16,500円 | 9,900円   |
| 00-NLE-20   | 2~20      | ± 5.0 ~ ± 1.2 | ≤ 3.0 ~ ≤ 0.8 |         |          |
| 00-NLE-100  | 10~100    | ± 2.0 ~ ± 1.0 | ≤ 1.0 ~ ≤ 0.6 |         |          |
| 00-NLE-200  | 20~200    | ± 1.2 ~ ± 0.8 | ≤ 1.0 ~ ≤ 0.6 |         |          |
| 00-NLE-1000 | 100~1000  | ± 1.2 ~ ± 0.7 | ≤ 0.8 ~ ≤ 0.5 |         |          |

※NLE-10の0.5μLにおける精度・再現性はサンプリング技能に大きく影響されます。

ラック (透明PC製)

## Rack

UV 殺菌可

AC 滅菌可

サンプル 提供OK

エコノミーチップに最適。積み重ねやすいストレート形状。  
高い透明度のフタは取外し式。

50% OFF



| 適合チップ   | カラー | 製品コード           | 入数 | 希望小売価格 | キャンペーン価格 |
|---------|-----|-----------------|----|--------|----------|
| 10μL    | 橙 ● | 00-ETS-10UTRK   | 5個 | 5,500円 | 2,750円   |
| 10μLロング | 赤 ● | 00-ETS-10SSRK   |    |        |          |
| 200μL   | 黄 ● | 00-ETS-200SGRK  |    |        |          |
| 1000μL  | 青 ● | 00-ETS-1000LGRK |    |        |          |

マイクロピペット用ディスプレイチップ

## Economy Tip

バルクとリフィルで提供される  
コストリーズナブルなチップ。

UV 殺菌可

AC 滅菌可

サンプル 提供OK

Pyrogen FREE

DNase RNase FREE



MAX 40% OFF

| 容量／外形       | 長さ   | パッケージ | 製品コード         | 入数                  | 希望小売価格  | キャンペーン価格(単価)   |
|-------------|------|-------|---------------|---------------------|---------|----------------|
| 10μL        | 32mm | バルク   | 00-ETS-UT     | 1,000本              | 2,300円  | 1,420円(1.42円)  |
|             |      |       | 00-ETS-UT10   | 10,000本(1,000本×10)  | 20,000円 | 13,180円(1.32円) |
|             |      | リフィル  | 00-ETS-JUTW   | 960本(96本×10段)       | 4,600円  | 3,300円(3.44円)  |
|             |      |       | 00-ETS-JUTW10 | 9,600本(96本×10段×10)  | 42,000円 | 31,630円(3.30円) |
| 10μL<br>ロング | 48mm | バルク*  | 00-ETS-SS     | 1,000本              | 2,300円  | 1,420円(1.42円)  |
|             |      |       | 00-ETS-SS10   | 10,000本(1,000本×10)  | 20,000円 | 13,180円(1.32円) |
|             |      | リフィル  | 00-ETS-SG     | 1,000本              | 2,000円  | 1,320円(1.32円)  |
|             |      |       | 00-ETS-SG10   | 10,000本(1,000本×10)  | 18,000円 | 11,860円(1.19円) |
| 200μL       | 53mm | バルク   | 00-ETS-JSG    | 960本(96本×5段×2)      | 3,800円  | 2,730円(2.85円)  |
|             |      |       | 00-ETS-JSG10  | 9,600本(96本×5段×2×10) | 35,000円 | 26,360円(2.75円) |
|             |      | リフィル  | 00-ETS-LG     | 1,000本              | 2,500円  | 1,630円(1.63円)  |
|             |      |       | 00-ETS-LG10   | 10,000本(1,000本×10)  | 23,000円 | 15,160円(1.52円) |
| 1000μL      | 82mm | バルク   | 00-ETS-JLG    | 960本(96本×5段×2)      | 5,000円  | 3,530円(3.68円)  |
|             |      | リフィル  | 00-ETS-JLG10  | 9,600本(96本×5段×2×10) | 45,000円 | 33,890円(3.53円) |

●いずれのチップも、適合するマイクロピペットの機種については事前にお問合せください。※ETS-SS/SS10はバルクのみとなります。

ピペットコントローラ

# Pipette Mate<sup>®</sup> NEO

ドリームバンクポイント  
1 point

UV  
殺菌可

デモ機  
貸出OK

35%  
OFF

UV耐性でクリーンベンチ内での使用にも最適。  
軽量(約167g)で操作性に優れたスタンド不要の自立型。



| 製品コード    | おもな仕様                                              | 希望小売価格  | キャンペーン価格 |
|----------|----------------------------------------------------|---------|----------|
| 00-PMNEO | 使用可能ピペット: ガラス製およびプラスチック製 (1~100mL)、フル充電で約1700回吸引吐出 | 42,000円 | 27,300円  |

ディスプレイセロロジカルピペット (先端目盛)

# Serological Pipette

Pyrogen  
FREE

DNase  
RNase  
FREE

サンプル  
提供OK

γ線滅菌済、個包装パッケージ。  
DNase・RNase・パイロジェンフリー。



50%  
OFF

| 製品コード     | 識別カラー | 容量   | 容量精度 | 目盛間隔   | 材質     | 入数   | 希望小売価格  | キャンペーン価格(単価)   |
|-----------|-------|------|------|--------|--------|------|---------|----------------|
| 00-SLP-1  | 黄●    | 1mL  | ±2%  | 0.01mL | ビペット:  | 300本 | 8,000円  | 4,000円 (13.4円) |
| 00-SLP-2  | 緑●    | 2mL  |      | 0.01mL | ポリスチレン | 300本 | 9,000円  | 4,500円 (15.0円) |
| 00-SLP-5  | 青●    | 5mL  |      | 0.1mL  | フィルター: | 200本 | 8,000円  | 4,000円 (20.0円) |
| 00-SLP-10 | 橙●    | 10mL |      | 0.1mL  | ポリエチレン | 200本 | 9,000円  | 4,500円 (22.5円) |
| 00-SLP-25 | 赤●    | 25mL |      | 0.2mL  | および    | 100本 | 8,000円  | 4,000円 (40.0円) |
| 00-SLP-50 | 黒●    | 50mL |      | 0.5mL  | ポリエステル | 100本 | 14,000円 | 7,000円 (70.0円) |

小型ブロックインキュベーター

# Nichimate Dry Bath series

デモ機  
貸出OK

超コンパクトサイズ。  
小型ならではの速い  
温度移行速度。  
サーモリッドは試料  
の蒸発を低減。



00-NDB  
ドライバス



00-NDB+  
ドライバス・プラス



00-NDB-C  
ドライバス・クール

| 製品タイプ        | 製品コード    | おもな仕様                                                                 | 希望小売価格                 | キャンペーン価格              |
|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 加熱           | 00-NDB   | 温度範囲: 室温+5℃~+100℃ (+20℃→+100℃ ≤15min)                                 | 50,000円 <sup>※2</sup>  | 37,500円 <sup>※2</sup> |
| 加熱・サーモリッド    | 00-NDB+  | 温度範囲: 室温+5℃~+100℃ (+20℃→+100℃ ≤15min)                                 | 70,000円 <sup>※2</sup>  | 49,000円 <sup>※2</sup> |
| 加熱・冷却・サーモリッド | 00-NDB-C | 温度範囲: 室温-25℃~+100℃ <sup>※1</sup> (+20℃→+100℃ ≤15min, +26℃→+4℃ ≤30min) | 120,000円 <sup>※2</sup> | 84,000円 <sup>※2</sup> |

※1. 室温から25℃低い温度までブロックを冷却可能、ただし最大で-10℃まで。※2. ブロックは別売です(下記参照)。●サーモリッドは、設定温度と同じ温度に自動制御されます。ただしクールの冷却時にはOFFになります。

■別売部品: ブロック 本体と一緒に必ずお求めください。

| 製品名/容器架数                      | 製品コード         | 希望小売価格  | 製品名/容器架数                   | 製品コード         | 希望小売価格  |
|-------------------------------|---------------|---------|----------------------------|---------------|---------|
| 0.2mL 8連マイクロチューブ用ブロック (8×5本架) | 00-NDB-B002P  | 18,000円 | 1.5mL マイクロチューブ用ブロック (15本架) | 00-NDB-B015MS | 16,000円 |
| 0.5mL マイクロチューブ用ブロック (24本架)    | 00-NDB-B005MS | 16,000円 | 2.0mL マイクロチューブ用ブロック (15本架) | 00-NDB-B020CS |         |

マイクロチューブ (キャップロックタイプ/低残留タイプ)

# Micro Tube

Pyrogen  
FREE

DNase  
RNase  
FREE

AC  
滅菌可

サンプル  
提供OK

キャップロックタイプは20,000×g、低残留タイプは27,000×gまで。

| タイプ     | 容量     | 製品コード        | 入数     | 希望小売価格 | キャンペーン価格(単価)   |
|---------|--------|--------------|--------|--------|----------------|
| キャップロック | 1.5mL  | 00-ETS-MC-15 | 1,000個 | 4,000円 | 1,460円 (1.46円) |
|         | 2.0mL  | 00-ETS-MC-20 | 1,000個 | 4,500円 | 1,980円 (1.98円) |
| 低残留     | 0.65mL | 00-MC-L065   | 500個   | 3,600円 | 2,520円 (5.04円) |
|         | 1.7mL  | 00-MC-L17    | 500個   | 3,600円 | 2,520円 (6.30円) |
|         | 2.0mL  | 00-MC-L20    | 400個   | 3,600円 |                |



キャップロックタイプ

低残留タイプ

ポータブルドライアスピレーター

# Nichimate ASPIRATOR

デモ機  
貸出OK

29%  
OFF

単三乾電池でも最大8時間駆動。超コンパクトサイズ。  
ほど良い吸引力で、貴重な試料を誤吸引する危険性を低減。



50mLディスボ遠沈管をセット可能



指先で吸引のON/OFF



廃液リザーバーの瓶は単品販売も行っています※



| 製品コード     | おもな仕様                                                          | 希望小売価格  | キャンペーン価格 |
|-----------|----------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 00-NASP-1 | 吸引速度:~50mL/min (1000μLチップ使用時)<br>容量:250mL、電源:単三乾電池×2、またはAC100V | 70,000円 | 49,800円  |

●コンセントにつないで使う場合のためのACアダプターと、テスト用の単三乾電池2本が付属します。●排気口は本体ボックス内にあり、フィルターの類は備えていません。※リザーバーの瓶は、破損時等のために単品販売も行っています (00-NASP-RP3:5,000円)。

小型卓上遠心機

# Nichimate Flush

デモ機  
貸出OK

25%  
OFF

フタの開閉でON/OFF。  
付属のアダプターやローター交換で  
5種類のマイクロチューブに対応。



| 製品コード  | 最大回転数                   | 容器架数                                                                                          | 希望小売価格  | キャンペーン価格 |
|--------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 00-NCF | 6,000r/min<br>(2,000×g) | ●1.5/2.0mL×8本<br>●0.5mL×8本 (付属アダプター使用)<br>●0.2mL×8本 (付属アダプター使用)<br>●0.2mL (8連)×4本 (付属ローターに交換) | 39,800円 | 29,850円  |



小型多機能ローテーター

# Nichimate Rotator


デモ機  
貸出OK

30%  
OFF

ローテーターとしての動きに加え、ミキシング・シーソー・間欠回転も。  
容器ホルダー全種が標準付属。



[動きをご覧ください]



4種の付属ホルダーで下記の容器架数となります (小は各2個付属)。



| 製品コード  | 振とうモード                                                                                                                                                           | 容器架数                                                                                                                         | 希望小売価格  | キャンペーン価格 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 00-NRT | ●Rotate (回転※) ..... 5~70r/min<br>●Mix (間欠回転※+微震動) ..... 5~30r/min<br>●Pause (間欠回転※) ..... 5~35r/min<br>●Rock (シーソー) ..... 2~10r/min<br>※回転は容器の取付方向によって転倒攪拌になります。 | ●0.5mLマイクロチューブなら24本<br>●1.5/2.0mLマイクロチューブなら11本×2<br>●φ12~13mm (5mLや7mL) チューブなら5本×2<br>●15mLディスボ遠沈管なら5本×2<br>●50mLディスボ遠沈管なら6本 | 93,000円 | 65,100円  |

ボルテックスミキサー

# Nichimate Mixer

デモ機  
貸出OK

MAX  
30%  
OFF


強力ミキシングと抜群の  
本体安定性を両立。  
50mL遠沈管なら液量が  
40mLでも確実に攪拌。



別売のフラットホーム



付属の標準ヘッド



| 製品コード    | おもな仕様                  | 希望小売価格  | キャンペーン価格 |
|----------|------------------------|---------|----------|
| 00-NMX   | 震動速度:200~3,000r/min    | 39,800円 | 27,860円  |
| 00-NMX-F | フラットホーム:凹凸がついた平らで広いヘッド | 4,800円  | 3,840円   |



UV殺菌機能付きピペットスタンド

# Nichimate UV Carousel

立てておくついでにマイクロピペット下部にUV照射。  
28分間の照射で表面の汚染微生物を99.9%殺菌。  
マイクロピペットをクリーンな状態に保てます。

## ■実験データ

*S. aureus* ( $1.5 \times 10^6$  cfu/10 $\mu$ L) を下部表面3箇所に塗布して汚染したマイクロピペットを本製品により殺菌灯に28分間曝した後、汚染箇所をそれぞれ拭き取って寒地培地に塗抹した。マイクロピペットを3本用いて計3回行ったところ、以下の結果となった。値は拭き取り液1mL中の生存菌数 (cfu) を示す。ノズル先端断面からは生存菌が検出されず、検出された側面においてもその菌数は0.1%未満であり、トータルとして99.9%の殺菌能力を確認できた(当実験は第三者機関により実施された)。

| ピペットNo. | 側面光源側                        | 側面ミラー側          | ノズル先端断面 |
|---------|------------------------------|-----------------|---------|
| 1       | 0                            | 2.0 $\times$ 10 | 0       |
| 2       | 0                            | 0               | 0       |
| 3       | 1.9 $\times$ 10 <sup>2</sup> | 0               | 0       |

| 製品コード     | おもな仕様                                                                  | 希望小売価格  | キャンペーン価格 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 00-NUVC-6 | マイクロピペット架数: シングル6本(1000 $\mu$ Lまで)<br>殺菌灯: UV-C、寿命約2000時間、1回の運転: 28min | 65,000円 | 52,800円  |

※多くのブランドが使用できます。詳しくはお問い合わせください(いずれのブランドにおいても5000および10000 $\mu$ L、マルチチャンネルタイプは使用できません)。  
●殺菌灯は中央にあり、チャンバー外周内壁には反射ミラーを備えていますので、ピペット下部全体に紫外線が当たります。●本製品の殺菌灯は一般的なものと同様に水銀を使用していますが、特殊用途の紫外線ランプであるため「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」の規制する「特定水銀使用製品」には該当しません。



マイクロピペットは付属しません。

19% OFF

全自動卓上小型高圧蒸気滅菌機

# Nichimate AutoClave

デモ機  
貸出OK

マイクロピペットのノズル内部も滅菌。滅菌から乾燥まで全自動。  
100V電源で使用でき簡単操作、日々の滅菌作業が楽になります。

- Nichipetは、下記のAC-Bagに入れた状態で5~6本を収容できます。
- ラックチップや器具、開栓状態の容器等も滅菌可能です(培地等の液体の滅菌は不可)。
- 加圧用の水は上面の給水口より2.8Lを注ぎ入れるだけ。1回の消費量はわずかです。

| 製品コード    | おもな仕様                                                                                                                                                     | 希望小売価格                | キャンペーン価格              |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 00-NAC-1 | 滅菌温度: 121 $^{\circ}$ C (20~90分) / 132 $^{\circ}$ C (5~90分)<br>乾燥温度: 約100 $^{\circ}$ C (0~90分)、送風機能あり<br>給水: 本体上面から供給、約2.8L<br>電源: AC100V、1.44kw (3Pコンセント) | 560,000円<br>(バスケット別売) | 476,000円<br>(バスケット別売) |

●本製品の圧力容器種類は、小型圧力容器のうち点検が不要な規模である「(簡易) 容器」です。●ドアパッキンおよびエアメントフィルターは、定期的な交換をお勧めしています。●水槽内の水(精製水+水道水を推奨)は、週に一度の交換をお願いしています。●液体を滅菌することはできません。●連続使用はできません。一度運転した後は、20分以上の冷却時間が必要です。●本製品は研究用です。医療目的には使用できません。

## ■別売部品: バスケット 本体と一緒に必ずお求めください。

| 製品コード        | おもな仕様                                                                    | 希望小売価格  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| 00-NAC-1-OP1 | 被滅菌物を入れる必須のカゴ、出し入れに使うハンドルが付属<br>内寸: 185(149) $\times$ 270 $\times$ 99Hmm | 18,000円 |



別売バスケット

15% OFF

オートクレープ用滅菌バッグ

# Nichimate AC-Bag

サンプル  
提供OK

NEW

シングルのマイクロピペット1本にジャストサイズ。  
滅菌後は、開封しなければ中の滅菌状態を1年間維持できます。

Nichipet (NPX2およびNLT、各3本) のノズル内部を *G. stearothermophilus* の芽胞液 ( $1.7 \times 10^5$  cfu/10 $\mu$ L) で汚染してから本製品に封入し、床置型オートクレープと上記NAC-1で高圧蒸気滅菌にかけた。滅菌後、ノズル内部を培地にリンスした回収液を培地に接種して培養した。結果、いずれも生育が認められず、NAC-1は、Nichipetのノズル内部を滅菌でき、本製品はその滅菌を阻害しないことが確認された【右表について: 各3本のピペットのうち1本の試験結果3回分のみ示す。(-) 生育なし (+) 生育あり】。

## ■実験データ

| 床置型オートクレープ + 本製品 |                   |          | NAC-1 + 本製品 |                   |          |
|------------------|-------------------|----------|-------------|-------------------|----------|
| 回数               | 汚染                | 滅菌後培養結果  | 回数          | 汚染                | 滅菌後培養結果  |
| 1回目              | $1.7 \times 10^5$ | NPX2 (-) | 1回目         | $1.7 \times 10^5$ | NPX2 (-) |
|                  |                   | NLT (-)  |             |                   | NLT (-)  |
| 2回目              |                   | NPX2 (-) | 2回目         |                   | NPX2 (-) |
|                  |                   | NLT (-)  |             |                   | NLT (-)  |
| 3回目              |                   | NPX2 (-) | 3回目         |                   | NPX2 (-) |
|                  |                   | NLT (-)  |             |                   | NLT (-)  |

| 製品コード        | おもな仕様                                                                | 希望小売価格 | キャンペーン価格 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 00-NACB-P100 | 100枚入、外寸130 $\times$ 400mm、ACインジケータ印刷あり<br>3方シール済(封をするためにヒートシーラーが必要) | 7,000円 | 5,250円   |

※1. ACインジケータはオートクレープ(高圧蒸気滅菌)により水色から茶色に変色しますが、目安であり滅菌を保証するものではありません。※2. ヒートシーラーは幅130mmに対応し、180 $^{\circ}$ Cの熱がかけられるものをご用意ください。●本製品は、ご購入から1年以内にご使用ください。●本製品は研究用です。



Nichipet Air(1000 $\mu$ L)を入れた場合

25% OFF

ディスプレイザブル遠沈管

# Centrifuge Tube

Pyrogen  
FREE

DNase  
RNase  
FREE

AC  
滅菌可

最大遠心強度20,000×gの高耐久性。  
キャップのシール性が高く耐熱・耐寒にも優れます。  
電子線滅菌済み。

文字の書き込みが容易な  
フラット形状のキャップ上面



| 容量    | 製品コード        | 材質                 | 耐熱温度                     | パッケージ      | 入数            | 希望小売価格  |
|-------|--------------|--------------------|--------------------------|------------|---------------|---------|
| 15 mL | 00-ETS-CT-15 | キャップ:HDPE<br>本体:PP | -80~+121℃<br>(内圧や衝撃なきこと) | 滅菌済<br>バルク | 400 (50×8) 個  | 10,000円 |
| 50 mL | 00-ETS-CT-50 |                    |                          |            | 200 (20×10) 個 | 8,000円  |

リザーバー (白色PS製)

# Reagent Reservoir

Pyrogen  
FREE

DNase  
RNase  
FREE

試薬の無駄を減らす独自の形状。  
4つの容量と2つの包装バリエーション。  
10mLは8ch専用サイズ。電子線滅菌済み。



| 容 量   | 製品コード      | 材 質    | 備 考     | パッケージ      | 入 数   | 希望小売価格  |             |       |
|-------|------------|--------|---------|------------|-------|---------|-------------|-------|
| 10mL  | 00-RV-10S  | ポリスチレン | 8ch専用   | 滅菌済<br>個包装 | 100個  | 16,000円 |             |       |
| 25mL  | 00-RV-25S  |        | 8・12ch用 |            |       |         | 滅菌済<br>5個包装 | 5×40個 |
| 50mL  | 00-RV-50S  |        |         |            |       | 8ch専用   |             |       |
| 100mL | 00-RV-100S |        | 8・12ch用 |            |       |         |             |       |
| 10mL  | 00-RV-10   |        |         |            | 8ch専用 |         |             |       |
| 25mL  | 00-RV-25   |        |         |            |       |         | 8・12ch用     |       |
| 50mL  | 00-RV-50   |        |         |            |       |         |             |       |
| 100mL | 00-RV-100  |        | 8・12ch用 |            |       |         |             |       |

## 特長

- 10mLには1・5mLの目盛あり
- 25mLには15・25mLの目盛あり
- 50mLには5・10・25・50mLの目盛あり
- 100mLには10・25・50・100mLの目盛あり
- オートクレーブ不可

..... ニチリョー 情報発信媒体のお知らせ .....



## Twitter はじめました!

キャンペーンや新製品、展示会など様々な情報をツイートしたり、  
Twitter 限定のプレゼント企画を不定期で実施したりしています。  
ぜひフォローしてください✓

ニチリョー公式アカウント @NICHIRYO\_JP



## YouTube やっています!

製品の紹介やマイクロピペットのメンテナンス方法などをアップしています。  
ぜひご覧ください✓

ニチリョー公式アカウント



# キャンペーン期間内のお引合いご購入で 【送料・設置料が無料】

シングルチャンネルモジュール式コンパクトサイズ分注ワークステーション


## NichiMart CUBE

直感的に操作できるソフトウェアで簡単プロトコル作成。  
ノズルヘッドは、シングルと8chを交換可能。  
PCR反応液のセットアップの自動化等に。

- 画面上でエリアに容器を配置し各値を調整するだけでプロトコル作成
- ノズルヘッド交換式(標準:200 $\mu$ L、オプション:30/1000/1200/8ch 220 $\mu$ L)
- 液面検知や外部機器接続用I/Oポートを搭載



〔説明動画〕



| 製品コード       | おもな仕様                                                                                                                                                                      | 希望小売価格      | キャンペーン特典     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 00-NMT-CUBE | 標準システム構成:200 $\mu$ Lノズルヘッド、ベッセルアダプタ×6枚、電源ケーブル、通信ケーブル、ワークステーションソフトウェア(NichiMaster CUBE) ※パソコンは付属しません<br>パソコン要求仕様:Windows 7/8/8.1(32/64bit版)/10(64bit版)、RS232Cポート、CD-ROMドライブ | 2,000,000円~ | 送料・設置料<br>無料 |

マルチチャンネル自動分注・希釈・振とう装置

## NSP-7000R

96ウェルフォーマット用のコンパクトな自動分注装置。  
卓上設置容易、パソコン不要、タッチパネルで簡単操作。

- ディスプレイチップ自動交換
- チップラックや96ウェルは、8chと12chの両方向に使用可能
- プロトコルは使用時に簡単呼び出し、最大80ファイル連続操作可能
- 分注容量を1 $\mu$ L単位で可変



| 製品コード        | おもな仕様                                                                                                                                                                                  | 希望小売価格     | キャンペーン特典     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 00-NSP-7000R | 設置寸法(縦置き時):303×810×585Hmm、分注容量:10~210 $\mu$ L、ノズルヘッド:210 $\mu$ L×12ch、<br>分注速度:100 $\mu$ L単純分注時45秒/96ウェルプレート ※チップは別売、パソコンは不要です。<br>適合容器:SBS規格96ウェルプレート/チューブプレート、その他:ワークテーブルにプレートミキサー内蔵 | 1,850,000円 | 送料・設置料<br>無料 |

マルチチャンネル自動分注希釈システム

## NSP-7000IV

多数の96ウェル処理に特化した自動分注装置。  
パソコンでプロトコル作成後はタッチパネルで簡単操作。

- 交換式12chノズルヘッド(標準:200 $\mu$ L、オプション:30/300/1000 $\mu$ L)
- 補充や交換の際にアクセスしやすいリザーバー設置部
- パソコンでプロトコルを作成し登録した後は操作にパソコン不要




〔説明動画〕



| 製品コード         | おもな仕様                                                                                                                                                                       | 希望小売価格     | キャンペーン特典     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 00-NSP-7000IV | 設置寸法:800×700mm、分注容量:30~1000 $\mu$ L、ノズルヘッド:200 $\mu$ L×12ch(オプション:30/300/1000×12ch)、適合容器:SBS規格96ウェルプレート(スタッカーの収容能力:20枚、DWPはお問い合わせください)、その他:プロトコルの作成には所定の仕様のPCが必要 ※チップは別売です。 | 3,500,000円 | 送料・設置料<br>無料 |

各社製品のJCSS校正サービスがスタート!

# バリデーションサービスをリニューアルしました!



## ● J: JCSS校正サービス (マイクロピペット)

| 対象メーカー                                                                     | コース | A                          | B                                 | C                                    | D                                |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| NICHIRYO                                                                   |     | ・出荷時のみ適用<br>・合格判定はメーカー精度基準 | ・点検/修理/調整後の校正のみ<br>・合格判定はメーカー精度基準 | ・点検/修理/調整前後で校正<br>・合格判定はISO-8655-2基準 | ・調整なしで校正のみ<br>・合格判定はISO-8655-2基準 |
| GILSON, Eppendorf<br>Thermo Fisher Scientific<br>METTLER TOLEDO, SARTORIUS |     |                            |                                   |                                      |                                  |

| 種類         | サービスコード | 料金(税別)  | 校正  |     | 発行書類 | 合格判定基準     | 測定回数 | 校正容量<br>※表示容量範囲を基準とする            |
|------------|---------|---------|-----|-----|------|------------|------|----------------------------------|
|            |         |         | 調整前 | 調整後 |      |            |      |                                  |
| シングル       | J-A     | 13,000円 | ○   | —   | —    | メーカー精度     | 10回  | ・最大値<br>・50%<br>・最小値<br>(または10%) |
|            | J-B     | 18,000円 | —   | ○   | ○    | メーカー精度     |      |                                  |
|            | J-C     | 30,000円 | ○   | ○   | ○    | ISO-8655-2 |      |                                  |
|            | J-D     | 13,000円 | ○   | —   | —    | ISO-8655-2 |      |                                  |
| マルチ8チャンネル  | J-A8    | 27,000円 | ○   | —   | —    | メーカー精度     |      |                                  |
|            | J-B8    | 35,000円 | —   | ○   | ○    | メーカー精度     |      |                                  |
|            | J-C8    | 61,000円 | ○   | ○   | ○    | ISO-8655-2 |      |                                  |
|            | J-D8    | 27,000円 | ○   | —   | —    | ISO-8655-2 |      |                                  |
| マルチ12チャンネル | J-A12   | 40,000円 | ○   | —   | —    | メーカー精度     |      |                                  |
|            | J-B12   | 48,000円 | —   | ○   | ○    | メーカー精度     |      |                                  |
|            | J-C12   | 87,000円 | ○   | ○   | ○    | ISO-8655-2 |      |                                  |
|            | J-D12   | 40,000円 | ○   | —   | —    | ISO-8655-2 |      |                                  |

## ● N: 検定サービス (マイクロピペット)

| 対象メーカー   | コース | A                          | B                                 | C                                    | D                                |
|----------|-----|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| NICHIRYO |     | ・出荷時のみ適用<br>・合格判定はメーカー精度基準 | ・点検/修理/調整後の検定のみ<br>・合格判定はメーカー精度基準 | ・点検/修理/調整前後で検定<br>・合格判定はISO-8655-2基準 | ・調整なしで検定のみ<br>・合格判定はISO-8655-2基準 |

| 種類         | サービスコード | 料金(税別)  | 検定  |     | 発行書類 | 合格判定基準     | 測定回数 | 検定容量<br>※表示容量範囲を基準とする    |
|------------|---------|---------|-----|-----|------|------------|------|--------------------------|
|            |         |         | 調整前 | 調整後 |      |            |      |                          |
| シングル       | N-A     | 4,000円  | ○   | —   | —    | メーカー精度     | 6回   | ・最大値<br>・最小値<br>(または10%) |
|            | N-B     | 9,000円  | —   | ○   | ○    | メーカー精度     |      |                          |
|            | N-C     | 12,500円 | ○   | ○   | ○    | ISO-8655-2 |      |                          |
|            | N-D     | 4,000円  | ○   | —   | —    | ISO-8655-2 |      |                          |
| マルチ8チャンネル  | N-A8    | 8,500円  | ○   | —   | —    | メーカー精度     |      |                          |
|            | N-B8    | 16,500円 | —   | ○   | ○    | メーカー精度     |      |                          |
|            | N-C8    | 24,500円 | ○   | ○   | ○    | ISO-8655-2 |      |                          |
|            | N-D8    | 8,500円  | ○   | —   | —    | ISO-8655-2 |      |                          |
| マルチ12チャンネル | N-A12   | 12,500円 | ○   | —   | —    | メーカー精度     |      |                          |
|            | N-B12   | 20,500円 | —   | ○   | ○    | メーカー精度     |      |                          |
|            | N-C12   | 32,500円 | ○   | ○   | ○    | ISO-8655-2 |      |                          |
|            | N-D12   | 12,500円 | ○   | —   | —    | ISO-8655-2 |      |                          |

※ニチリョー製品以外の修理は簡易メンテナンスとなります。交換パーツが必要な修理は行えませんので、修理せずそのまま返却致します。他社製品のJCSS校正サービスを希望の場合は、一度お問い合わせください。

●Nichipet Premium/Nichipet Premium LTの5年保証期間中は、JおよびNともにB/Cコースの場合、料金(シングル)から5,000円をお値引きさせていただきます(同製品は2020年11月現在、シングル機種のみとなっています)。

●容量固定式ピペットの校正及び検定は表示容量のみとなります。

●トレーサビリティ体系図(常用参照標準校正証明書)をご希望の場合は、別途料金(5,000円)を申し受けます。

●J-C/N-Cコースにおいて、調整前校正(調整前検定)が完了した後のキャンセルは受けできません。予めご了承ください。

●納期はJおよびNとも、A/B/Dコースが受注確定後6営業日、Cコースが受注確定後12営業日となります(ただし本数によっては納期をご相談させて頂く場合があります)。

●ドリームバンクポイントが付与されるのは、Jの各コースのみです。

●マルチチャンネルピペットは全チャンネルを測定し、書類を発行致します(ただし、0.5~10μLの容量モデルは両端と真中の3チャンネルの測定となります)。

当社校正サービスセンターは認定基準としてISO/IEC17025(JISQ17025)を用い、認定スキームをISO/IEC17025に従って運営されるJCSSの下で認定されています。JCSSを運営している認定機関(IAJapan)は、アジア太平洋試験所認定協力機構(APLAC)及び国際試験所認定協力機構(ILAC)の相互承認に署名しています。当社校正サービスセンターは国際MRA対応JCSS認定事業者です。JCSS0280は当社校正サービスセンターの認定番号です。



ニチペット カルテ

# Nichipet Karte™

より手軽に、より快適に。



## ピペットの修理・校正・検定・測定履歴が一目でわかります!

マイクロピペットに刻印されているシリアルナンバーを利用し、  
一括で管理できるサイトをスタートしました。

ご登録いただくと、お手持ちのマイクロピペットの修理・校正・検定・測定履歴が  
サイト上で確認でき、定期的な点検等のピペットの管理にご確認頂けます。  
Nichipet Premium シリーズの 5 年保証期限を確認することも可能です。

詳細は担当者までお問い合わせください。

＜連絡先＞

株式会社ニチリョー ニチペットカルテ係  
Email : [info@nichiryo.co.jp](mailto:info@nichiryo.co.jp) Tel : 03-6273-7651



※画面はイメージです。

## ご利用の流れ

- 1 お客様情報を登録するため、専用登録シートに必要事項を記入し、  
弊社担当者にご連絡頂きます。
- 2 弊社にて会員登録後、ニチペットカルテ専用サイトをご案内致します。  
専用 URL をクリックして頂き、ID およびパスワードを入力してログインしてください。
- 3 ご使用中のピペットのシリアルナンバーや製品名等ご入力頂き、  
登録依頼をして頂きます。  
登録依頼をして頂きました製品は弊社にて確認し、  
登録承認を行います。
- 4 登録した製品の校正 / 検定履歴・修理履歴・測定履歴を  
クリックすることにより、詳細内容を閲覧することができます。



シリアルナンバー

今なら新規登録で**オリジナルエコバッグ**をプレゼント  
応募方法は裏表紙をチェック✓



## 本キャンペーン対象製品のご注文は専門 FAX 注文書にて承ります。

下記より注文書をダウンロードの上、必要事項を記入し、販売店にお渡しください。



[https://www.nichiryo.co.jp/campaign/campaign\\_20201130.html](https://www.nichiryo.co.jp/campaign/campaign_20201130.html)

- ダウンロードに要する通信料はお客様のご負担となります。大変恐れ入りますが、ご了承ください。
- 注文書のご利用には表計算アプリケーションの「Excel」または「Numbers」が必要です。



## ご注文方法



## メルマガ 会員募集中!

キャンペーンの情報や新製品情報などおトクな情報をお届けしています!

件名に『メルマガ登録希望』と本文に下記必要事項①をご記載の上、  
info@nichiryo.co.jp 宛にご連絡ください。

さらに!今なら新規登録で【オリジナルエコバッグ】をプレゼント!  
詳細は下記の「オリジナルエコバッグ応募方法」をご確認ください。

### <必要事項①>

- ①お名前 ②メールアドレス ③施設名/会社名  
④所属/役職 ⑤郵便番号 ⑥住所 ⑦電話番号

本キャンペーン期間中に Nichipet Air をお買い上げ頂いた方  
抽選 20 名様に【オリジナルピーカー】\*をプレゼント!

件名に『ピーカー希望』と本文に下記必要事項②をご記載の上、  
info@nichiryo.co.jp 宛にご連絡ください。

応募期間: 2021年3月31日(水)迄

### <必要事項②>

- ①ご購入頂きました Nichipet Air のシリアル No. ②お名前  
③施設・会社名 ④所属・役職 ⑤郵便番号 ⑥住所 ⑦電話番号



## オリジナルピーカー 応募方法

※イメージ画像は 2 ページをご覧ください。



## オリジナルエコバッグ 応募方法

ただいま新規でニチペットカルテ\*かメルマガにご登録頂きますと  
先着 100 名様に【オリジナルエコバッグ】\*をプレゼント!

下記必要事項③をご記載の上、  
info@nichiryo.co.jp 宛にご連絡ください。

### <必要事項③>

- ニチペットカルテ登録をご希望の場合 ●メルマガ登録をご希望の場合  
件名:『ニチペットカルテ登録希望』 件名:『メルマガ登録希望』  
本文:『エコバッグ希望』 本文:『エコバッグ希望』と

※ニチペットカルテの詳細およびオリジナルエコバッグのイメージ画像は11ページをご覧ください。 上記『必要事項①』



- オリジナルピーカーおよびオリジナルエコバッグの両方に応募する場合は、それぞれ個別にご応募ください。
- オリジナルエコバッグプレゼントは 1 度のみのご応募を承ります。ニチペットカルテとメルマガの 2 つを新規でご登録頂き両方でご応募頂いても、プレゼントは 1 つのみとなります。あらかじめご了承ください。

株式会社 **ニチリョー**

<https://www.nichiryo.co.jp/>

☎ 0120-66-9199 (営業業務課/直通)

✉ info@nichiryo.co.jp

越谷本社工場  
〒343-0822 埼玉県越谷市西方2760番地1  
TEL.048-989-1301 FAX.048-989-1333

東京営業本部  
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町一丁目10番1号 サクラビル3階  
TEL.03-6273-7651 FAX.03-6273-7944

大阪営業所  
〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原四丁目4番63号 新大阪千代田ビル別館10階  
TEL.06-6391-1057 FAX.06-6391-1058

浦和事業所  
〒336-0034 埼玉県さいたま市南区谷五丁目5番11号  
TEL.048-793-7071 FAX.048-837-5581

サービス&サポート  
㈲サイメック ㈲ニチリョー 越谷本社工場内  
TEL.048-986-0797 FAX.048-986-0798