

2020.5.11(月)~2020.8.21(金)

＼新年度に必要な機器をお得な価格で取り揃えました！

VALUE COLLECTION 2020

25% OFF

P.2 小型ブロック
インキュベーター

**Nichimate
Dry Bath**



25% OFF

P.3 小型卓上
遠心機


**Nichimate
Flush**



30% OFF

P.2 小型多機能
ローテーター

**Nichimate
Rotator**



30% OFF

P.3 ボルテックス
ミキサー

**Nichimate
Mixer**



MAX
63% OFF



P.2
マイクロチューブ

MAX
43% OFF



P.3
ディスポ遠沈管

MAX
30% OFF



P.4
**Nichipet
EX II/EX Plus II**

MAX
35% OFF



P.4
**Nichipet
EX II MULTI**

MAX
35% OFF



P.4
リザーバー(白色/透明)

MAX
40% OFF



P.5
NICHIRYO Le

MAX
50% OFF



P.5
ラック(透明PC製)

MAX
40% OFF



P.5
エコミーチップ

MAX
44% OFF



P.6
ローレンションチップ

MAX
35% OFF



P.6
**Pipette
Mate NEO**

MAX
50% OFF



P.6
セロジカルピペット

小型ブロックインキュベーター

Nichimate Dry Bath

デモ機
貸出OK

25%
OFF

超コンパクト、高精度で速い温調。

- ・使用温度範囲: 室温+5℃~+100℃
- ・温度移行速度: +20℃→+100℃ ≤15min
- ・外形寸法: 112×150×100Hmm

製品コード	品名	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NDB	ニチメイトドライバス	50,000円	37,500円

●ニチメイトドライバス用ブロック (ブロックは別売りです)

製品コード	品名/備考	希望小売価格
00-NDB-B002P	0.2mL 8連PCRチューブ用ブロック (8×4本架)	18,000円
00-NDB-B015M	1.5mLマイクロチューブ用ブロック (15本架)	16,000円
00-NDB-B020C	2.0mLマイクロチューブ用ブロック (15本架)	



別売ブロック

小型卓上遠心機

Nichimate Flush

デモ機
貸出OK

25%
OFF

フタ開閉で遠心ON/OFF。マイクロチューブ5種に対応。

〈適合マイクロチューブ〉

- ・1.5/2.0mL×8本
- ・0.5mL×8本 (付属アダプター使用)
- ・0.2mL×8本 (付属アダプター使用)
- ・0.2mL (8連) ×4本 (付属専用ローターに交換)

〈その他の仕様〉

- ・外形寸法: 114×150×114Hmm
- ・質量: 約1kg
- ・電源: 100-240V、50/60Hz



付属のアダプターとローターは本体底面に収納 (アダプターは8個まで)



製品コード	品名	最大回転数	遠心力 (RCF)	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NCF	ニチメイトフラッシュ	6,000r/min	~2,000xg	39,800円	29,850円

NichimateAqua™

マイクロチューブ (キャップロックタイプ/低残留タイプ)

Micro Tube

サンプル
提供OK



片手での開閉時に指がフタ裏に触れにくいガードピンも備えたキャップロックタイプや、液切れ性能良好な低残留タイプをお好みで。



低残留タイプ

キャップロックタイプ

MAX
63%
OFF

〈遠心強度・オートクレーブ耐性〉

- ・キャップロックタイプ: 20,000xg。
→ガードピンもあり、1.5mLは内部平底。
- ・低残留タイプ: 27,000xg。
- ・いずれもポリプロピレン製、オートクレーブ可能。

タイプ	容量	パッケージ	製品コード	入数	希望小売価格	キャンペーン価格 (単価)
キャップロック	1.5mL	バルク	00-ETS-MC-15	1,000個	4,000円	1,460円 (1.46円)
	2.0mL		00-ETS-MC-20		4,500円	1,980円 (1.98円)
低残留	0.65mL※		00-MC-L065	500個	3,600円	2,520円 (5.04円)
	1.7mL※		00-MC-L17			
	2.0mL	00-MC-L20	400個			

※外径は、それぞれ一般的な0.5mL、1.5mLと同等です。

小型多機能ローテーター

Nichimate Rotator

デモ機
貸出OK

ローテーターとしての動きに加え、
ミキシング・間欠回転・シーソーに切替可能。

30%
OFF

本製品の動作を
動画でご覧頂けます。



〈運転モード/回転速度〉

- ・Rotate: 5~70r/min
- ・Mix: 5~30r/min
- ・Pause: 5~35r/min
- ・Rock: 2~10r/min

〈その他の仕様〉

- ・使用環境温度範囲: +4~+65℃(結露なきこと)
- ・外形寸法: 275×152×165Hmm(ホルダー含まず)
- ・質量: 約1.4kg(ホルダー含まず)
- ・電源: 100-240V, 50/60Hz



製品コード/種別	品名/備考	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NRT (本体)	ニチメイトローテーター (下記4種のホルダー標準付属)	93,000円	65,100円
00-NRT-H015020 (オプション)	1.5/2.0mLマイクロチューブ用ホルダー (11本架、本体に4つまで取付可能)	12,000円 (2個セット)	
00-NRT-H050070 (オプション)	φ12-13mmチューブ用ホルダー (5本架、本体に4つまで取付可能、但し容器は10本まで)		
00-NRT-H100150 (オプション)	15mLディスク遠沈管用ホルダー (5本架、本体に4つまで取付可能、但し容器は10本まで)		
00-NRT-H500005 (オプション)	50mLディスク遠沈管+0.5mLマイクロチューブ用ホルダー (6本架、本体に1つ取付可能)	10,000円 (1個)	

ボルテックスミキサー

Nichimate Mixer

デモ機
貸出OK

ムラのない強力ミキシングと抜群の本体安定性を両立。

MAX
30%
OFF

〈運転モード〉


- ・連続/タッチ切換式

〈使用可能容器〉

- ・試験管、遠沈管、マイクロチューブ等
(場合により別売フラットホームをご利用ください)

〈その他の仕様〉

- ・外形寸法: 130×160×170Hmm
- ・質量: 約3.8kg
- ・電源: 100V, 50/60Hz



50mL遠沈管ならば
40mL前後の液量でも
確実に攪拌可能



フラットホーム (別売)

製品コード/種別	品名	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NMX (本体)	ニチメイトミキサー	震動速度: 200~3,200r/min	39,800円	27,860円
00-NMX-F (オプション)	フラットホーム	直径: 75mm	4,800円	3,840円

NichimateAqua™

ディスポーザブル遠沈管

Centrifuge Tube

サンプル
提供OK

121℃
20min
Autoclavable

B/Nase/D/Nase
FREE

Non-Pyrogenic
Endotoxin
FREE

遠心強度20,000×g。
キャップのシール性が高く耐熱・耐寒に優れる。
安心の国内製造、滅菌済。

MAX
43%
OFF

15mL



50mL



キャップ上面はフラットな形状
書き込み可能

〈遠心強度・耐熱温度・材質など〉

- ・いずれも20,000×g。
- ・耐熱温度: -80℃~+121℃(内圧や衝撃がない状態)
- ・フタは高密度ポリエチレン製、本体はポリプロピレン製。
- ・電子線滅菌済、オートクレーブも可能。

容量	パッケージ	製品コード	入数	希望小売価格	キャンペーン価格 (単価)
15mL	滅菌済、バルク	00-ETS-CT-15	400個 (50×8個)	10,000円	6,500円 (16.25円)
50mL		00-ETS-CT-50	200個 (20×10個)	8,000円	4,520円 (22.60円)

オートクレーパブルマイクロピペット

Nichipet EX II Nichipet EX Plus II

30% OFF

UV Resistance 121°C Autoclavable 日本製 デモ機貸出OK ドリームポイント 1 point

本体丸ごとオートクレーブ滅菌・UV照射可能なノングリースモデル。黄色いボディのEX Plus IIは、有機溶媒や酸への耐性が高い内部部品を採用。



Nichipet EX Plus IIの導入事例をご覧ください。



製品コード		容量設定方式	容量範囲 (μL)	精度 (%)	再現性 (%)	希望小売価格		キャンペーン価格	
Nichipet EX II	Nichipet EX Plus II					Nichipet EX II	Nichipet EX Plus II	Nichipet EX II	Nichipet EX Plus II
00-NPX2-2	00-NPLO2-2	可変式	0.1~2	*~±3.0	*~±1.0	31,500円	39,000円	22,050円	27,300円
00-NPX2-10	00-NPLO2-10		0.5~10	*~±1.0	*~±0.5				
00-NPX2-20	00-NPLO2-20		2~20	±5.0~±1.0	±3.0~±0.4	28,500円	35,000円	19,950円	24,500円
00-NPX2-100	00-NPLO2-100		10~100	±2.0~±0.8	±1.0~±0.3				
00-NPX2-200	00-NPLO2-200		20~200	±1.0~±0.8	±0.5~±0.2				
00-NPX2-1000	00-NPLO2-1000		100~1000	±1.0~±0.7	±0.5~±0.2				
00-NPX2-5000	00-NPLO2-5000		1000~5000	±1.0~±0.6	±0.3~±0.2	31,500円	42,000円	22,050円	29,400円
00-NPX2-10000	00-NPLO2-10000		1000~10000	±2.0~±0.4	±0.4~±0.2	38,500円	51,000円	26,950円	35,700円

*NPX2-2の0.2μL以下およびNPX2-10の1μL以下における精度・再現性は、サンプリング技術およびサンプリング環境に大きく影響されます。


オートクレーパブルマルチチャンネルマイクロピペット

Nichipet EX II MULTI

35% OFF

UV Resistance 121°C Autoclavable 日本製 デモ機貸出OK

取り回しやすいよう本体を軽量化したマルチチャンネルの二チペットEX II。チップエジェクト時の荷重も低減。8および12チャンネルの2タイプ。



製品コード	チャンネル数	容量設定方式	容量範囲 (μL)	精度 (%)	再現性 (%)	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NPM-8VP	8	可変式	0.5~10	*~±2.0	*~±1.0	77,000円	50,050円
00-NPM-8SP			5~100	*~±0.8	*~±0.3		
00-NPM-8LP			20~200	±3.0~±0.9	±0.6~±0.3		
00-NPM-8KP			30~300	±3.0~±0.6	±1.0~±0.3		
00-NPM-12VP	12		0.5~10	*~±2.0	*~±1.0	100,000円	65,000円
00-NPM-12SP			5~100	*~±0.8	*~±0.3		
00-NPM-12LP			20~200	±3.0~±0.9	±0.6~±0.3		
00-NPM-12KP			30~300	±3.0~±0.6	±1.0~±0.3		

*NPM-8VP/12VPの1μL以下およびNPM-8SP/12SPの10μL以下における精度・再現性は、サンプリング技術およびサンプリング環境に大きく影響されます。

NichimateAqua™

リザーバー (白色PS製/透明PET製)

Reagent Reservoir サンプル提供OK

白色PS製は試薬や試料が無駄になりにくいデザイン。8ch対応の10mLサイズあり。透明PET製は個包装かつリーズナブル。

RV-100S (白色PS製)

Blue/Orange FREE (白色PS製) Non-Pyrogenic Endotoxin FREE (白色PS製)

35% OFF



RV-PET50S (透明PET製)

〈白色PS製の特長〉
 ・10mLは8ch対応。その他は8および12ch対応。
 ・10mLには1mLと5mLの目盛あり。
 ・25mLには15mLと25mLの目盛あり。
 ・50mLには5、10、25、50mLの目盛あり。
 ・100mLには10、25、50、100mLの目盛あり。
 ・オートクレーブ不可(透明PET製も同様)。

容量	パッケージ	材質	製品コード	入数	希望小売価格	キャンペーン価格 (単価)
10mL	滅菌済 5個包装	白色ポリスチレン	00-RV-10	5×40個	21,000円	13,650円 (68.25円)
25mL			00-RV-25			
50mL			00-RV-50			
100mL	滅菌済 個包装		00-RV-100	100個	16,000円	10,400円 (104円)
10mL			00-RV-10S			
25mL			00-RV-25S			
50mL		00-RV-50S				
100mL		00-RV-100S		18,000円	11,700円 (117円)	
50mL		透明PET	00-RV-PET50S	50個	6,000円	3,900円 (78円)

エルゴノミックマイクロピペット NICHIRYO Le

日本製

デモ機
貸出OK

ドリームポイント
1 point

40% OFF

学生実習に最適なスターターピペット。

軽量(約83g)かつ軽い操作性と大きなプッシュボタンの採用で、長時間の使用でも疲れにくいマイクロピペットです。



製品コード	容量設定方式	容量範囲(μL)	精度(%)	再現性(%)	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NLE-10	可変式	0.5~10	*~±1.2	*~≤0.8	16,500円	9,900円
00-NLE-20		2~20	±5.0~±1.2	≤3.0~≤0.8		
00-NLE-100		10~100	±2.0~±1.0	≤1.0~≤0.6		
00-NLE-200		20~200	±1.2~±0.8	≤1.0~≤0.6		
00-NLE-1000		100~1000	±1.2~±0.7	≤0.8~≤0.5		

*NLE-10の0.5μLにおける精度・再現性は、サンプリング技術およびサンプリング環境に大きく影響されます。

NichimateAqua™

Rack ラック(透明PC製)

UV
Resistance

121°C
20min
Autoclavable

サンプル
提供OK



50% OFF

エコノミーチップに最適。積み重ねやすいストレート形状。

取り外し式のフタは高い透明度で、チップ残数やオートクレーブ滅菌後の乾燥確認が容易。

適合チップ容量	製品コード	入数	希望小売価格	キャンペーン価格	適合チップ容量	製品コード	入数	希望小売価格	キャンペーン価格
10μL [橙]	00-ETS-10UTRK	5個	5,500円	2,750円	200μL [黄]	00-ETS-200SGRK	5個	5,500円	2,750円
10μL (ロング) [赤]	00-ETS-10SSRK				1000μL [青]	00-ETS-1000LGRK			

●いずれのラックも、適合するマイクロピペットチップの銘柄については事前にお問い合わせください。

NichimateAqua™

エコノミーチップ

Economy Tip

UV
Resistance

121°C
20min
Autoclavable

FREE

Non-Pyrogenic
Essential
FREE

サンプル
提供OK



MAX
40% OFF

目盛で液量のおおよその確認が可能。

バルクとリフィルで提供されるコストリーズナブルなチップ。

容量	容量範囲	長さ	パッケージ	製品コード	入数	希望小売価格	キャンペーン価格(単価)
10μL	0.1~10μL	31mm	バルク	00-ETS-UT	1,000本	2,300円	1,420円(1.42円)
				00-ETS-UT10	10,000本(1,000本×10)	20,000円	13,180円(1.32円)
				00-ETS-JUTW	960本(96本×10段)	4,600円	3,300円(3.44円)
10μL (ロング)	0.5~10μL	48mm	バルク*	00-ETS-JUTW10	9,600本(96本×10段×10)	42,000円	31,630円(3.30円)
				00-ETS-SS	1,000本	2,300円	1,420円(1.42円)
				00-ETS-SS10	10,000本(1,000本×10)	20,000円	13,180円(1.32円)
200μL	2~200μL	50mm	バルク	00-ETS-SG	1,000本	2,000円	1,320円(1.32円)
				00-ETS-SG10	10,000本(1,000本×10)	18,000円	11,860円(1.19円)
				00-ETS-JSG	960本(96本×5段×2)	3,800円	2,730円(2.85円)
1000μL	100~1000μL	84mm	リフィル	00-ETS-JSG10	9,600本(96本×5段×2×10)	35,000円	26,360円(2.75円)
				00-ETS-LG	1,000本	2,500円	1,630円(1.63円)
				00-ETS-LG10	10,000本(1,000本×10)	23,000円	15,160円(1.52円)
				00-ETS-JLG	960本(96本×5段×2)	5,000円	3,530円(3.68円)
				00-ETS-JLG10	9,600本(96本×5段×2×10)	45,000円	33,890円(3.53円)

●いずれのチップも、適合するマイクロピペットの機種については事前にお問い合わせください。*ETS-SS/SS10はバルクのみとなります。

NichimateAqua™

ローリテンションチップ & ローリテンションフィルターチップ

Low Retention Tip & Low Retention Filter Tip

サンプル提供OK


44% OFF

UV Resistance

DNase/RNase FREE

Non-Pyrogenic Endotoxin FREE

撥水性を改善する樹脂と成形技術により、液切れ性能を格段に向上。粘性が高めの溶液や、吐出時の泡膜が厄介な界面活性剤に効果的。



	容量	長さ	製品コード	パッケージ	入数	希望小売価格	キャンペーン価格(単価)
フィルターなし	10µL	31.0mm	00-LRT-10RB	ラック入り 滅菌済	96本×10ラック	7,500円	4,200円 (4.38円)
	10µL(ロング)	45.7mm	00-LRT-10LRB				
	200µL	50.8mm	00-LRT-200RB		96本×2ラック	2,000円	1,120円 (5.84円)
	200µL(ロング)	91.1mm	00-LRT-200LRB				
	300µL	55.9mm	00-LRT-300RB		96本×10ラック	8,500円	4,760円 (4.96円)
	1250µL	90.2mm	00-LRT-1250RB				
フィルターあり	10µL	31.0mm	00-LRT-F10RB	ラック入り 滅菌済	96本×10ラック	13,500円	7,560円 (7.88円)
	10µL(ロング)	45.7mm	00-LRT-F10LRB				
	20µL	50.8mm	00-LRT-F20RB				
	100µL		00-LRT-F100RB				
	200µL	00-LRT-F200RB					
	200µL(ロング)	91.1mm	00-LRT-F200LRB		96本×2ラック	3,500円	1,960円 (10.21円)
	300µL	55.9mm	00-LRT-F300RB		96本×10ラック	13,500円	7,560円 (7.88円)
	1250µL	90.2mm	00-LRT-F1250RB				

●いずれのチップも、適合するマイクロピペットの機種については事前にお問い合わせください。

ピペットコントローラ

Pipette Mate NEO

デモ機貸出OK

UV Resistance

ドリームポイント 1 point

UV照射対応のピペットコントローラ。

軽量(約167g)で操作性に優れ、クリーンベンチ内での作業にも適しています。スタンドを必要としない自立型です。長寿命のリチウム電池を採用しています。



35% OFF



製品コード	品名	充電アダプタ	フィルター	使用可能ピペット	希望小売価格	キャンペーン価格
00-PMNEO	ピペットメイト NEO	入力電圧 AC100/240V 50/60Hz	20mm/0.2µm (疎水性)	ガラス製およびプラスチック製(1~100mL)	42,000円	27,300円

ディスプレイザブルセロロジカルピペット(先端目盛)

Serological Pipette

DNase/RNase FREE

Non-Pyrogenic Endotoxin FREE

サンプル提供OK

見やすい目盛で迅速な吸引吐出を容易に。DNase/RNaseおよびピロジェンフリー。



γ線滅菌済み 個包装

50% OFF

製品コード	識別カラー	容量 (mL)	容量精度 (mL)	目盛間隔 (mL)	全長 (mm)	材質	入数	希望小売価格	キャンペーン価格(単価)
00-SLP-1	黄 ●	1	±0.02	0.01	280	ピペット： ポリスチレン	300本	8,000円	4,000円 (13.4円)
00-SLP-2	緑 ●	2	±0.04	0.01	280		300本	9,000円	4,500円 (15.0円)
00-SLP-5	青 ●	5	±0.1	0.1	348	フィルター： ポリエチレン及び ポリエステル	200本	8,000円	4,000円 (20.0円)
00-SLP-10	橙 ●	10	±0.2	0.1	348		200本	9,000円	4,500円 (22.5円)
00-SLP-25	赤 ●	25	±0.4	0.2	313		100本	8,000円	4,000円 (40.0円)
00-SLP-50	黒 ●	50	±1.0	0.5	355		100本	14,000円	7,000円 (70.0円)

●開封が容易なピーリング包装(紙+プラスチック)です。 ●ご使用においては、ピペットコントローラ(上記ピペットメイトNEO等)をご利用ください。

Value Collection 2020

キャンペーン期間：2020.5.11日～2020.8.21日

専用FAX注文書①

ご注文
(FAX番号)

048-837-5581

下記の表をご参照のうえ必要事項を全てご記入頂き、代理店にお渡してください。

●お迷いの品がございましたら、デモ機貸出またはサンプル提供を承ります。●本注文書は弊社Webサイトからダウンロードもできます。

製品名	製品コード	価格	数量
ニチメイト ドライバス	00-NDB	37,500円	
0.2mL 8連PCRチューブ 用ブロック	00-NDB-B002P	18,000円	
1.5mL マイクロチューブ 用ブロック	00-NDB-B015M	16,000円	
2.0mL マイクロチューブ 用ブロック	00-NDB-B020C	16,000円	
ニチメイト フラッシュ	00-NCF	29,850円	
エコノミー マイクロチューブ	00-ETS-MC-05A	3,500円	
	00-ETS-MC-15A	3,500円	
マイクロチューブ (キャップブロック)	00-ETS-MC-15	1,460円	
	00-ETS-MC-20	1,980円	
低残留 マイクロチューブ	00-MC-L065	2,520円	
	00-MC-L17	2,520円	
	00-MC-L20	2,520円	
ニチメイト ローテーター	00-NRT	65,100円	
1.5/2.0mL マイクロチューブ 用ホルダー	00-NRT-H015020 ※ NRT 用	12,000円	
φ12-13mm チューブ 用ホルダー	00-NRT-H050070 ※ NRT 用	12,000円	
15mL ディスポーザブル 用ホルダー	00-NRT-H100150 ※ NRT 用	12,000円	
50mLディスポーザブル 0.5mLマイクロチューブ 用ホルダー	00-NRT-H500005 ※ NRT 用	10,000円	
ニチメイト ミキサー	00-NMX	27,860円	

製品名	製品コード	価格	数量
フラットホーム	00-NMX-F ※ NMX 用	3,840円	
ディスポーザブル 遠沈管	00-ETS-CT-15	6,500円	
	00-ETS-CT-50	4,520円	
ニチベット EX II	00-NPX2-2	22,050円	
	00-NPX2-10	22,050円	
	00-NPX2-20	19,950円	
	00-NPX2-100	19,950円	
	00-NPX2-200	19,950円	
	00-NPX2-1000	19,950円	
ニチベット EX Plus II	00-NPX2-5000	22,050円	
	00-NPX2-10000	26,950円	
	00-NPLO2-2	27,300円	
	00-NPLO2-10	27,300円	
	00-NPLO2-20	24,500円	
	00-NPLO2-100	24,500円	
ニチベット EX II MULTI	00-NPLO2-200	24,500円	
	00-NPLO2-1000	24,500円	
	00-NPLO2-5000	29,400円	
	00-NPLO2-10000	35,700円	
	00-NPM-8VP	50,050円	
	00-NPM-8SP	50,050円	
ニチベット EX II MULTI	00-NPM-8LP	50,050円	
	00-NPM-8KP	50,050円	
	00-NPM-12VP	65,000円	
	00-NPM-12SP	65,000円	
	00-NPM-12LP	65,000円	
	00-NPM-12KP	65,000円	

製品名	製品コード	価格	数量
リザーバー (白色PS)	00-RV-10	13,650円	
	00-RV-25	13,650円	
	00-RV-50	13,650円	
	00-RV-100	14,950円	
	00-RV-10S	10,400円	
	00-RV-25S	10,400円	
	00-RV-50S	10,400円	
	00-RV-100S	11,700円	
リザーバー (透明PET)	00-RV-PET50S	3,900円	
ニチリョー Le	00-NLE-10	9,900円	
	00-NLE-20	9,900円	
	00-NLE-100	9,900円	
	00-NLE-200	9,900円	
	00-NLE-1000	9,900円	

もうご利用になりましたか？

ニチリョーは、このような活動も行っています。

関東圏の大学を巡回
ビペットメンテナンスカー



ビペットの
使いかた
講習会



●本誌記載の製品のみキャンペーン対象となります。●表示価格は消費税を含みません。●キャンペーン品につき、返品はご遠慮ください。

依頼者情報

※必須記入項目

施設名* ご所属	
ご住所	
お名前*	DB会員 No.
E-mail	TEL

代理店

●ご記入頂きました個人情報、製品やサービスの情報提供等の営業活動にのみ使用致します。弊社の個人情報の取り扱いにつきましては、弊社 Web サイトをご参照ください。
<https://www.nichiryo.co.jp/info/privacy.html>
●販売店様は、本キャンペーンのご利用はご遠慮ください。



株式会社 **ニチリョー**

<https://www.nichiryo.co.jp/>

☎ 0120-66-9199 (受付時間/平日 9:00~17:30)

✉ info@nichiryo.co.jp

越谷本社工場
〒343-0822 埼玉県越谷市西方2760番地1
TEL.048-989-1301 FAX.048-989-1333

東京営業本部
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町一丁目10番1号 サクラビル3階
TEL.03-6273-7651 FAX.03-6273-7944

大阪営業所
〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原四丁目4番63号 新大阪千代田ビル別館10階
TEL.06-6391-1057 FAX.06-6391-1058

浦和事業所
〒336-0034 埼玉県さいたま市南区内谷五丁目5番11号
TEL.048-793-7071 FAX.048-837-5581

サービス&サポート
御サイメック ㈱ニチリョー 越谷本社工場内
TEL.048-986-0797 FAX.048-986-0798

下記の表をご参照のうえ必要事項を全てご記入頂き、代理店にお渡してください。

●お迷いの品がございましたら、デモ機貸出またはサンプル提供を承ります。●本注文書は弊社Webサイトからダウンロードもできます。

製品名	製品コード	価格	数量
ラック	00-ETS-10UTRK	2,750円	
	00-ETS-10SSRK	2,750円	
	00-ETS-200SGRK	2,750円	
	00-ETS-1000LGRK	2,750円	
エコノミーチップ 10μL バレル	00-ETS-UT	1,420円	
	00-ETS-UT10	13,180円	
エコノミーチップ 10μL リフィル	00-ETS-JUTW	3,300円	
	00-ETS-JUTW10	31,630円	
エコノミーチップ 10μL ロング バレル	00-ETS-SS	1,420円	
	00-ETS-SS10	13,180円	
エコノミーチップ 200μL ロング バレル	00-ETS-SG	1,320円	
	00-ETS-SG10	11,860円	
エコノミーチップ 200μL ロング リフィル	00-ETS-JSG	2,730円	
	00-ETS-JSG10	26,360円	

製品名	製品コード	価格	数量
エコノミーチップ 1000μL バレル	00-ETS-LG	1,630円	
	00-ETS-LG10	15,160円	
エコノミーチップ 1000μL リフィル	00-ETS-JLG	3,530円	
	00-ETS-JLG10	33,890円	
ローリテンション チップ	00-LRT-10RB	4,200円	
	00-LRT-10LRB	4,200円	
	00-LRT-200RB	4,200円	
	00-LRT-200LRB	1,120円	
	00-LRT-300RB	4,760円	
ローリテンション フィルターチップ	00-LRT-1250RB	5,320円	
	00-LRT-F10RB	7,560円	
	00-LRT-F10LRB	7,560円	
	00-LRT-F20RB	7,560円	
	00-LRT-F100RB	7,560円	

製品名	製品コード	価格	数量
ローリテンション フィルターチップ	00-LRT-F200RB	7,560円	
	00-LRT-F200LRB	1,960円	
	00-LRT-F300RB	7,560円	
	00-LRT-F1250RB	7,840円	
ピペットメイト NEO	00-PMNEO	27,300円	
セロロジカル ピペット	00-SLP-1	4,000円	
	00-SLP-2	4,500円	
	00-SLP-5	4,000円	
	00-SLP-10	4,500円	
	00-SLP-25	4,000円	
	00-SLP-50	7,000円	

●本誌記載の製品のみキャンペーン対象となります。●表示価格は消費税を含みません。●キャンペーン品につき、返品はご遠慮ください。



ユーザー様限定
無料サービス!

ニチペット カルテ

Nichipet Karte™

ピペットのご使用履歴が一目わかります!

お手持ちのニチリョー製マイクロピペットの修理履歴・校正履歴を閲覧できる無料サイトのサービスです。
ご利用には、お客様情報登録が必要となります。詳しくは下記担当までお問い合わせをお願いいたします。

株式会社ニチリョー ニチペットカルテ係
Email: info@nichiryo.co.jp Tel: 03-6273-7651






依頼者情報		*必須記入項目
施設名* ご所属		
ご住所		
お名前*	DB会員 No.	
E-mail	TEL	

代理店

●ご記入頂きました個人情報、製品やサービスの情報提供等の営業活動にのみ使用致します。弊社の個人情報の取り扱いにつきましては、弊社 Web サイトをご参照ください。
https://www.nichiryo.co.jp/info/privacy.html
●販売店様は、本キャンペーンのご利用はご遠慮ください。



ニチリョー プライバシーポリシー

株式会社 **ニチリョー** <https://www.nichiryo.co.jp/> ☎ 0120-66-9199 (受付時間/平日 9:00~17:30) ✉ info@nichiryo.co.jp

越谷本工場
〒343-0822 埼玉県越谷市西方2760番地1
TEL.048-989-1301 FAX.048-989-1333

東京営業本部
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町一丁目10番1号 サクラビル3階
TEL.03-6273-7651 FAX.03-6273-7944

大阪営業所
〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原四丁目4番63号 新大阪千代田ビル別館10階
TEL.06-6391-1057 FAX.06-6391-1058

浦和事業所
〒336-0034 埼玉県さいたま市南区内谷五丁目5番11号
TEL.048-793-7071 FAX.048-837-5581

サービス&サポート
御サイメック ㈱ニチリョー 越谷本工場内
TEL.048-986-0797 FAX.048-986-0798