

8月24日(月)~10月30日(金)まで



# New Product Campaign!

25% OFF!

## ① イージーキャリブレーション

専用治具により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能。

## ② ピペッティング

従来製品よりストローク荷重が最大70%軽減。

## ③ フィンガーレスト



人間工学に基づいた手にフィットする形状。

## ④ ボディ

耐久性をそのままに、従来製品より最大56%軽量化、約70gを実現。コンパクト設計により操作性が向上。本体丸ごとオートクレープ滅菌が可能。


## ⑤ エジェクタ



軽く回すだけで着脱が可能

ワンタッチで脱着でき、細い試験管などに対応。

## ⑥ スムーズな容量設定



プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止。



## ⑦ ボリュームインジケータ

作業中でも容量の確認が容易な設計。

## ⑧ 容量モデル



容量モデル毎に色分け(全8色)。



3箇所の容量表記により、一目で容量モデルの識別が可能。

## ⑨ ハイパーブローシステム



※画像は20μL

吐出性能が格段に向上。吸引時のチップ内液残りを解消。(2、10、20μL機種対応)

121°C 20min Autoclavable 日本製 ドリームポイント 1 point

最軽量級マイクロピペット

# Nichipet® Air

さらに...

## Nichipet® Air 5本購入で カローセルスタンドプレゼント!

チップを装着したまま立てかけOK!\*

00-NAR-STD (8本掛け)  
希望小売価格 15,000円



\*Nichipet Airのみ。 ※10月以降発売予定。 ※画像は開発中のものです。