

<各部の名称>

- ①フロントカバー
- ②バルブセット
- ③リージェントシリンジ
- ④電源スイッチ
- ⑤サンプルシリンジ
- ⑥コンソールBOX
- ⑦プローブホルダ取り付け穴

- ⑧ファン
- ⑨プローブコネクタ
- ⑩RS-232Cコネクタ
- ⑪ヒューズ
- ⑫電源差し込み口
- ⑬プローブスイッチ
- ⑭吸入ランプ
- ⑮吐出ランプ
- ⑯ノズル
- ⑰アウトレットチューブ
- ⑱バルブブロック止めネジ
- ⑲プローブホルダ

