

エコノミーフィルターチップ

Economy Filter Tip

- 吸引時に意図せず生じるエアロゾルが、マイクロピペット内部に侵入するのを低減する疎水性フィルターを備えています。
- 疎水性フィルターにより試料のキャリーオーバーの低減が期待できるため、PCR反応液の調製にも最適です。
- フィルターチップとしては容量バリエーションが豊富で、10 μ Lにはロングタイプも揃えています。
- チップは、高品質なポリプロピレンで成形しています。
- ラック入り個包装、電子線滅菌済です。
- DNase/RNaseおよびPyrogenフリーです。



仕様・価格

容量	長さ	製品コード	パッケージ	入数	希望小売価格
10 μ L (0.1~10 μ L)	38 mm	00-ETS-FUTRB	ラック入 滅菌済	96本 × 10ラック	13,000円
10 μ L ロング (0.5~10 μ L)	45 mm	00-ETS-FSSRB		96本 × 10ラック	13,000円
40 μ L (1~40 μ L)	50 mm	00-ETS-FSGRB		96本 × 10ラック	13,000円
100 μ L (1~100 μ L)	50 mm	00-ETS-FSERB		96本 × 10ラック	13,000円
200 μ L (1~200 μ L)	52 mm	00-ETS-FAGRB		96本 × 10ラック	13,000円
300 μ L (1~300 μ L)	52 mm	00-ETS-FKRB		96本 × 10ラック	13,000円
1000 μ L (100~1000 μ L)	89 mm	00-ETS-FLGRB		96本 × 6ラック	8,500円

● いずれのチップも、適合するマイクロピペットの機種につきましては事前にお問い合わせください。