

ポータブルドライアスピレーター

Nichimate ASPIRATOR



マイクロピペット用200 μ Lロングチップ（弊社で販売中）を使うと、50mL遠沈管の底にも届きます。パスツールピペットは吸引力の関係で使えません。

- ほどよい吸引力で、大切な試料の誤吸引を防止。ペン型吸引ノズルのリーク口を指で塞ぐと吸引する簡単操作。
- 片手で持てるコンパクトスリムデザインで、持ち運びが容易。
- 単3乾電池×2本で最大8時間駆動。コンセントでの使用も可能。
- ペン型吸引ノズルの先端にはピペットチップ（200か1000 μ L）を付けて使用可能（パスツールピペットは使用不可）。
- 本体上部には50mLのデスポ遠沈管を挿入でき、ペン型吸引ノズル立てや廃棄チップ入れとして活用可能。
- ペン型吸引ノズルは、PPと同等の耐薬性を持つPMP製。本体外装は、PCやアクリルよりも耐薬性に優れた硬質PVC製。

仕様・価格

製品コード／製品名	00-NASP-1／ニチメイト アスピレーター
吸引速度	～50mL/min (1000 μ Lチップ使用時)
本体外形寸法	160×85×175Hmm (リザーバー容量: 250mL)
材質	本体外装: 硬質PVC、リザーバー瓶: ガラス、リザーバー栓およびチューブ: シリコン、チューブ継手: SUS303、ペン型吸引ノズル: PMP (ポリメチルペンテン)
電源	単3乾電池×2 (1.5Vが必要、1.3Vのニッケル・水素蓄電池は使用不可) またはAC100V・50/60Hz (ACアダプタ付属)

●リザーバー瓶、リザーバー栓（チューブ継手含む）、チューブ、ペン型吸引ノズルはオートクレーブ可能です。●製品の仕様や外観は、改善のため予告なく変更する場合があります。

■補修部品

右表に記載した4つの部品は、損耗時にお求めください。ポンプは、数年ご使用になって吸引力が落ちてきたと感じたら交換してください。交換は容易です。リザーバーは瓶のみ標準でのご用意となります。リザーバーの栓（チューブ継手含む）に関しては、お見積りになりますのでお問い合わせください。チューブは長が約1m、短が約12cmで、いずれも外径5.5mm、内径3.5mmです。

製品名	製品コード
ペン型吸引ノズル	00-NASP-RP1
交換ポンプ	00-NASP-RP2
リザーバー瓶（栓は含みません）	00-NASP-RP3
チューブセット（長短セット）	00-NASP-RP4

株式会社 **ニチリョー**

<https://www.nichiryo.co.jp/> ☒ info@nichiryo.co.jp

東京オフィス
〒101-0032 東京都千代田区岩本町二丁目2番4号
PMO神田岩本町Ⅱ 4階

大阪営業所
〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原四丁目4番63号
新大阪千代田ビル別館10階

●お問合せはWebサイトのお問合せフォームまたはEメールでお願い致します。
●2022年10月1日発行