



ピペットコントローラー

Pipette Mate[®] NEO

- 軽量(167g)で操作性に優れたピペットコントローラーです。
- 長寿命のリチウムイオン充電電池を採用。フル充電(約4時間)することにより、約1,700回の吸引吐出が可能です(10mLセロロジカルピペットで蒸留水を使用した場合)。
- 吸引吐出の速度はダイヤル調節式で、微妙な調節も可能です。
- UV照射に耐性のある材質を採用しているため、クリーンベンチ内での使用にも適しています。
- スタンド不要の自立型です。
- ノーズコーン、シリコンピペットホルダー及びフィルターはオートクレーブ(121°C、20分)可能です。

UV
殺菌可

ドリムバンクポイント
1 point



仕様・価格

製品名	ピペットメイト ネオ
製品コード	00-PMNEO
バッテリー	リチウムイオン電池(3.6V、600mA)
充電用ACアダプター	入力:AC100~240V、50/60Hz 出力:DC5V 1.0A
フィルター	20mm、ポアサイズ0.2µm(疎水性)
使用可能ピペット	ガラス製およびプラスチック製、1~100mL(当社ではプラスチック製ピペット「セロロジカルピペット」を販売しております)

株式会社 **ニチリョー**

<https://www.nichiryo.co.jp/> ☒ info@nichiryo.co.jp

東京オフィス
〒101-0032 東京都千代田区岩本町二丁目2番4号
PMO神田岩本町Ⅱ 4階

大阪営業所
〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原四丁目4番63号
新大阪千代田ビル別館10階

●お問合せはWebサイトのお問合せフォームまたはEメールでお願い致します。
●2022年10月1日発行