



ディスポーザブル浅型滅菌シャーレ

# NichimateAqua Schale

- ガラス製品並に透明度の高い、高品質なシャーレです。
- クリーンルーム(クラス10,000)で製造、電子線滅菌済みです。
- 培地を節約できる浅型です(高さは本体13.6mm、フタ被せて15mm)。
- コロニーカウントに便利な4分割ラインをモールドしてあります。
- クリーンルーム持ち込み対応の二重包装です(12枚入の包が25ずつ袋に入っています)。



## 仕様・価格

製品コード	外形寸法	材質	滅菌	パッケージ	入数
<b>00-SL-90</b>	φ90×15Hmm	高強度ポリスチレン	電子線滅菌	ダンボールケース (470×470×385Hmm)	600枚 (12枚×25包×2袋)

●製品の規格および仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

株式会社 **ニチリョー** <https://www.nichiryo.co.jp/> ☒ info@nichiryo.co.jp

東京オフィス  
〒101-0032 東京都千代田区岩本町二丁目2番4号  
PMO神田岩本町Ⅱ 4階

大阪営業所  
〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原四丁目4番63号  
新大阪千代田ビル別館10階

●お問合せはWebサイトのお問合せフォームか、Eメールでお願い致します。  
●2022年10月1日発行