


ディスポーザブルセロロジカルピペット

Serological Pipette

- 目盛の視認性が良く、迅速な吸引吐出を容易にします。
- 先端目盛です。
- DNase/RNaseフリー、ピロジェンフリーです。
- γ 線滅菌済みの個包装パッケージです。
- ご使用においては、ピペットコントローラ (Pipette Mate NEO 等) をご利用ください。



仕様・価格

製品コード	カラーコード	容量範囲(mL)	容量精度	目盛間隔(mL)	材質	入数
00-SLP-1	黄●	1	±2%	0.01	ピペット: ポリスチレン	300本
00-SLP-2	緑●	2	±2%	0.01		300本
00-SLP-5	青●	5	±2%	0.1		200本
00-SLP-10	橙●	10	±2%	0.1	フィルター: ポリエチレン及び ポリエステル	200本
00-SLP-25	赤●	25	±2%	0.2		100本
00-SLP-50	黒●	50	±2%	0.5		100本

株式会社 **ニチリョー**

<https://www.nichiryo.co.jp/> ☒ info@nichiryo.co.jp

東京オフィス
〒101-0032 東京都千代田区岩本町二丁目2番4号
PMO神田岩本町Ⅱ 4階

大阪営業所
〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原四丁目4番63号
新大阪千代田ビル別館10階

●お問合せはWebサイトのお問合せフォームまたはEメールでお願い致します。
●2022年10月1日発行