

ピペットコントローラ

Pipette Mate® Slim

- 軽量(約174g)で握りやすい、スリムなピペットコントローラです。
- 吸引速度をデジタル設定(6段階)でき、吸引速度とバッテリー残量を液晶画面で確認できます。
- 吐出は自然吐出と強制吐出を吐出ボタンの押し具合で切り替えられるため、シームレスな吐出操作が可能です。
- ガラス製及びプラスチック製の1~100mLセロロジカルピペット(メスピペット)や外径φ5.0~8.0mmのパスツールピペット等が使用できます。
- 長時間動作を可能にするリチウムイオンバッテリーを採用、フル充電1回あたり、断続的な吸引吐出で約8時間動作します。
- 壁掛け用スタンドが付属します。



液晶画面で吸引速度の設定およびバッテリー残量の確認ができます。

ノーズコーン内部のメンテナンスは簡単です。



無駄を省いたスリムなデザイン、握りやすいグリップ形状、押しやすい吸引/吐出ボタン。

仕様・価格

製品名/製品コード	ピペットメイト スリム/00-PMSLM
使用可能ピペット	1~100mL セロロジカルピペット(メスピペット)、外径φ5~8mmのパスツールピペット等
吸引/吐出	吸引速度は6段階に変更可能、吐出速度は一定(ボタンの押し加減により自然吐出と強制吐出を切替可能)
フィルター	φ25mm、ポアサイズ0.45μm、疎水性
バッテリー	リチウムイオン充電電池(取り出し不可、交換をご要望の場合は販売店にご連絡ください)
充電用USB-ACアダプタ	入力:AC100~240V、50/60Hz、出力:DC5V 1.0A(充電には必ず付属のUSB-ACアダプタをご使用ください)
標準付属品	フィルター(内部に取付済のほか予備1個付属)、壁掛け用スタンド

●交換用部品:スタンド(00-PMSLM-RP1、¥1,000)、フィルター(00-PMSLM-RP2、¥3,000)、充電器(00-PMSLM-RP3、¥4,500)、ピペットホルダー(00-PMSLM-RP4、¥1,500)、ノーズコーン(00-PMSLM-RP5、¥3,500)。 ●製品仕様は、改善のために予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。