

超小型スターラー

## Nichimate Stirrer

- 超小型ながら堅実な攪拌力のマグネチックスターラーです。
- 攪拌容量は1.5Lまで、外径φ90mmまでの容器が使用可能です。
- 回転数は、100～1,500rpmの範囲で無段階に調節できます。
- 回転数調節ノブを回すだけの簡単操作です。
- 天板および本体外装は耐薬性を備えていません。金属や樹脂を侵す液体の攪拌はできません。
- 電源は、コンパクトなACアダプタ方式です。



本製品に試料容器は付属しません。



天板には、銘板を兼ねた滑り止めシートが貼付されています。

### 仕様・価格

製品名／製品コード	ニチメイトスターラー／00-NS-1L
回転速度(※)／使用可能回転子サイズ	100～1500rpm (アナログ無段階、表示なし)、長さ30mmまでのもの
攪拌可能な最大容量(※)／許容容器サイズ	1.5L (水の場合)、外径φ90mmまでの容器
使用環境条件	+4°C～+45°C、湿度80%まで
外形寸法及び重量	本体:120×120×30Hmm (突起部含まず)、約0.2kg 天板:85×85mm
標準付属品	回転子、ACアダプタ
電源 (ACアダプタ)	100-240V、0.2A、50-60Hz (最大消費電力約2W)

※攪拌する液体の粘度、容器の材質や肉厚等により、仕様を満たさない場合があります。 ●製品仕様は、改善のために予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

株式会社 **ニチリョー**

<https://www.nichiryo.co.jp/>

✉ [info@nichiryo.co.jp](mailto:info@nichiryo.co.jp)

●お問い合わせは、弊社Webサイトのお問い合わせフォームか上記メールアドレスまで。●表示価格は消費税を含みません。