

スタンド

●各スタンドの写真は、使用例です。マイクロピペットおよびディスペンサーは付属しません。



シングルチャンネルを  
8本掛けた場合



マルチチャンネルを  
8本掛けた場合

カローセルスタンドは  
Nichipet Airの8機種を  
すべて収納できます。



●カローセルスタンド

製品コード	00-NAR-STD
最大収納本数	8本
主な材質	ABS樹脂
本体外形寸法	φ180(最大径)×404Hmm
対応機種	Nichipet Air <sup>®</sup> Nichipet Air(マルチチャンネル) Nichipet Premium Nichipet Premium LT NICHIRYO Le

※Nichipet Airの場合、00-NAR-10000に専用10mLチップ(ZSチップ)を付けた状態でも収納できます。

●マルチロータリースタンド

製品コード	00-MLT-STD2
最大収納本数	シングル6本/マルチ3本
主な材質	ABS樹脂
本体外形寸法	φ180(最大径)×312Hmm
対応機種 <sup>*</sup>	Nichipet Premium Nichipet Premium LT Nichipet EX II Nichipet EX II MULTI Nichipet EX Plus II

※Nichipet AirにはNAR-STDをお使いください。

●アクリルスタンド

製品コード	00-BM-STD
最大収納本数	シングル6本
主な材質	アクリル樹脂 (透明)
対応機種	Nichipet Premium Nichipet Premium LT Nichipet EX II Nichipet EX Plus II Nichipet F II/V II



●壁掛けスタンド

製品コード	00-NLE-STD
最大収納本数	シングル1本
主な材質	ABS樹脂
対応機種	Nichipet Premium Nichipet Premium LT Nichipet EX II Nichipet EX Plus II NICHIRYO Le



●壁等に両面テープかねじで取り付ける方式です。

●Nichimate Stepper用スタンド

製品コード	00-NS-STD
最大収納本数	2本
主な材質	アクリル樹脂 (こげ茶色)
対応機種	Nichimate Stepper



ノズルフィルター

●Nichipet用のノズルフィルターです。ご使用の機種をご確認の上、お選びください。

●1000μL用



製品コード	00-NX2-0601000(10個入)
対応機種	Nichipet EX II Nichipet EX <sup>®</sup>
※販売終了機種です。	



製品コード	00-NP-0601000(10個入)
対応機種	Nichipet Premium Nichipet EX Plus II Nichipet EX Plus <sup>®</sup> Nichipet F II(500/1000) Nichipet V II(L)
※販売終了機種です。	

●5000μL/10000μL用



製品コード	00-NX2-0615000(100個入)
製品コード	00-NX2-0615000-20(20個入)
対応機種	Nichipet Premium Nichipet EX II Nichipet EX Plus II



製品コード	00-NAR-F15000(10個入)
対応機種	Nichipet Air

その他

●チューブオープナー



製品コード	00-NTO-001(3個入)
対応機種	Nichipet Premium Nichipet Premium LT Nichipet EX II Nichipet EX Plus II

●Nichipetに装着して使うチューブオープナーです。

●容量調整用具セット



製品コード	00-NAR-AT(1セット)
対応機種	Nichipet Air(マルチチャンネル) Nichipet Air

●容量調整を行うための用具です。

●試薬トレイ



製品コード	00-88-TY(50個入)
容量	80mL
材質	PP(AC滅菌可、121℃・20分)
対応機種	Nichipet Air(マルチチャンネル) Nichipet EX II MULTI

●ACCUPENSER JR. オプション(抜粋)およびボトル単品

対応機種	製品コード	品名
00-AJ-1	AJ-1901	先管付PTFE(フッ素樹脂)チューブセット
00-AJ-1/2	AJ-1200	250mLボトル(1本)
00-AJ-5	AJ-1905	先管付PTFE(フッ素樹脂)チューブセット
00-AJ-5/10	AJ-1300	500mLボトル(1本)
00-AJ-5/10	AJ-1400	1000mLボトル(1本)
00-AJ-10	AJ-1910	先管付PTFE(フッ素樹脂)チューブセット