

オートクレーパブルボトルトップディスペンサー

## DISPET EXII

- GL規格のねじ口瓶に直接セットできるディスペンサーです。3つのサイズのアダプタが標準付属します。
- 接液部には、耐薬性に優れた材質（ホウケイ酸ガラス、フッ素樹脂、セラミック、プラチナイリジウム）を採用しています。
- 長さ調整可能なインレットチューブで、様々な容量のねじ口瓶に使用できます。
- 液戻し機構により、試薬のロスを最小限に抑えます。
- オートクレーブ滅菌（121℃、20分）が可能です。



[耐薬性一覧]

AC  
滅菌可

ドリームバンクポイント  
1 point

### 仕様

製品コード	分注容量 (mL)	目盛単位 (mL)	系統誤差 (%)	偶然誤差 (%)	本体ねじ口	付属アダプタサイズ
00-DPX2-20	0.2~2.0	0.05	±0.5	≤0.1	GL-45	GL-28、GL-32、GL-38
00-DPX2-50	0.5~5.0	0.10	±0.5	≤0.1	GL-45	GL-28、GL-32、GL-38
00-DPX2-100	1.0~10.0	0.2	±0.5	≤0.1	GL-45	GL-28、GL-32、GL-38
00-DPX2-250	2.5~25.0	0.5	±0.5	≤0.1	GL-45	GL-28、GL-32、GL-38
00-DPX2-500	5.0~50.0	1	±0.5	≤0.1	GL-45	GL-28、GL-32、GL-38
00-DPX2-1000	10.0~100.0	2	±0.5	≤0.1	GL-45	GL-28、GL-32、GL-38

●本製品には、ボトルは付属していません。

### アダプタ

製品コード	サイズ	製品コード	サイズ
00-DPX-003A	φ28mm	00-DPX-003C <sup>※2</sup>	φ38mm
00-DPX-003B	φ32mm	00-DPX-003D	φ40mm
00-DPX-003F <sup>※1</sup>	φ38mm	00-DPX-003E	φ45mm

※1. 旧製品DISPET EX (00-DPX-25/50/100)用です。

※2. 旧製品DISPET EX (00-DPX-250/500/1000)用です。

ボトルトップディスペンサー

## DISPET Mini

- 微量連続分注に適した、GL28のねじ口瓶用のディスペンサーです。
- 小型軽量のため、持ち運びに便利です。
- ブランジャが自動で戻りますので、片手で操作できます。
- 接液部にはホウケイ酸ガラス、フッ素樹脂、プラチナイリジウムを採用しています。  
※強酸は使用できません。ご注意ください。
- 別売で70mLの専用ボトルをご用意しています。



[分解図・部品]



ドリームバンクポイント  
1 point

### 仕様

製品コード	分注容量 (μL)	系統誤差 (%)	偶然誤差 (%)	適合ねじ口サイズ
00-DPM-250	100/250	±2.0	≤0.4	GL-28
00-DPM-1000	500/1000	±1.0	≤0.2	
00-DPM-2000	1000/2000	±1.0	≤0.2	

●本製品には、ボトルは付属していません。別売で70mLの専用ボトルをご用意しています（製品コード：50-14000）。