

エルゴノミックマイクロピペット

NICHIRYO *Le*

軽量で初めての方にも取り回しやすい。
お手軽価格のスターピペット。

- 滑らかな曲線のフィンガーレストが手にしっかりとフィットし、ピペッティング時の安定性を高めます。
- 大きなプッシュボタンと軽い操作性が相まって、長時間の使用や反復作業でも疲れにくいマイクロピペットです。本体重量は約83gと軽量です。
- 容量可変はプッシュボタンを回して行う方式のため、操作が容易です。
- エジェクタパイプがワンタッチで着脱可能なため、細い試験管の底の液体を吸引する場合にも対応が容易です。



修理定額

ドリームバンクポイント
1 point



[分解図・部品]

仕様

製品コード	容量設定方式	容量範囲(μL)	目盛単位(μL)	適合チップ
00-NLE-10	可変式	0.5~10	0.02	BMT2-SSW/SSWR/SSWRB, FSS/FSSRB
00-NLE-20		2~20	0.02	BMT2-SG/SGR/SGRB, FSG/FSGRB
00-NLE-100		10~100	0.2	BMT2-SG/SGR/SGRB, FSE/FSERB
00-NLE-200		20~200	0.2	BMT2-SG/SGR/SGRB
00-NLE-1000		100~1000	2	BMT2-LG/LGR/LGRB, FLG/FLGRB

●適合チップの詳細は25~26ページをご参照ください。●スタンド等のアクセサリは、31~32ページをご覧ください。

系統誤差(es)・偶然誤差(CV)

製品コード	測定容量(μL)	系統誤差(%)	偶然誤差(%)	製品コード	測定容量(μL)	系統誤差(%)	偶然誤差(%)
00-NLE-10	1	±6.0*	≤5.0*	00-NLE-200	20	±1.2	≤1.0
	5	±2.0	≤1.6		100	±1.0	≤0.6
	10	±1.2	≤0.8		200	±0.8	≤0.3
00-NLE-20	2	±5.0	≤3.0	00-NLE-1000	100	±1.2	≤0.8
	10	±2.0	≤1.0		500	±1.0	≤0.6
	20	±1.0	≤0.5		1000	±0.7	≤0.3
00-NLE-100	10	±2.0	≤1.0	*NLE-10の1μL未満における系統誤差(es)・偶然誤差(CV)は、サンプリング技術およびサンプリング環境に大きく影響されます。●それぞれの系統誤差(es)・偶然誤差(CV)は、仕様に記載している適合チップを使用して測定した場合の値です。			
	50	±1.2	≤0.6				
	100	±0.8	≤0.3				

容量固定式/容量三段可変式マイクロピペット

Nichipet® *F II* & *V II*

軽量・小型でソフトな操作性のマイクロピペット。
容量固定式のFと三段階可変式のV。

Nichipet F II

- 同一容量を繰り返し分注する作業に最適です。
- 10~1000μLまで幅広い容量をご用意しています。
- ラインナップにない容量は、特注製作を承ります。

Nichipet V II

- プッシュボタンを回して容量を切換えます。
- 決まったプロトコルにおける分注に最適です。



修理定額

ドリームバンクポイント
1 point



[分解図・部品]

仕様

シリーズ	製品コード	容量設定方式	容量範囲(μL)	系統誤差(%)	偶然誤差(%)	適合チップ
F II	00-NPF2-10	固定式	10	±1.2	≤0.4	BMT2-SSW/SSWR/SSWRB, FSS/FSSRB
	00-NPF2-20		20	±0.8	≤0.3	BMT2-SG/SGR/SGRB, FSG/FSGRB
	00-NPF2-25		25	±0.8	≤0.3	BMT2-SG/SGR/SGRB
	00-NPF2-30		30	±0.8	≤0.3	
	00-NPF2-50		50	±0.6	≤0.3	
	00-NPF2-100		100	±0.6	≤0.3	BMT2-SG/SGR/SGRB
	00-NPF2-200		200	±0.6	≤0.2	BMT2-SG/SGR/SGRB, FAG/FAGRB
	00-NPF2-500		500	±0.5	≤0.2	BMT2-LG/LGR/LGRB
	00-NPF2-1000		1000	±0.5	≤0.2	BMT2-LG/LGR/LGRB, FLG/FLGRB
V II	00-NPV2-S	三段可変式	10/20/50	±1.2~±0.7	≤0.6~≤0.3	BMT2-SG/SGR/SGRB
	00-NPV2-M		50/100/200	±0.7~±0.5	≤0.4~≤0.3	BMT2-SG/SGR/SGRB, FAG/FAGRB
	00-NPV2-L		200/500/1000	±0.7~±0.5	≤0.3~≤0.2	BMT2-LG/LGR/LGRB, FLG/FLGRB

●適合チップの詳細は25~26ページをご参照ください。●スタンド等のアクセサリは、31~32ページをご覧ください。●規格容量以外の特注製作については、お問い合わせください。