

小型スターラー

# Nichimate Stirrer

- 小型ながら堅実な攪拌力のマグネチックスターラーです。
- 攪拌容量は3Lまで、外径φ140mmまでの容器が使用可能です。
- 回転数は、200～2,000rpmの範囲で10rpm刻みに調節できます。
- 回転数のデジタル表示付きです。
- 天板および本体外装は耐薬性を備えていません。金属や樹脂を侵す液体の攪拌はできません。
- 電源は、コンパクトなACアダプタ方式です。



300mLビーカー使用例  
(ビーカーは付属しません)



1L試験瓶使用例  
(試験瓶は付属しません)



天板には、ニチリョーのイメージキャラクター  
「Nichipet Airくん」をプリント。

## 仕様・価格

製品名／製品コード	ニチメイトスターラー／00-NS-3L
回転速度(※)／使用可能回転子サイズ	200～2,000rpm (10rpm単位、デジタル表示付き)、長さ30mmまでのもの
攪拌可能な最大容量(※)／許容容器サイズ	3L (水の場合)、外径φ140mmまでの容器
使用環境条件	+5°C～+40°C、湿度80%まで
外形寸法及び重量	本体:168×160×47Hmm、約0.5kg 天板:φ140mm
標準付属品	回転子、ACアダプタ
電源 (ACアダプタ)	100-240V、0.3A、50-60Hz (最大消費電力約3W)

※攪拌する液体の粘度、容器の材質や肉厚等により、仕様を満たさない場合があります。 ●製品仕様は、改善のために予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。