

スタンダードチップ(ラック入り滅菌済み)

NichimateAqua *Marine Tip*

DNase
RNase
FREE

Pyrogen
FREE

サンプル
提供OK



- 液切れ良好、リーズナブルなスタンダードチップです。
- ラック入り滅菌済みパッケージでのご提供です。
- DNase/RNaseおよびパイロジェン(エンドトキシン)フリーです。



10µL



10µL (ロング)




200µL



200µL (ロング)



1000µL



仕様・価格

パッケージ	容量	製品コード	チップ長さ	入数	滅菌
ラック	10µL	00-MRN-10RB	32mm	96本×10ラック	電子線滅菌済
	10µL (ロング)	00-MRN-10LRB	46mm		
	200µL	00-MRN-200RB	51mm		
	200µL (ロング)	00-MRN-200LRB	90mm		
	1000µL	00-MRN-1000RB	88mm		

●いずれのチップも、適合するマイクロピペットの機種については事前にお問い合わせください。●本製品はオートクレーブ滅菌による繰り返し使用を推奨していません。●本製品の「箱」は輸送時の保護用のため、多少の傷や汚れがある場合があります。箱に汚損があっても中の製品に影響がない場合、箱や製品のお取り替えは致しかねますことをご了承ください。資源の無用な消費の削減に、ご理解とご協力をお願い致します。●製品の規格および仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。