

スタンド

●各スタンドの写真は、使用例です。マイクロピペットおよびディスペンサーは付属しません。



シングルチャンネルを
8本掛けた場合



マルチチャンネルを
8本掛けた場合



カローセルスタンドは
Nichipet Airの8機種を
すべて収納できます。

●カローセルスタンド

製品コード	00-NAR-STD
最大収納本数	8本
主な材質	ABS樹脂
本体外形寸法	φ180(最大径)×404Hmm
対応機種	Nichipet Air [*] Nichipet Air(マルチチャンネル) Nichipet Premium Nichipet Premium LT NICHIRYO Le

※Nichipet Airの場合、00-NAR-10000に専用10mLチップ
(ZSチップ)を付けた状態でも収納できます。

●マルチロータリースタンド

製品コード	00-MLT-STD2
最大収納本数	シングル6本/マルチ3本
主な材質	ABS樹脂
本体外形寸法	φ180(最大径)×312Hmm
対応機種 [*]	Nichipet Premium Nichipet Premium LT Nichipet EX II [*] Nichipet EX II MULTI Nichipet EX Plus II

※Nichipet AirにはNAR-STDをお使いください。
※販売終了機種です。

●壁掛けスタンド

製品コード	00-NLE-STD
最大収納本数	シングル1本
主な材質	ABS樹脂
対応機種	Nichipet EX III Nichipet Premium Nichipet Premium LT Nichipet EX II [*] Nichipet EX Plus II NICHIRYO Le

●壁等に両面テープかねじで取り付けける方式です。
※販売終了機種です。



●アクリルスタンド

製品コード	00-BM-STD
最大収納本数	シングル6本
主な材質	アクリル樹脂(透明)
対応機種	Nichipet EX III Nichipet Premium Nichipet Premium LT Nichipet EX II [*] Nichipet EX Plus II Nichipet F II / V II

※販売終了機種です。



ノズルフィルター

●Nichipet用のノズルフィルターです。ご使用の機種をご確認の上、お選びください。

●1000μL用



製品コード	00-NX2-0601000(10個入)
対応機種	Nichipet EX II [*] Nichipet EX [*] Nichipet F II(500/1000) Nichipet V II(L)

※販売終了機種です。



製品コード	00-NP-0601000(10個入)
対応機種	Nichipet Premium



製品コード	00-LO2-0601000(10個入)
対応機種	Nichipet EX Plus II [*] Nichipet EX Plus [*]

※販売終了機種です。



製品コード	00-NX3-F1000(10個入)
対応機種	Nichipet EX III

●5000μL/10000μL用



製品コード	00-NX2-0615000(100個入)
製品コード	00-NX2-0615000-20(20個入)
対応機種	Nichipet Premium Nichipet EX II [*] Nichipet EX Plus II

※販売終了機種です。



製品コード	00-NAR-F15000(10個入)
対応機種	Nichipet Air



製品コード	00-NX3-F15000(10個入)
対応機種	Nichipet EX III

その他

●チューブオープナー



製品コード	00-NTO-001(3個入)
対応機種	Nichipet Premium Nichipet Premium LT Nichipet EX II [*] Nichipet EX Plus II

●Nichipetに装着して使うチューブオープナーです。
※販売終了機種です。

●容量調整治具セット



製品コード	00-NAR-AT(1セット)
対応機種	Nichipet Air(マルチチャンネル) Nichipet Air

●容量調整を行うための治具です。

●試薬トレイ



製品コード	00-88-TY(50個入)
容量	80mL
材質	PP(AC滅菌可、121℃・20分)
対応機種	Nichipet Air(マルチチャンネル) Nichipet EX II MULTI

●グリス



製品コード	対応機種	入数
00-NAR-GRS	Nichipet Airシリーズ	1個
00-NX3-GRS	Nichipet EX III	
00-NLT-3400000	Nichipet Premium LT	
00-N3-0711A	NICHIRYO Le	
00-NPM-3400000	Nichipet EX II MULTI	

●ACCUPENSER JR. オプション(抜粋)およびボトル単品

対応機種	製品コード	品名
00-AJ-1	AJ-1901	先管付PTFE(フッ素樹脂)チューブセット
00-AJ-1/2	AJ-1200	250mLボトル(1本)
00-AJ-5	AJ-1905	先管付PTFE(フッ素樹脂)チューブセット

対応機種	製品コード	品名
00-AJ-5/10	AJ-1300	500mLボトル(1本)
00-AJ-5/10	AJ-1400	1000mLボトル(1本)
00-AJ-10	AJ-1910	先管付PTFE(フッ素樹脂)チューブセット