

オートクレーパブルボトルトップディスペンサー

DISPET EXII

- GL規格のねじ口瓶に直接セットできるディスペンサーです。
3つのサイズのアダプタが標準付属します。
- 接液部には、耐薬性に優れた材質（ホウケイ酸ガラス、フッ素樹脂、セラミック、
プラチナイリジウム）を採用しています。
- 長さ調整可能なインレットチューブで、様々な容量のねじ口瓶に使用できます。
- 液戻し機構により、試薬のロスを最小限に抑えます。
- オートクレーブ滅菌（121℃、20分）が可能です。



仕様

製品コード	分注容量 (mL)	目盛単位 (mL)	系統誤差 (%)	偶然誤差 (%)	本体ねじ口	付属アダプタサイズ
00-DPX2-20	0.2～2.0	0.05	±0.5	≤0.1	GL-45	GL-28、GL-32、GL-38
00-DPX2-50	0.5～5.0	0.10	±0.5	≤0.1	GL-45	GL-28、GL-32、GL-38
00-DPX2-100	1.0～10.0	0.2	±0.5	≤0.1	GL-45	GL-28、GL-32、GL-38
00-DPX2-250	2.5～25.0	0.5	±0.5	≤0.1	GL-45	GL-28、GL-32、GL-38
00-DPX2-500	5.0～50.0	1	±0.5	≤0.1	GL-45	GL-28、GL-32、GL-38
00-DPX2-1000	10.0～100.0	2	±0.5	≤0.1	GL-45	GL-28、GL-32、GL-38

●本製品には、ボトルは付属していません。

アダプタ

製品コード	サイズ	製品コード	サイズ
00-DPX-003A	φ28mm	00-DPX-003D	φ40mm
00-DPX-003B	φ32mm	00-DPX-003E	φ45mm

ボトルトップディスペンサー

DISPET Mini

- 微量連続分注に適した、GL28のねじ口瓶用のディスペンサーです。
- 小型軽量のため、持ち運びに便利です。
- ブランジャが自動で戻りますので、片手で操作できます。
- 接液部にはホウケイ酸ガラス、フッ素樹脂、
プラチナイリジウムを採用しています。
※強酸は使用できません。ご注意ください。
- 別売で70mLの専用ボトルをご用意しています。



仕様

製品コード	分注容量 (μL)	系統誤差 (%)	偶然誤差 (%)	適合ねじ口サイズ
00-DPM-250	100/250	±2.0	≤0.4	GL-28
00-DPM-1000	500/1000	±1.0	≤0.2	

●本製品には、ボトルは付属していません。別売で70mLの専用ボトルをご用意しています（製品コード：50-14000）。

NICHIRYO Dream Bank

ニチリョードリームバンクでは、製品をお使い頂いているお客様にお得で便利なサービスをご用意しております。

会員限定 ポイント交換サービス

くわしくは、 [ニチリョー ポイント交換](#) [検索](#)

製品に応じて、ご購入時にドリームバンクポイント（DBP）が付与されます。DBPは、下記の対象製品と交換できます（交換に必要なDBP数につきましては、ドリームバンク会員サイトをご覧ください）。このカタログに掲載していない製品の詳細は、Webサイトをご覧ください（対象製品や必要DBPは、予告なく変更する場合があります）。

●製造終了等のやむを得ない事情により、ご希望の製品と交換できない場合があります。

マイクロピペット／ディスペンサー	詳細	小型機器	詳細	アクセサリ	詳細
Nichipet Air	7ページ	Nichimate Mixer	Web	カラーセルスタンド (00-NAR-STD)	25ページ
Nichipet Air マルチチャンネル (8ch)	9ページ	Nichimate Mixer用フラットホーム		マルチロータリースタンド (00-MLT-STD2)	
Nichipet Air マルチチャンネル (12ch)		Nichimate Flush		アクリルスタンド (00-BM-STD)	
Nichipet Premium	13ページ	Nichimate Rotator		チューブオープナー	26ページ
Nichipet EX Plus II	15ページ	Nichimate Rotator用 容器ホルダー各種		ノズルフィルター (1000μL用)	
NICHIRYO Le	17ページ	Nichimate Dry Bath Plus		ノズルフィルター (5000μL用)	
Nichipet F II	18ページ	Nichimate Dry Bath Cool		ノズルフィルター (10000μL用)	
Nichipet V II		Dry Bathシリーズ用ブロック (002PS、005MS、015MS、020CS)			
Pipette Mate NEO	Web	Nichimate ASPIRATOR			
DISPET	22ページ	Nichimate UV Carousel			
DISPET EX II	23ページ				
DISPET Mini					

会員限定 ポイント修理サービス

くわしくは、 [ニチリョー ポイント修理](#) [検索](#)

ドリームバンクポイントで、ニチリョーのマイクロピペットおよびディスペンサーの修理サービスが受けられます（**専用の修理依頼書が必要になります。詳細はWebサイトをご覧ください。**）

修理	必要DBP	修理	必要DBP
Nichipet Air、Nichipet Premium、Nichipet Premium LT、 Nichipet EX II、Nichipet EX Plus II、NICHIRYO Le、 Nichipet F II & V II	3	Nichipet Air（マルチチャンネル）、Nichipet EX II MULTI、 Nichimate Stepper、MODEL 8100、MODEL 8800、 PipetteMate NEO	5

会員限定 修理サービス

くわしくは、 [ニチリョー おまかせ修理](#) [検索](#)

ドリームバンク会員様は**お得な会員価格**でニチリョーのマニュアルピペットの修理が受けられます（基本修理体系は4ページをご覧ください）。

シングルチャンネル 1本 5,500円	Nichipet Air、Nichipet Premium、Nichipet Premium LT、Nichipet EX II、Nichipet EX Plus II、 NICHIRYO Le、Nichipet F II & V II
マルチチャンネル 1本 8,500円	Nichipet Air（マルチチャンネル）、Nichipet EX II MULTI