


ディスポーザブルスポイト


NichimateAqua DiSpoit

サンプル
提供OK

- LDPE製で、ソフトで使いやすい使い捨てスポイト。
- 容量の種類は、目安目盛あり4種、目安目盛なし7種。
- 滅菌済(00400を除く)。



〈目安目盛あり〉の目盛
(画像は03000MB)



仕 様

	製品コード	外形	入 数	全 長	最大 目盛容量	目盛単位	全容量	先端外径	足 長	材 質	滅 菌
目安目盛あり	00-DSPT-01000MB	①	400 本 (20 本×20 袋)	150mm	1mL	0.25mL	5mL	φ 2.6 mm	109 mm	LDPE	滅菌済
	00-DSPT-02000MB	②	400 本 (20 本×20 袋)	155mm	2mL	0.5mL	5mL	φ 2.7 mm	120 mm		滅菌済
	00-DSPT-03000MB	③	400 本 (20 本×20 袋)	155mm	3mL	0.5mL	7mL	φ 2.9 mm	113 mm		滅菌済
	00-DSPT-10000MB	④	100 本 (20 本×5 袋)	300mm	10mL	1mL	23mL	φ 2.8 mm	235 mm		滅菌済

	製品コード	外形	入 数	全 長	足容量	全容量	先端外径	足 長	材 質	滅 菌
目安目盛なし	00-DSPT-02000B	⑤	400 本 (20 本×20 袋)	226mm	2mL	6mL	φ 2.5 mm	180 mm	LDPE	滅菌済
	00-DSPT-01500B	⑥	400 本 (20 本×20 袋)	153mm	1.5mL	3.3mL	φ 0.7 mm	115 mm		滅菌済
	00-DSPT-00500B	⑦	400 本 (20 本×20 袋)	87mm	0.5mL	2mL	φ 2.4 mm	60 mm		滅菌済
	00-DSPT-00400	⑧	1000 本 (1 袋)	70 mm	0.4mL	1.5mL	φ 2.4 mm	47 mm		〈未滅菌〉
	00-DSPT-00100B	⑨	800 本 (20 本×40 袋)	51 mm	0.1mL	1.3mL	φ 1.1 mm	22 mm		滅菌済
	00-DSPT-00200B	⑩	400 本 (20 本×20 袋)	85 mm	0.2mL	4mL	φ 2.3 mm	40 mm		滅菌済
	00-DSPT-00300B	⑪	200 本 (20 本×10 袋)	155 mm	0.3mL	15mL	φ 3.1 mm	83 mm		滅菌済

●各数値は保証値ではありません。製品の特性上、バラツキがあります。●〈目安目盛あり〉の「最大目盛容量」は、〈目安目盛なし〉の「足容量」とはほぼ同じ項目です。尾部(上部の膨らみ部分)に目盛はありません。●足容量とは、尾部を除いた容積です。●全容量とは、尾部を含めた容積です。●製品仕様は、改善のために予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
●製品の箱は、製品を保護するためのものです。傷や汚れがあっても中の製品に影響がない場合はお取り替え致しかねます。ご了承ください。