

マイクロピペット用ディスポーザブルチップ

Premium Tip



- チップ先端部を表面張力が小さくなる形状に成形することで、液切れ性能を向上させています。
- ノズル装着部の内径寸法を均一化することで気密性と排水性を向上、高精度のピペティングが可能です。
- チップ材質には高品質のポリプロピレンを使用しており、耐薬性に優れています。
- ラックはオートクレーブ滅菌(121℃ 20分)が可能です。オートクレーブ滅菌の回数を重ねると変形等が起こることがありますのでご注意ください。
- DNase/RNaseおよびPyrogenフリーです(X/Z/ZSを除く)。
- UV耐性に優れています。
- ニチヨーのマイクロピペットは、本製品を使用して検定や校正を行っています。




仕様

シリーズ	製品コード	パッケージ	容量範囲(μL)	色	入数	推奨マイクロピペット*
UT	00-BMT2-UT	バルク	0.1~10	ナチニョール	1,000本	NAR-2, 10 NAR-10M8, 10M12
	00-BMT2-UTWR2	ラック			96本	NPP/NLT-2 NPX2/NPX3/NPLO2-2
	00-BMT2-UTWRB2	滅菌済ラック			10ラック	NPM-8VP, 12VP
SSW	00-BMT2-SSW	バルク	0.5~10		1,000本	NPP/NLT-10 NPX2/NPX3/NPLO2-10
	00-BMT2-SSWR2	ラック			96本	NLE-10
	00-BMT2-SSWRB2	滅菌済ラック			10ラック	NPF2-10
SG	00-BMT2-SG	バルク	2~200		1,000本	NAR-20, 100, 200 NAR-100M8, 100M12, 200M8, 200M12
	00-BMT2-SGR2	ラック			96本	NPP/NLT-20, 100, 200 NPX2/NPX3/NPLO2-20, 100, 200
	00-BMT2-SGRB2	滅菌済ラック			10ラック	NLE-20, 100, 200 NPF2-20~200/NPV2-S, M NPM-8SP, 8LP, 12SP, 12LP
K	00-BMT2-K	バルク	30~300		1,000本	NAR-300M8, 300M12
	00-BMT2-KR	ラック			96本	NPM-8KP, 12KP
	00-BMT2-KRB	滅菌済ラック			10ラック	
LG	00-BMT2-LG	バルク	100~1000	1,000本	NAR-1000 NPP/NLT-1000	
	00-BMT2-LGR2	ラック		96本	NPX2/NPX3/NPLO2-1000 NLE-1000	
	00-BMT2-LGRB2	滅菌済ラック		10ラック	NPF2-500, 1000 NPV2-L	
X	00-BMT2-X	バルク	500~5000	200本	NAR-5000	
	00-BMT2-XR	ラック		50本	NPP-5000	
	00-BMT2-XRB	滅菌済ラック		2ラック	NPX2/NPX3/NPLO2-5000	
Z	00-BMT2-Z	バルク	1000~10000	200本	NPP-10000	
	00-BMT2-ZR	ラック		40本	NPX2/NPLO2-10000	
	00-BMT2-ZRB	滅菌済ラック		2ラック		
ZS	00-BMT2-ZS	バルク	1000~10000	200本	NAR/NPX3-10000	
	00-BMT2-ZSR	ラック		40本		
	00-BMT2-ZSRB	滅菌済ラック		2ラック		

*推奨マイクロピペットとは、本製品を用いて校正している弊社マイクロピペットのことで、他社製マイクロピペットへの適合については、お問い合わせください。

実寸大製品画像



寸法図

