

Nichimate Stepper II 用ボリ ュームセレクションテーブル（シート）

製品に付属しているものが傷んだ場合等にご利用ください。

「実際のサイズ」でプリントしてピンクの実線に沿ってカットしてください。

Setting	Syringe size (mL)						Steps
	0.1	0.5	1	1.25	2.5	5	
1	2	10	20	25	50	49	
•	3	15	30	37.5	75	32	
2	4	20	40	50	100	24	
•	5	25	50	62.5	125	19	
3	6	30	60	75	150	15	
•	7	35	70	87.5	175	13	
4	8	40	80	100	200	11	
•	9	45	90	112.5	225	10	
5	10	50	100	125	250	9	
Volume (μL)							
Volume (μL)							
5	500	1000	1250	1500	5000	5	
•	450	900	1125	2250	4500	10	
4	400	800	1000	2000	4000	11	
•	350	700	875	1750	3500	13	
3	300	600	750	1500	3000	15	
•	250	500	625	1250	2500	19	
2	200	400	500	1000	2000	24	
•	150	300	375	750	1500	32	
1	100	200	250	500	1000	49	
Setting	5	10	12.5	25	50	Syringe size (mL)	Steps

この著作物の権利は株式会社ニチリョーが保有します。

弊社に無断での転載、商業利用、用途外利用を固く禁じます。