

Nichipet Air パーツリスト

2021年6月改訂

2022年8月掲載順修正

機種	部品コード	部品名	入数	希望小売価格	備考
NAR-2	00-NAR-ABC2	ノズルシリンダセット	1	3,000円	O-リング及びO-リング押え内蔵
	00-NAR-E10	エジェクタパイプ	1	800円	
NAR-10	00-NAR-ABC10	ノズルシリンダセット	1	3,000円	O-リング及びO-リング押え内蔵
	00-NAR-E10	エジェクタパイプ	1	800円	
NAR-20	00-NAR-A20	ノズルシリンダセット	1	1,800円	
	00-NAR-B20	O-リング	1	300円	
	00-NAR-C20	O-リング押さえ	1	500円	
	00-NAR-E200	エジェクタパイプ	1	800円	
	00-NAR-G1000	シールバネ	1	300円	
NAR-100	00-NAR-A100	ノズルシリンダセット	1	1,800円	
	00-NAR-B100	O-リング	1	300円	
	00-NAR-C100	O-リング押さえ	1	500円	
	00-NAR-E200	エジェクタパイプ	1	800円	
	00-NAR-G1000	シールバネ	1	300円	
NAR-200	00-NAR-A200	ノズルシリンダセット	1	1,800円	
	00-NAR-B200	O-リング	1	300円	
	00-NAR-C200	O-リング押さえ	1	500円	
	00-NAR-E200	エジェクタパイプ	1	800円	
	00-NAR-G1000	シールバネ	1	300円	
NAR-1000	00-NAR-A1000	ノズルシリンダセット	1	1,800円	
	00-NAR-B1000	O-リング	1	300円	
	00-NAR-C1000	O-リング押さえ	1	500円	
	00-NAR-E1000	エジェクタパイプ	1	800円	
	00-NAR-G1000	シールバネ	1	300円	
NAR-5000 ※	00-NAR-A5000	ノズルシリンダセット	1	1,800円	
	00-NAR-E5000	エジェクタパイプ	1	800円	
	00-NAR-F15000	ノズルフィルター	1	2,000円	10個入
NAR-10000 ※	00-NAR-A10000	ノズルシリンダセット	1	1,800円	
	00-NAR-E10000	エジェクタパイプ	1	800円	
	00-NAR-F15000	ノズルフィルター	1	2,000円	10個入
共通	00-NAR-GRS	グリス	1	500円	
	00-NAR-AT	調整治具	1	3,000円	

※オートクレーブをかける際、5000、10000に付属されているノズルフィルターは外してください。