

# Nichipet Premium パーツリスト

2022年10月 改訂

| 機種          | 部品コード             | 部品名             | 入数 | 希望小売価格 | 備考                                |
|-------------|-------------------|-----------------|----|--------|-----------------------------------|
| NPP-2       | 00-NP-0200002     | 一段バネ            | 1  | 250円   |                                   |
|             | 00-NP-0400002     | ノズルシリンダセット      | 1  | 3,000円 | ノズルシリンダ、O-リング、<br>シールリングO-リング押さえ  |
|             | 00-NP-0900010     | エジェクタパイプ        | 1  | 700円   |                                   |
|             | 00-NP-0801000     | エジェクタ止めネジセット    | 1  | 600円   | 止めネジ、スプリングワッシャ、<br>ワッシャ           |
| NPP-10      | 00-NP-0200010     | 一段バネ            | 1  | 250円   |                                   |
|             | 00-NP-0400010     | ノズルシリンダセット      | 1  | 3,000円 | ノズルシリンダ、O-リング、<br>シールリング、O-リング押さえ |
|             | 00-NP-0900010     | エジェクタパイプ        | 1  | 700円   |                                   |
|             | 00-NP-0801000     | エジェクタ止めネジセット    | 1  | 600円   | 止めネジ、スプリングワッシャ、<br>ワッシャ           |
| NPP-20      | 00-NP-0200020     | 一段バネ            | 1  | 250円   |                                   |
|             | 00-NP-0400020     | ノズルシリンダセット      | 1  | 3,000円 | ノズルシリンダ、O-リング、<br>シールリング、O-リング押さえ |
|             | 00-NP-0900200     | エジェクタパイプ        | 1  | 700円   |                                   |
|             | 00-NP-0801000     | エジェクタ止めネジセット    | 1  | 600円   | 止めネジ、スプリングワッシャ、ワッ<br>シャ           |
| NPP-100     | 00-NP-0200100     | 一段バネ            | 1  | 250円   |                                   |
|             | 00-NP-0400100     | ノズルシリンダ         | 1  | 1,500円 |                                   |
|             | 00-NP-0500100     | O-リング・シールリングセット | 1  | 1,200円 | O-リング、シールリング、<br>O-リング押さえ         |
|             | 00-NP-0900200     | エジェクタパイプ        | 1  | 700円   |                                   |
|             | 00-NP-0801000     | エジェクタ止めネジセット    | 1  | 600円   | 止めネジ、スプリングワッシャ、<br>ワッシャ           |
| NPP-200     | 00-NP-0200200     | 一段バネ            | 1  | 250円   |                                   |
|             | 00-NP-0400200     | ノズルシリンダ         | 1  | 1,500円 |                                   |
|             | 00-NP-0500200     | O-リング・シールリングセット | 1  | 1,200円 | O-リング、シールリング、<br>O-リング押さえ         |
|             | 00-NP-0900200     | エジェクタパイプ        | 1  | 700円   |                                   |
|             | 00-NP-0801000     | エジェクタ止めネジセット    | 1  | 600円   | 止めネジ、スプリングワッシャ、<br>ワッシャ           |
| NPP-1000 ※  | 00-NP-0201000     | 一段バネ            | 1  | 250円   |                                   |
|             | 00-NP-0401000     | ノズルシリンダ         | 1  | 1,500円 |                                   |
|             | 00-NP-0501000     | O-リング・シールリングセット | 1  | 1,200円 | O-リング、シールリング、<br>O-リング押さえ         |
|             | 00-NP-0901000     | エジェクタパイプ        | 1  | 700円   |                                   |
|             | 00-NP-0801000     | エジェクタ止めネジセット    | 1  | 600円   | 止めネジ、スプリングワッシャ、<br>ワッシャ           |
|             | 00-NP-0601000     | ノズルフィルター(10ヶ入)  | 1  | 2,000円 |                                   |
|             | 00-NP-1100000     | フィルター取り外し治具     | 1  | 1,000円 |                                   |
| NPP-5000 ※  | 00-NP-040500N     | ノズルシリンダ         | 1  | 1,000円 | ノズルシリンダ                           |
|             | 00-NP-050500N     | O-リング、シールリングセット | 1  | 1,200円 | O-リング、シールリング                      |
|             | 00-NP-090500N     | エジェクタパイプ        | 1  | 700円   |                                   |
|             | 00-NP-081500N     | エジェクタ止めネジ       | 1  | 400円   |                                   |
|             | 00-NX2-0615000    | ノズルフィルター(100ヶ入) | 1  | 2,800円 |                                   |
|             | 00-NX2-0615000-20 | ノズルフィルター(20ヶ入)  | 1  | 700円   |                                   |
|             | 00-NX2-2205000    | シールバネ           | 1  | 800円   |                                   |
|             | 00-NP-1500000     | フィルター取り外し治具     | 1  | 500円   |                                   |
| NPP-10000 ※ | 00-NP-041000N     | ノズルシリンダ         | 1  | 1,000円 | ノズルシリンダ                           |
|             | 00-NP-051000N     | O-リング・シールリングセット | 1  | 1,200円 | O-リング、シールリング                      |
|             | 00-NP-091000N     | エジェクタパイプ        | 1  | 700円   |                                   |
|             | 00-NP-081500N     | エジェクタ止めネジ       | 1  | 400円   |                                   |
|             | 00-NX2-0615000    | ノズルフィルター(100ヶ入) | 1  | 2,800円 |                                   |
|             | 00-NX2-0615000-20 | ノズルフィルター(20ヶ入)  | 1  | 700円   |                                   |
|             | 00-NX2-2210000    | シールバネ           | 1  | 800円   |                                   |
|             | 00-NP-1500000     | フィルター取り外し治具     | 1  | 500円   |                                   |
| 全容量共通       | 00-NP-1600000     | 容量調整治具          | 1  | 3,000円 |                                   |

※オートクレーブをかける際、1000, 5000, 10000に付属されているノズルフィルターは外してください。