

# Nichipet EX Plus II パーツリスト

2023年1月改訂

機種	部品コード	部品名	入数	希望小売価格	備考
NPLO2-2	00-LO2-0200002	一段バネ	1	2,500円	
	00-LO2-0400002	ノズルシリンダセット	1	4,300円	ノズルシリンダ、パーフロOリング、シールリング、Oリング押さえ
	00-LO2-0700002	シールリング	1	500円	
	00-LO2-0900010	エジェクタパイプ	1	700円	
	00-LO2-0801000	エジェクタ止めネジセット	1	600円	止めネジ、バネ、ワッシャ
NPLO2-10	00-LO2-0200010	一段バネ	1	2,500円	
	00-LO2-0400010	ノズルシリンダセット	1	4,300円	ノズルシリンダ、パーフロOリング、シールリング、Oリング押さえ
	00-LO2-0700010	シールリング	1	500円	
	00-LO2-0900010	エジェクタパイプ	1	700円	
	00-LO2-0801000	エジェクタ止めネジセット	1	600円	止めネジ、バネ、ワッシャ
NPLO2-20	00-LO2-0200020	一段バネ	1	2,500円	
	00-LO2-0400020	ノズルシリンダ	1	800円	
	00-LO2-0300020	Oリング・シールリングセット	1	3,500円	パーフロOリング、シールリング、Oリング押さえ
	00-LO2-0700020	シールリング	1	500円	
	00-LO2-0900200	エジェクタパイプ	1	700円	
	00-LO2-0801000	エジェクタ止めネジセット	1	600円	止めネジ、バネ、ワッシャ
NPLO2-100	00-LO2-0200100	一段バネ	1	2,500円	
	00-LO2-0400100	ノズルシリンダ	1	800円	
	00-LO2-0300100	Oリング・シールリングセット	1	3,500円	パーフロOリング、シールリング、Oリング押さえ
	00-LO2-0700100	シールリング	1	500円	
	00-LO2-0900200	エジェクタパイプ	1	700円	
	00-LO2-0801000	エジェクタ止めネジセット	1	600円	止めネジ、バネ、ワッシャ
NPLO2-200	00-LO2-0200200	一段バネ	1	2,500円	
	00-LO2-0400200	ノズルシリンダ	1	800円	
	00-LO2-0300200	Oリング・シールリングセット	1	3,500円	パーフロOリング、シールリング、Oリング押さえ
	00-LO2-0700200	シールリング	1	500円	
	00-LO2-0900200	エジェクタパイプ	1	700円	
	00-LO2-0801000	エジェクタ止めネジセット	1	600円	止めネジ、バネ、ワッシャ
NPLO2-1000 ※	00-LO2-0201000	一段バネ	1	2,500円	
	00-LO2-0401000	ノズルシリンダ	1	800円	
	00-LO2-0301000	Oリング・シールリングセット	1	3,500円	パーフロOリング、シールリング、Oリング押さえ
	00-LO2-0701000	シールリング	1	500円	
	00-LO2-0901000	エジェクタパイプ	1	700円	
	00-LO2-0601000	ノズルフィルター(10ヶ入)	1	2,000円	
	00-LO2-0801000	エジェクタ止めネジセット	1	600円	止めネジ、バネ、ワッシャ
NPLO2-5000 ※	00-LO2-0405000	ノズルシリンダ	1	1,000円	
	00-LO2-0305000	Oリング・シールリングセット	1	6,500円	パーフロOリング、シールリング、Oリング押さえ
	00-LO2-0705000	シールリング	1	500円	
	00-LO2-0905000	エジェクタパイプ	1	700円	
	00-LO2-0815000	エジェクタ止めネジ	1	400円	
	00-NX2-0615000	ノズルフィルター(100ヶ入)	1	2,800円	
	00-NX2-0615000-20	ノズルフィルター(20ヶ入)	1	700円	
	00-LO2-2205000	シールバネ	1	2,500円	
	00-NX2-1500000	フィルター取り外し治具	1	500円	
NPLO2-10000 ※	00-LO2-0410000	ノズルシリンダ	1	1,000円	
	00-LO2-0310000N	Oリング・シールリングセット	1	10,000円	パーフロOリング、シールリング、Oリング押さえ
	00-LO2-0910000	エジェクタパイプ	1	700円	
	00-LO2-0815000	エジェクタ止めネジ	1	400円	
	00-NX2-0615000	ノズルフィルター(100ヶ入)	1	2,800円	
	00-NX2-0615000-20	ノズルフィルター(20ヶ入)	1	700円	
	00-LO2-2210000	シールバネ	1	2,500円	
	00-NX2-1500000	フィルター取り外し治具	1	500円	
全容量共通	00-LO2-1600000	容量調整治具	1	3,000円	

※オートクレーブをかける際、1000, 5000, 10000に付属されているノズルフィルターは外してください。