

オートクレーパブルマルチチャンネルピペット

Nichipet EX II MULTI

ニチペットEX IIに
マルチチャンネルピペットが新登場。

ドリームポイント
8ch 2point
12ch 3point

UV
Resistance

121°C
20min
Autoclavable



ピペッティング操作中に容量ずれが起こらないロック機能付き。ロック解除で容量設定もスムーズ。



UV照射により曇りやすいカウンター窓もガラス製のため劣化せず、クリーンベンチ内での長期保管が可能。



チップエジェクト荷重を軽減。ワンハンドエジェクトにより操作性が格段に向上。



・落下耐久性に優れた材質を採用。
・耐薬品性に優れた堅牢ボディ。
・本体丸ごとオートクレーブ滅菌可能。



本体重量を最大30%軽量化^{※1}。メンテナンス性に優れた新機構を採用。

※1 当社比



- 従来の製品に比べピペッティングによる疲労を軽減します。*
- メンテナンスが簡単に行える新機構を実現しました。*
- ワンハンドエジェクトにより操作性が格段に向上しました。*
- UV照射により曇りやすいカウンター窓もガラス製のため劣化せず、クリーンベンチ内での長期保管が可能です。
- 培養作業などクリーンベンチ内での使用に適しています。
- 気軽に滅菌処理が行えます。
- ピペッティング中に容量ずれが起こらないロック機能付きです。

※当社比

仕様・価格

コード	チャンネル数	容量設定方式	容量範囲(μL)	目盛単位(μL)	適合チップ	希望小売価格
00-NPM-8VP	8	可変式	0.5~10	0.01	BMT2-UT/UTWR/UTWRB、FUT/FUTRB	76,000円
00-NPM-8SP			5~100	0.1	BMT2-SG/SGR/SGRB、FSE/FSERB	
00-NPM-8LP			20~200	0.2	BMT2-SG/SGR/SGRB、FAG/FAGRB	
00-NPM-8KP			30~300	1	BMT2-K/KR/KRB	
00-NPM-12VP	12		0.5~10	0.01	BMT2-UT/UTWR/UTWRB、FUT/FUTRB	99,000円
00-NPM-12SP			5~100	0.1	BMT2-SG/SGR/SGRB、FSE/FSERB	
00-NPM-12LP			20~200	0.2	BMT2-SG/SGR/SGRB、FAG/FAGRB	
00-NPM-12KP			30~300	1	BMT2-K/KR/KRB	

※適合チップの詳細はP21~22をご参照ください。

精度・再現性

コード	測定容量(μL)	精度(%)	再現性(%)	コード	測定容量(μL)	精度(%)	再現性(%)
00-NPM-8VP	1	±8.0	≤5.0	00-NPM-8LP	20	±3.0	≤0.6
00-NPM-12VP	5	±4.0	≤2.0	00-NPM-12LP	100	±1.0	≤0.4
	10	±2.0	≤1.0		200	±0.9	≤0.3
00-NPM-8SP	10	±3.0	≤2.0	00-NPM-8KP	30	±3.0	≤1.0
00-NPM-12SP	50	±1.0	≤0.8	00-NPM-12KP	150	±1.0	≤0.5
	100	±0.8	≤0.3		300	±0.6	≤0.3

マルチチャンネル関連製品

スタンド



コード……………00-7000S(PVC)
収納本数……………2本
対応機種……………Nichipet EX II MULTI
 Nichipet 7000
希望小売価格………10,000円

試薬トレイ



コード……………00-88-TY
入数……………50個
対応機種……………Nichipet EX II MULTI
 Nichipet 7000
 MODEL 8800
希望小売価格………10,000円