



JCSS
JCSS 0280

見本

証明書番号 第 C21XXXX-00J 号
総数 2 頁のうち 1 頁

校正証明書

依頼者名 株式会社ニチリョー

住所 埼玉県越谷市西方 2 7 6 0 番地 1

品名 ピペット

機器番号 N13Z00XXX

製造者名 株式会社ニチリョー

型式 NPM-12K

管理番号 無し

校正項目 体積

校正方法 衡量法による校正 (TQMS-540 校正実施規定)

校正実施場所 埼玉県越谷市西方 2 7 6 0 - 1
株式会社ニチリョー 校正サービスセンター

校正に用いた機器 常用参照標準 電子天びん
型式番号: MSE225P / B-24
器物番号: 32501013
常用参照標準 ガラス製温度計
器物番号: TM-41

校正年月日 2021年12月23日

校正結果は、次頁に示す通りであることを証明します。

2021年12月28日

埼玉県越谷市西方 2 7 6 0 - 1

株式会社ニチリョー

校正サービスセンター

校正証明書発行責任者

校正サービスセンター長

この証明書は、計量法第 1 4 4 条 (第 1 項) に基づくものであり、特定標準器 (国家標準) にトレーサブルな標準器により校正した結果を示すものです。認定シンボルは、校正した結果の国家標準へのトレーサビリティの証拠です。発行機関の書面による承認なしにこの証明書の一部分のみを複製して用いることは禁じられています。

当センターは、ISO/IEC 17025 :2017 に適合しています。

この証明書は、ILAC (国際試験所認定協力機構) 及び APAC (アジア太平洋認定協力機構) の MRA (相互承認) に加盟している IA Japan に認定された校正機関によって発行されています。この校正結果は ILAC/APAC の MRA を通じて、国際的に受け入れ可能です。

