



JCSS
JCSS 0280

見本

証明書番号

総数 2 頁のうち 2 頁
第 C21XXXX-00J 号

校正結果

校正区分：調整後校正

校正箇所 (μL)	校正値 (μL)	拡張不確かさ (μL)	包含係数 (<i>k</i>)
1000	999.4	4.5	2
500	498.66	0.94	2
100	99.93	0.35	2

1. 校正の拡張不確かさは、合成標準不確かさの有効自由度を評価し、約95 %の信頼の水準を持つ区間の包含係数を用いて求めたものです。
2. 校正結果は、基準温度20 °Cに換算して求めた値です。
3. 校正には、水温 21.5 ~ 21.5 °Cの精製水（イオン交換水）を用いています。
4. 水の密度は、国際度量衡委員会（CIPM）で推奨された値を用いています。
5. 校正区分に記載される調整前校正とは、修理及び調整が行われていない校正品に対する校正を指し、調整後校正とは、修理及び調整が行われた校正品に対する校正を指します。

以上