



- |           |           |
|-----------|-----------|
| ① ハンドル    | ⑨ バルブボール  |
| ② スリーブ    | ⑩ 吸引バルブ   |
| ③ リング     | ⑪ 吸引チューブ  |
| ④ プッシュボタン | ⑫ チューブカバー |
| ⑤ ピストン    | ⑬ 排出バルブ   |
| ⑥ スプリング   | ⑭ ナット     |
| ⑦ シリンダ    | ⑮ 排出チューブ  |
| ⑧ バルブヘッド  | ⑯ 治具      |

※DISPET Miniにはボトルは  
含まれておりません。

### 70mLボトル

コード……………50-14000

入数……………1個

希望小売価格…1,650円