

新サービス

すべての製品をニチリョーで

他社メーカー製品の JCSS 校正・検定サービス

こんな方におすすめです！

各メーカーへの
校正依頼に
手間が掛かる

価格・納期が
バラバラで
管理が大変

ニチリョーの校正サービスセンターは

あらゆるメーカーに対応！一括管理が可能です！



当社校正サービスセンターは認定基準として ISO/IEC17025 (JISQ17025) を使い、認定スキームを ISO/IEC17025 に従って運営される JCSS の下で認定されています。JCSS を運営している認定機関 (IA Japan) は、アジア太平洋試験所認定協力機構 (APLAC) 及び国際試験所認定協力機構 (ILAC) の相互承認に署名しています。当社校正サービスセンターは国際 MRA 対応 JCSS 認定事業者です。JCSS0280 は当社校正サービスセンターの認定番号です。

対象メーカー：ギルソン、エッペンドルフ、サーモフィッシャーサイエンティフィック
メトラー・トレド、ザルトリウス

※ 機種によってはお取り扱いできない場合がございます。

サービス① JCSS 校正サービス

対象モデル : シングルチャンネル、マルチチャンネル ※電動・特殊な製品は除く

校正容量 : 3ポイント (最大値・中間値・最小値 又は 10%)

発行書類 : JCSS 校正証明書・検査成績書 (合否判定あり)

※ サービス内容・納期・価格などの詳細については別途お問合せください。

サービス② 検定サービス

対象モデル : シングルチャンネル、マルチチャンネル ※電動・特殊な製品は除く

発行書類 : 検査成績書 (合否判定あり)

※ サービス内容・納期・価格などの詳細については別途お問合せください。

8チャンネル・12チャンネル

全チャンネル

校正・検定を行います！



株式会社 **ニチリョー**

※一部、対象外製品がございます。