

NEW

各社製品の
JCSS校正サービス
スタート!!



バリデーションサービスを リニューアルしました!

より早く、より正確に。お客様のニーズに応えるため、
最新機材および設備の導入、各部門の専門スタッフを充実しました。

当社校正サービスセンターは認定基準としてISO/IEC17025 (JISQ17025)を用い、認定スキームをISO/IEC17025に従って運営されるJCSSの下で認定されています。JCSSを運営している認定機関(IAJapan)は、アジア太平洋試験所認定協力機構(APLAC)及び国際試験所認定協力機構(ILAC)の相互承認に署名しています。当社校正サービスセンターは国際MRA対応JCSS認定事業者です。JCSS0280は当社校正サービスセンターの認定番号です。




JCSS
JCSS 0280



ニチリョー校正サービスセンター

当社校正サービスセンターは認定基準としてISO/IEC17025 (JISQ17025) を用い、認定スキームをISO/IEC17025に従って運営されるJCSSの下で認定されています。JCSSを運営している認定機関(IAJapan)は、アジア太平洋試験所認定協力機構(APLAC)及び国際試験所認定協力機構(ILAC)の相互承認に署名しています。当社校正サービスセンターは国際MRA対応JCSS認定事業者です。JCSS0280は当社校正サービスセンターの認定番号です。



JCSS校正サービス 対象メーカー：NICHIRYO, GILSON, Eppendorf, Thermo Fisher Scientific, METTLER TOLEDO, SARTORIUS

種類	サービスコード	料金 (税別円)	校正		発行書類	合否判定基準	測定回数	校正容量 ※表示容量範囲を基準とする
			調整前	調整後				
シングル	J-A	13,000	○	—	校正証明書 + 検査成績書 + TEST REPORT	メーカー精度	10回	・最大値 ・50% ・最小値 (又は10%)
	J-B	18,000	—	○		メーカー精度		
	J-C	30,000	○	○		ISO-8655-2		
	J-D	13,000	○	—		ISO-8655-2		
マルチ8ch	J-A8	27,000	○	—		メーカー精度		
	J-B8	35,000	—	○		メーカー精度		
	J-C8	61,000	○	○		ISO-8655-2		
	J-D8	27,000	○	—		ISO-8655-2		
マルチ12ch	J-A12	40,000	○	—		メーカー精度		
	J-B12	48,000	—	○		メーカー精度		
	J-C12	87,000	○	○		ISO-8655-2		
	J-D12	40,000	○	—		ISO-8655-2		

その他

トレーサビリティ体系図一式 (常用参照標準校正証明書添付)	料金 (税別) 5,000円
-------------------------------	----------------

※Bコース及びCコースは修理・調整代金込の料金となります。その他のコースは別途修理・調整代金発生いたします。

※掲載のサービスで調整前、調整後のどちらか一方をお選びいただいた場合には、納期は受注確定後6営業日、調整前、調整後の両方をお選びいただいた場合には、納期は12営業日となります。

※他社製品のサービスをご希望の場合はお問い合わせください。

※マルチチャンネルピペットは全チャンネル測定し、書類の発行を行います。

ただし、0.5μL～10μLの容量モデルは3チャンネル(両端、真中)の測定となります。

※Premiumシリーズで5年保証の期間中は、J-B、J-Cコースの場合、希望小売価格からシングル：5,000円の値引きを行います。

検定サービス 対象メーカー：NICHIRYO

種類	サービスコード	料金 (税別円)	検定		発行書類	合否判定基準	測定回数	検定容量 ※表示容量範囲を基準とする
			調整前	調整後				
シングル	N-A	4,000	○	—	検査成績書 + TEST REPORT	メーカー精度	6回	・最大値 ・最小値 (又は10%)
	N-B	9,000	—	○		メーカー精度		
	N-C	12,500	○	○		ISO-8655-2		
	N-D	4,000	○	—		ISO-8655-2		
マルチ8ch	N-A8	8,500	○	—		メーカー精度		
	N-B8	16,500	—	○		メーカー精度		
	N-C8	24,500	○	○		ISO-8655-2		
	N-D8	8,500	○	—		ISO-8655-2		
マルチ12ch	N-A12	12,500	○	—		メーカー精度		
	N-B12	20,500	—	○		メーカー精度		
	N-C12	32,500	○	○		ISO-8655-2		
	N-D12	12,500	○	—		ISO-8655-2		

よろしくね!



EXIIくん

株式会社 **ニチリョー**

<https://www.nichiryo.co.jp/>

☎ 0120-66-9199 (受付時間：平日9:00～17:30)

✉ info@nichiryo.co.jp

越谷本社工場
〒343-0822 埼玉県越谷市西方2760番地1
TEL 048-989-1301 FAX 048-989-1333

東京営業本部
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町一丁目10番1号 サクラビル3階
TEL 03-6273-7651 FAX 03-6273-7944

大阪営業所
〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原四丁目4番63号 新大阪千代田ビル別館10階
TEL 06-6391-1057 FAX 06-6391-1058

浦和事業所
〒336-0034 埼玉県さいたま市南区内谷5丁目5番11号
TEL 048-793-7071 FAX 048-837-5581

校正サービスセンター
(株)ニチリョー 越谷本社工場内
TEL 048-940-9772

サービス&サポート
(株)サイメック 越谷本社工場内
TEL 048-986-0797 FAX 048-986-0798