

2022年6月1日(水)~2022年8月31日(水)まで

25%
OFF!

New Product Campaign!

世界最高水準の精度・再現性を実現した最軽量マイクロピペット「NichipetAir」のマルチチャンネルがついに登場!

1 イージーキャリブレーション

専用治具により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能。

2 ピペッティング

従来製品よりストローク荷重が最大50%軽減。



最軽量級マイクロピペット

Nichipet Air®

マルチチャンネル(8ch&12ch)


3 フィンガーレスト

人間工学に基づいた手にフィットする形状。

4 ボディ

ボディが細くなり操作性がアップ。耐久性をそのままに、従来製品より最大20%軽量化。本体丸ごとオートクレーブ滅菌が可能。

5 スムーズな容量設定



プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止。

6 ボリュームインジケータ

作業中でも容量の確認が容易な設計。

7 ハイパーブローシステム

吐出性能が格段に向上。吐出時のチップ内液残りを解消。(10μLモデルのみ対応)

8 容量モデル




容量モデル毎に色分け(全4色)。



4箇所の容量表記により、一目で容量モデルの識別が可能。

9 マルチフィットノズル

スプリング機能によりチップの装着性が向上しストレスを解消。



NEW

00-NAR-200M8

00-NAR-10M12

今なら

Nichipet Air 対応
カローセルスタンドも

25%
OFF!

希望小売価格
15,000円

キャンペーン価格
11,250円

※画像のマイクロピペットは別売です。



→仕様・価格詳細は裏面をご確認ください