

下記の表をご参照のうえ必要事項を全てご記入いただき、代理店にお渡しください。

## Nichipet<sup>®</sup> Air (マルチチャンネル)

製品コード(色)	チャンネル数	容量設定方式	容量範囲(μL)	目盛単位(μL)	希望小売価格	キャンペーン価格	ご注文数
00-NAR-10M8 (ピンク●)	8	可変式	0.5~10	0.01	105,000円	78,750円	
00-NAR-100M8 (オレンジ●)			10~100	0.1			
00-NAR-200M8 (イエロー●)			20~200	0.2			
00-NAR-300M8 (ホワイト●)			30~300	1			
00-NAR-10M12 (ピンク●)	12		0.5~10	0.01	115,000円	86,250円	
00-NAR-100M12 (オレンジ●)			10~100	0.1			
00-NAR-200M12 (イエロー●)			20~200	0.2			
00-NAR-300M12 (ホワイト●)			30~300	1			

Nichipet<sup>®</sup> Air用カローセルスタンドです。Nichipet Premiumシリーズ、NICHIRYO Leも対応しています。

## Nichipet<sup>®</sup> Air 対応 Carousel Stand

製品コード	仕様	適合ピペット	希望小売価格	キャンペーン価格	ご注文数
00-NAR-STD	8本掛け	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nichipet Air</li> <li>Nichipet Premiumシリーズ</li> <li>NICHIRYO Le</li> </ul>	15,000円	11,250円	

### 【Nichipet Air (マルチチャンネル) 精度・再現性】

製品コード	測定容量(μL)	精度(%)	再現性(%)	製品コード	測定容量(μL)	精度(%)	再現性(%)
00-NAR-10M8 00-NAR-10M12	1	±8.0*	≤5.0*	00-NAR-200M8 00-NAR-200M12	20	±3.0	≤1.5
	5	±4.0	≤2.0		100	±1.0	≤0.7
	10	±2.0	≤1.0		200	±0.8	≤0.3
00-NAR-100M8 00-NAR-100M12	10	±3.0	≤2.0	00-NAR-300M8 00-NAR-300M12	30	±3.0	≤1.0
	50	±1.0	≤0.8		150	±1.0	≤0.5
	100	±0.8	≤0.3		300	±0.8	≤0.3

※それぞれの精度・再現性は適合チップを使用して測定した場合の値になります。適合チップについては弊社HPよりご確認ください。  
※NAR-10M8、10M12での1μL以下の精度/再現性はサンプリング技術及びサンプリング環境に大きく影響されます。

ニチリョー公式Twitter ▶ 株式会社ニチリョー【公式】 (@NICHIRYO\_JP) / Nichiryo Co., Ltd. (Official Account Global Ver.) (@NICHIRYO\_Global)

依頼者情報		*必須記入項目	
施設名* ご所属			
ご住所			
お名前*		DB会員 No.	
E-mail		TEL	

代理店

●表示価格は消費税を含みません。  
●個人情報の取扱いにつきましては、弊社 Web サイトをご参照ください。  
●販売店様は、本キャンペーンのご利用はご遠慮ください。