

2023.1.20(金) ○ 2023.3.20(月)

# 2ヶ月限定消耗品キャンペーン!

NichimateAqua™

マイクロペット用ディスパーザブルチップ

## NichimateAqua Tip NEW!

AC  
滅菌可

UV  
殺菌可

MAX  
**56% OFF**

Pyrogen  
FREE

DNase  
RNase  
FREE

サンプル  
提供OK

液切れに優れた未滅菌ノーマルチップ。  
バルクとリフィル(詰め替え)でご提供。

- DNase/RNase/Pyrogen Freeです。
- オートクレーブ滅菌が可能です。
- ラックは弊社Low Retention Tipのものが使用可能です。




バルク  
※画像は00-AQA-200



リフィル  
※画像は00-AQA-200-RF

■各チップの外形(ほぼ実寸)



パッケージ	容量	製品コード	チップ長さ	入数	滅菌	希望小売価格	キャンペーン価格
バルク	10μL	00-AQA-10	31.1mm	1,000本	未滅菌	4,000円	<b>1,850円</b>
	10μL (ロング)	00-AQA-10L	45.8mm			3,200円	<b>1,400円</b>
	200μL	00-AQA-200	50.8mm			4,500円	<b>2,150円</b>
	300μL	00-AQA-300	55.9mm			5,000円	<b>2,250円</b>
	1250μL	00-AQA-1250	90.2mm			8,000円	<b>3,500円</b>
リフィル	10μL	00-AQA-10-RF	31.1mm	96本×5段×2セット(960本)	未滅菌	8,000円	<b>3,500円</b>
	10μL (ロング)	00-AQA-10L-RF	45.8mm			6,500円	<b>2,900円</b>
	200μL	00-AQA-200-RF	50.8mm			9,000円	<b>4,000円</b>
	300μL	00-AQA-300-RF	55.9mm			8,500円	<b>3,750円</b>
	1250μL	00-AQA-1250-RF	90.2mm			96本×4段×2セット(768本)	

●いずれのチップも、適合するマイクロペットの機種については事前にお問い合わせください(各チップの外形や適合するマイクロペットは、ローリテンションチップと基本的に同じで、ローリテンションチップそれぞれの容量のラックが使用可能です)。

専用FAX注文書詳細は裏面上部をご確認ください→



**本キャンペーン対象製品のご注文は専門FAX注文書にて承ります。**

弊社ホームページTOP画面に掲載しているキャンペーンバナー、右のQRコード、  
または、下記URLより注文書をダウンロードの上、必要事項を記入し、販売店にお渡しください。

キャンペーンサイト URL : [https://www.nichiryo.co.jp/topics/news2023\\_0117.html](https://www.nichiryo.co.jp/topics/news2023_0117.html)

●ダウンロードに要する通信料はお客様のご負担となります。大変恐れ入りますが、ご了承ください。 ●注文書のご利用には表計算アプリケーションの「Excel」または「Numbers」が必要です。

[専門FAX注文書]



**NichimateAqua™**

ローリテンションフィルターチップ

## Low Retention Filter Tip

撥水性を改善する樹脂と成形技術により、  
液切れ性能を格段に向上。  
粘性が高めの溶液や、  
吐出時の泡膜が厄介な界面活性剤に効果的。


UV  
殺菌可

Pyrogen  
FREE

DNase  
RNase  
FREE

サンプル  
提供OK

MAX  
48%  
OFF



容量	製品コード	長さ	パッケージ	入数	希望小売価格	キャンペーン価格
10 μL	00-LRT-F10RB	31.1mm	ラック入り 滅菌済	96本 × 10ラック	15,000円	7,980円
10 μL (ロング)	00-LRT-F10LRB	45.8mm				
20 μL	00-LRT-F20RB	50.8mm				
100 μL	00-LRT-F100RB	50.8mm				
200 μL	00-LRT-F200RB	55.9mm				
300 μL	00-LRT-F300RB	55.9mm				
1250 μL	00-LRT-F1250RB	90.2mm			15,500円	

●いずれのチップも、適合するマイクロピペットの機種については事前にお問い合わせください。

**NichimateAqua™**

ディスポーザブルセロロジカルピペット (先端目盛)

## Serological Pipette

滅菌済、個包装パッケージ。  
DNase/RNase/Pyrogen Free。

Pyrogen  
FREE

DNase  
RNase  
FREE

サンプル  
提供OK

MAX  
53%  
OFF



製品コード	識別カラー	容量	容量精度	目盛間隔	材質	入数	希望小売価格	キャンペーン価格 (単価)
00-SLP-1	黄●	1mL	±2%	0.01mL	ピペット:	300本	9,500円	4,400円 (14.7円)
00-SLP-2	緑●	2mL		0.01mL	ポリスチレン	300本	10,500円	5,000円 (16.7円)
00-SLP-5	青●	5mL		0.1mL	フィルター:	200本	9,500円	4,400円 (22円)
00-SLP-10	橙●	10mL		0.1mL	ポリエチレン	200本	10,500円	5,100円 (25.5円)
00-SLP-25	赤●	25mL		0.2mL	および	100本	9,500円	4,400円 (44円)
00-SLP-50	黒●	50mL		0.5mL	ポリエステル	100本	15,500円	8,800円 (88円)

株式会社 **ニチリョー**

<https://www.nichiryo.co.jp/>

✉ [info@nichiryo.co.jp](mailto:info@nichiryo.co.jp)

- 製品仕様は、改善のために予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。 ●製造時期により、本体や付属品の外装等の色味や形状等が多少変わる場合があります。
- ご記入頂きました個人情報、製品やサービスの情報提供等の営業活動にのみ使用致します。弊社の個人情報の取り扱いにつきましては、弊社Webサイトをご参照ください。
- 表示価格は消費税を含みません。 ●"Nichimate"および"ニチメイト"は、株式会社ニチリョーの登録商標です。
- 販売店様は、本キャンペーンのご利用はご遠慮ください。

