

2023年4月3日(月)▶▶▶6月30日(金)

アカデミックユーザー

応援キャンペーン!

世界最軽量級のマイクロピペット *Nichipet Air*[®] の
 シングルチャンネルとマルチチャンネルが最大 **40%OFF!!**

オートクレーパブルマイクロピペット

Nichipet Air[®] シングルチャンネル

AC
滅菌可

35%
OFF!



イメージキャラクター
Nichipet Air くん



専用治具で簡単な
キャリブレーション。



ストローク荷重が
従来製品より最大
70%軽減。



プッシュボタンから
容量可変ハンドルを
独立。操作中の容量
スレを防止。



握ったときに隠れな
いボリュームインジ
ケータ。



最大56%軽量化
従来製品より最大
56%軽量化。本体
丸ごとオートクレー
パ滅菌が可能。



吐出性能を向上する
ハイパープロアシス
テムを搭載 (2μL,
10μL, 20μL機種)。



容量を3カ所に表記し、
一目で容量モデルの
識別が可能。



容量モデル毎に色分け (全8色)。

製品コード(識別カラー)	容量設定方式	容量範囲(μL)	精度(%)	再現性(%)	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NAR-2 (グレー●)	可 変 式	0.1~2	~±1.4*	~≤0.7*	38,000円	24,700円
00-NAR-10 (ピンク●)		0.5~10	~±1.0*	~≤0.4*	34,000円	22,100円
00-NAR-20 (クリーム●)		2~20	±3.0~±1.0	≤1.5~≤0.3		
00-NAR-100 (オレンジ●)		10~100	±3.0~±0.8	≤1.0~≤0.2		
00-NAR-200 (イエロー●)		20~200	±1.8~±0.6	≤0.7~≤0.2		
00-NAR-1000 (ブルー●)		100~1000	±1.0~±0.6	≤0.6~≤0.2		
00-NAR-5000 (グリーン●)		500~5000	±2.0~±0.5	≤0.6~≤0.15	39,000円	25,350円
00-NAR-10000 (ホワイト●)		1000~10000	±2.0~±0.5	≤0.6~≤0.15	43,000円	27,950円

*NAR-2の0.2μL以下、NAR-10の1μL以下での精度・再現性はサンプリング技術及びサンプリング環境に大きく影響されます。

●キャリブレーション用の専用治具は別売りです (00-NAR-AT: 3,000円)。

いまなら!

3本以上ご購入で専用スタンド (00-NAR-STD) を1台プレゼント!

※シングルチャンネル・マルチチャンネルの合計数でも可

さらに!

1本以上ご購入でお好きなノベルティを1つプレゼント!

⇒マルチチャンネルやノベルティ詳細は裏面をCheck!



ご注文方法

[専門FAX注文書]



本キャンペーン対象製品のご注文は専門FAX注文書にて承ります。

弊社ホームページTOP画面に掲載しているキャンペーンバナー、右のQRコード、または下記URLより専用注文書をダウンロードの上、必要事項を記入し、販売店にお渡しください。

キャンペーンサイトURL : https://www.nichiryu.co.jp/topics/news2023_0403.html

●ダウンロードに要する通信料はお客様のご負担となります。大変恐れ入りますが、ご了承ください。●注文書のご利用には表計算アプリケーションの「Excel」または「Numbers」が必要です。

オートクレーバブルマルチチャンネルマイクロピペット

Nichipet Air® マルチチャンネル

AC
滅菌可

40%
OFF!



専用治具で簡単なキャリブレーション。



ストローク荷重が従来製品より最大50%軽減。




吸引・吐出
容量設定
プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止。



握ったときに隠れないボリュームインジケータ。



最大20%軽量化
従来製品より最大20%軽量化。本体丸ごとオートクレーブ滅菌が可能。




00-NAR-10M12

00-NAR-200M8



吐出性能を向上するハイパープロアシストを搭載 (10μL機種)。



スプリング機能により、ラックからのチップ装着性が向上。



容量を4カ所に表記し、一目で容量モデルの識別が可能。



容量モデル毎に色分け (全4色)。



イメージキャラクター

Nichipet Air マルちゃん

製品コード(識別カラー)	チャンネル数	容量設定方式	容量範囲(μL)	精度(%)	再現性(%)	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NAR-10M8 (ピンク●)	8	可変式	0.5~10	±8.0*~±2.0	≤5.0*~≤1.0	105,000円	63,000円
00-NAR-100M8 (オレンジ●)			10~100	±3.0~±0.8	≤2.0~≤0.3		
00-NAR-200M8 (イエロー●)			20~200	±3.0~±0.8	≤1.5~≤0.3		
00-NAR-300M8 (ホワイト●)			30~300	±3.0~±0.8	≤1.0~≤0.3		
00-NAR-10M12 (ピンク●)	12		0.5~10	±8.0*~±2.0	≤5.0*~≤1.0	115,000円	69,000円
00-NAR-100M12 (オレンジ●)			10~100	±3.0~±0.8	≤2.0~≤0.3		
00-NAR-200M12 (イエロー●)			20~200	±3.0~±0.8	≤1.5~≤0.3		
00-NAR-300M12 (ホワイト●)			30~300	±3.0~±0.8	≤1.0~≤0.3		

*NAR-10M8、10M12の1μL以下の精度・再現性はサンプリング技術及びサンプリング環境に大きく影響されます。●キャリブレーション用の専用治具は別売りです (00-NAR-AT : 3,000円)。

ノベルティプレゼント

お好きなノベルティを下記より一つお選びいただけます。

●一研究室お一つまで ●なくなり次第終了

①マグネット
Aタイプ



②マグネット
Bタイプ



③マグカップ
ネイビー・カーキ
※カラーはお選びいただけません。



④ビーカー



株式会社 **ニチリョー**

<https://www.nichiryu.co.jp/>

✉ info@nichiryu.co.jp

●製品仕様は、改善のために予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。●製造時期により、本体や付属品の外装等の色味は形状等が多少変わる場合があります。●ご記入頂きました個人情報は、製品やサービスの情報提供等の営業活動にのみ使用致します。弊社の個人情報の取り扱いにつきましては、弊社Webサイトをご参照ください。●表示価格は消費税を含みません。●"Nichipet Air"および"ニチペットエアアール"は、株式会社ニチリョーの登録商標です。●販売店様は、本キャンペーンのご利用はご遠慮ください。

