

2023.5.8(月) ⇨ 2023.8.31(木)

Value Collection 2023

マイクロピペットや
小型機器が
Max**50% OFF!!**

25% OFF
P.2

5本以上購入で
専用スタンド
1個プレゼント!!

NEW!

オートクレーパブルマイクロピペット
Nichipet Air シリーズ



30% OFF
P.3

有機溶媒耐性
マイクロピペット



40% OFF
P.3

スターター
マイクロピペット



15% OFF
P.6

UV殺菌機能付き
ピペットスタンド



30% OFF
P.6

卓上小型高圧蒸気滅菌器



MAX 50% OFF NEW!
P.7

ピペットコントローラ各種



MAX 25% OFF
P.8

小型簡易遠心機各種



25% OFF NEW!
P.9

超小型スターラー



32% OFF
P.9

マイクロプレート用
シェーカーインキュベーター



20% OFF
P.9

小型多機能ローテーター



32% OFF
P.9

小型ブロック
インキュベーター各種



MAX 30% OFF NEW!
P.10

ボルテックスミキサー各種



MAX 30% OFF
P.11

アスピレーター各種



チップなどの
消耗品が
Max**45% OFF!!**

MAX 45% OFF NEW!
P.4

マイクロピペット用チップ
(バルク、リフィル)



MAX 37% OFF
P.4・5

フィルター付チップなど
チップ各種



20% OFF
P.5

リザーバー (白色&透明)



MAX 45% OFF
P.5

マイクロチューブ



25% OFF
P.6

オートクレープ用滅菌バッグ



40% OFF
P.6

ディスプレイザブル
浅型滅菌シャーレ



45% OFF
P.7

ディスプレイザブル
セロジカルピペット(先端目盛)



MAX 40% OFF
P.10

遠沈管各種



お得に
Get!

Nichipet Airくん
Nichipet Air
マルちゃん



専用FAX注文書詳細は裏表紙上部をご確認ください→

オートクレーバブルマイクロピペット

Nichipet Air[®] シリーズ

Nichipetシリーズ最新モデル。
世界最軽量級、最高水準の性能。
長時間使用や反復使用による疲労を低減。

25% OFF


AC 減菌可 デモ機 貸出OK

シングルチャンネル
ドリームバンクポイント
1 point



マルチチャンネル
ドリームバンクポイント
8ch : 3 points
12ch : 3 points

5本以上購入で
専用スタンド
(NAR-STD 15,000円相当)
1個プレゼント!!


※シングルチャンネルとマルチチャンネル
組み合わせ自由。最大8本掛け。

マルチフィットノズル(マルチチャンネルのみ)
スプリング機能により、ラックからのチップ
装着性が向上。




Nichipet Airシリーズの特長(一部抜粋)



専用治具で
簡単なキャリ
ブレーション。



最大70%(当社比)
低減したストローク
荷重。



手にフィット
しやすい形状。




最大56%軽量化

ボディを
従来製品より
最大56%軽量化。
オートクレーブ
減菌可能。



吸引・吐出
容量設定


プッシュボタンから
容量可変ハンドル
を独立。
操作中の容量ズレ
を防止。



握ったときに
隠れない
ポリウム
インジケータ。



吐出性能を向上する
ハイパーフロア
システムを搭載。
(対応モデル=NAR-2,
10,20,10M8,10M12)



容量を複数カ所に
表記し、一目で
容量モデルの
識別が可能。
(シングルチャンネル:
3カ所、マルチチャン
ネル:4カ所)

■シングルチャンネル

製品コード(識別カラー)	容量範囲(μL)	系統誤差(%)	偶然誤差(%)	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NAR-2(グレー●)	0.1~2	~±1.4*	~≤0.7*	38,000円	28,500円
00-NAR-10(ピンク●)	0.5~10	~±1.0*	~≤0.4*		
00-NAR-20(クリーム●)	2~20	±3.0~±1.0	≤1.5~≤0.3	34,000円	25,500円
00-NAR-100(オレンジ●)	10~100	±3.0~±0.8	≤1.0~≤0.2		
00-NAR-200(イエロー●)	20~200	±1.8~±0.6	≤0.7~≤0.2		
00-NAR-1000(ブルー●)	100~1000	±1.0~±0.6	≤0.6~≤0.2	39,000円	29,250円
00-NAR-5000(グリーン●)	500~5000	±2.0~±0.5	≤0.6~≤0.15		
00-NAR-10000(ホワイト●)	1000~10000	±2.0~±0.5	≤0.6~≤0.15	43,000円	32,250円

*NAR-2の0.2μL以下、NAR-10の1μL以下での系統誤差(es)・偶然誤差(CV)はサンプリング技術及びサンプリング環境に大きく影響されます。

■マルチチャンネル


製品コード(識別カラー)	チャンネル数	容量設定方式	容量範囲(μL)	系統誤差(%)	偶然誤差(%)	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NAR-10M8(ピンク●)	8	可変式	0.5~10	±8.0*~±2.0	≤5.0*~≤1.0	105,000円	78,750円
00-NAR-100M8(オレンジ●)			10~100	±3.0~±0.8	≤2.0~≤0.3		
00-NAR-200M8(イエロー●)			20~200	±3.0~±0.8	≤1.5~≤0.3		
00-NAR-300M8(ホワイト●)			30~300	±3.0~±0.8	≤1.0~≤0.3		
00-NAR-10M12(ピンク●)	12	可変式	0.5~10	±8.0*~±2.0	≤5.0*~≤1.0	115,000円	86,250円
00-NAR-100M12(オレンジ●)			10~100	±3.0~±0.8	≤2.0~≤0.3		
00-NAR-200M12(イエロー●)			20~200	±3.0~±0.8	≤1.5~≤0.3		
00-NAR-300M12(ホワイト●)			30~300	±3.0~±0.8	≤1.0~≤0.3		

*NAR-10M8、10M12の1μL以下での系統誤差(es)・偶然誤差(CV)はサンプリング技術及びサンプリング環境に大きく影響されます。●キャリブレーション用の専用治具は別売です(00-NAR-AT:3,000円)。

オートクレーパブルマイクロピペット

Nichipet® EX Plus II

溶剤に対する耐薬品性に優れた
ニチペットシリーズ有機溶媒、
耐酸性対応モデル。



製品コード	容量範囲(μL)	系統誤差(%)	偶然誤差(%)	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NPLO2-2	0.1~2	~±3.0*	~≤1.0*	42,000円	29,400円
00-NPLO2-10	0.5~10	~±1.0*	~≤0.5*		
00-NPLO2-20	2~20	±5.0~±1.0	≤3.0~≤0.4	41,000円	28,700円
00-NPLO2-100	10~100	±2.0~±0.8	≤1.0~≤0.3		
00-NPLO2-200	20~200	±1.0~±0.8	≤0.5~≤0.2		
00-NPLO2-1000	100~1000	±1.0~±0.7	≤0.5~≤0.2		
00-NPLO2-5000	1000~5000	±1.0~±0.6	≤0.3~≤0.2	51,000円	35,700円
00-NPLO2-10000	1000~10000	±2.0~±0.4	≤0.4~≤0.2	59,000円	41,300円

*NPLO2-2の0.2μL以下、NPLO2-10の1μL以下での系統誤差(es)・偶然誤差(CV)はサンプリング技術及びサンプリング環境に大きく影響されます。



30% OFF

AC 滅菌可 UV 殺菌可

デモ機 貸出OK

ドリームバンクポイント 1 point

O-リング 耐薬品性



UV 殺菌可

カウンター窓はガラス製のため、クリーンベンチ等の殺菌灯の紫外線で曇ることはありません。本体にはUV耐性の高い材質を使用しておりますが、長時間のUV照射により本体表面が劣化する場合があります。系統誤差(es)・偶然誤差(CV)に影響はありません。

エルゴノミックマイクロピペット

NICHIRYO Le

83g台の超軽量ピペット。
お手軽価格のスターターピペット。

- 手から落ちにくいなめらか曲線でピペッティング時の安定性を実現。
- 大きなプッシュボタンの採用で軽い操作性と相まって、長時間ピペッティングでも疲れにくい構造。
- 大きなプッシュボタンで容量可変が容易。
- エジェクタはワンタッチ取り付け方式により脱着が容易。

製品コード	容量範囲(μL)	系統誤差(%)	偶然誤差(%)	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NLE-10	0.5~10	~±1.2*	~≤0.8*	17,000円	10,200円
00-NLE-20	2~20	±5.0~±1.2	≤3.0~≤0.8		
00-NLE-100	10~100	±2.0~±1.0	≤1.0~≤0.6		
00-NLE-200	20~200	±1.2~±0.8	≤1.0~≤0.6		
00-NLE-1000	100~1000	±1.2~±0.7	≤0.8~≤0.5		

*NLE-10の1μL以下における系統誤差(es)・偶然誤差(CV)は、サンプリング技術およびサンプリング環境に大きく影響されます。



40% OFF

デモ機 貸出OK

ドリームバンクポイント 1 point

NichimateAqua™

マイクロピペット用ディスポーザブルチップ

NichimateAqua Tip NEW!

液切れに優れた未滅菌ノーマルチップ。

バルクとリフィル(詰め替え)でご提供。

※空ラックの販売はございませんので、空ラックが必要な場合は
Low Retention TipもしくはLow Retention Filter Tipをお買い求めください。

AC
滅菌可

UV
殺菌可

MAX
45%
OFF

Pyrogen
FREE

DNase
RNase
FREE

サンプル
提供OK



リフィル



バルク

パッケージ	容量		製品コード	チップ長さ	入数	滅菌	希望小売価格	キャンペーン価格
バルク	10 μL		00-AQA-10	31.1mm	1,000本	未滅菌	4,000円	2,200円
	10 μL (ロング)		00-AQA-10L	45.8mm			3,200円	1,760円
	200 μL		00-AQA-200	50.8mm			4,500円	2,700円
	300 μL		00-AQA-300	55.9mm			5,000円	2,750円
	1250 μL		00-AQA-1250	90.2mm			8,000円	4,400円
リフィル	10 μL		00-AQA-10-RF	31.1mm	96本×5段× 2セット(960本)	未滅菌	6,500円	3,575円
	10 μL (ロング)		00-AQA-10L-RF	45.8mm			9,000円	4,950円
	200 μL		00-AQA-200-RF	50.8mm			8,500円	4,675円
	300 μL		00-AQA-300-RF	55.9mm			96本×4段× 2セット(768本)	8,500円
	1250 μL		00-AQA-1250-RF	90.2mm				

●いずれのチップも、適合するマイクロピペットの機種については事前にお問い合わせください(各チップの外形や適合するマイクロピペットは、下記掲載のローリテンションチップと基本的に同じで、ローリテンションチップそれぞれの容量のラックが使用可能です)。

NichimateAqua™

ローリテンションチップ&ローリテンションフィルターチップ

Low Retention Tip & Low Retention Filter Tip

MAX
37%
OFF

撥水性を改善する樹脂と成形技術により、液切れ性能を格段に向上。

粘性が高めの溶液や、吐出時の泡膜が厄介な界面活性剤に効果的。

UV
殺菌可

Pyrogen
FREE

DNase
RNase
FREE

サンプル
提供OK

	容量	製品コード	長さ	パッケージ	入数	希望小売価格	キャンペーン価格
フィルターなし	10 μL	00-LRT-10RB	31.1mm	ラック入り 滅菌済	96本 × 10ラック	8,800円	6,336円
	10 μL (ロング)	00-LRT-10LRB	45.8mm			8,500円	6,290円
	200 μL	00-LRT-200RB	50.8mm		96本× 2ラック	3,800円	2,584円
	200 μL (ロング)	00-LRT-200LRB	91.1mm			10,000円	7,400円
	300 μL	00-LRT-300RB	55.9mm		96本 × 10ラック	11,500円	8,050円
	1250 μL	00-LRT-1250RB	90.2mm				
フィルターあり	10 μL	00-LRT-F10RB	31.1mm	ラック入り 滅菌済	96本 × 10ラック	15,000円	9,750円
	10 μL (ロング)	00-LRT-F10LRB	45.8mm				
	20 μL	00-LRT-F20RB	50.8mm				
	100 μL	00-LRT-F100RB					
	200 μL	00-LRT-F200RB	91.1mm				
	200 μL (ロング)	00-LRT-F200LRB			6,000円	4,800円	
	300 μL	00-LRT-F300RB	55.9mm		96本 × 10ラック	15,000円	9,750円
	1250 μL	00-LRT-F1250RB	90.2mm			15,500円	9,765円

NichimateAqua™

ゲルローディングチップ

Gel-Loading Tip

スラブ式電気泳動ゲルにサンプルロードしやすいようデザインされたチップ。

先端形状は、極細ラウンド(円筒)タイプと極薄フラットタイプの2種類。

UV
殺菌可

Pyrogen
FREE

DNase
RNase
FREE

サンプル
提供OK

35%
OFF

容量	製品コード	長さ	パッケージ	入数	希望小売価格	キャンペーン価格
10 μ L(ラウンド)	00-GLT-10RB	51.7mm	ラック入り 滅菌済	96本 × 2ラック	7,000円	4,550円
10 μ L(フラット)	00-GLT-10FRB				17,000円	11,050円
200 μ L(ラウンド)	00-GLT-200RB	82.6mm			7,000円	4,550円
200 μ L(フラット)	00-GLT-200FRB				17,000円	11,050円

NichimateAqua™

セルセーバーチップ

Cell Saver Tip

先端の開口部が広い(内径1.6mm)チップ。

細胞を極力傷つけないように吸引したい場合や、高粘度液体に最適。

UV
殺菌可

Pyrogen
FREE

DNase
RNase
FREE

サンプル
提供OK

MAX
35%
OFF

容量	製品コード	長さ	パッケージ	入数	希望小売価格	キャンペーン価格
200 μ L	00-WBT-200RB	50.0mm	ラック入り 滅菌済	96本 × 10ラック	11,200円	7,280円
1000 μ L	00-WBT-1000RB	71.1mm			13,500円	9,450円

NichimateAqua™

リザーバー(白色PS製、透明PET製)

Reagent Reservoir

白色PS製は試薬や試料が無駄になりにくいデザイン。8ch対応の10mLサイズあり。

透明PET製は個包装かつリーズナブル。

容量	製品コード	材質	パッケージ	入数	希望小売価格	キャンペーン価格(単価)		
10mL	00-RV-10	白色 ポリス チレン	5個包装 滅菌済	5× 40個	23,800円	19,040円(95.2円)		
25mL	00-RV-25				個包装 滅菌済	100個	25,800円	20,640円(103.2円)
50mL	00-RV-50						19,800円	15,840円(158.4円)
100mL	00-RV-100		00-RV-10S	00-RV-25S			00-RV-50S	00-RV-100S
50mL	00-RV-PET50S		ポリエチレン テレフタレート	個包装 滅菌済	50個	7,580円	6,064円(121.2円)	

RV-100S
(白色PS製)



20%
OFF

Pyrogen
FREE

DNase
RNase
FREE

(白色PS製) (白色PS製)

サンプル
提供OK

RV-PET50S
(透明PET製)



NichimateAqua™

マイクロチューブ(キャップロックタイプ)

Micro Tube

ガードピンで片手操作時の
コンタミネーションリスクを低減。



タイプ	容量	製品コード	入数	希望小売価格	キャンペーン価格(単価)
キャップ ロック	1.5mL	00-ETS-MC-15	1,000個	4,000円	2,200円(2.2円)
	2.0mL	00-ETS-MC-20	1,000個	4,500円	3,150円(3.15円)



MAX
45%
OFF

AC
滅菌可

DNase
RNase
FREE

サンプル
提供OK

UV殺菌機能付きピペットスタンド

Nichimate UV Carousel

立てておくついでにマイクロピペット下部にUV照射。
28分間の照射で表面の汚染微生物を99.9%殺菌。
マイクロピペットをクリーンな状態に保つことが可能。

15% OFF



マイクロピペットは付属しません。



【実験データ】

製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NUVC-6	マイクロピペット架数: シングル6本(1000μLまで) 殺菌灯:UV-C、寿命約2000時間、 1回の運転:28min	79,800円	67,830円

※多くのブランドが使用できます。詳しくはお問い合わせください。いずれのブランドにおいても5000および10000μL、マルチチャンネルタイプは使用できません。●殺菌灯は中央にあり、チャンパー外周内壁には反射ミラーを備えていますので、ピペット下部全体に紫外線が当たります。●本製品の殺菌灯は一般的なものと同様に水銀を使用していますが、特殊用途の紫外線ランプであるため「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」の規制する「特定水銀使用製品」には該当しません。

全自動卓上小型高圧蒸気滅菌機

Nichimate AutoClave

マイクロピペットのノズル内部も滅菌。
滅菌から乾燥まで全自動。
100V電源で使用でき簡単操作、日々の滅菌作業が楽に。

30% OFF



別売バスケット

デモ機貸出OK

製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NAC-1	滅菌温度:121°C(20~90分)/132°C(5~90分) 乾燥温度:約100°C(0~90分)、送風機能あり 給水:本体上面から供給、約2.8L 電源:AC100V、1.44kw(3Pコンセント)	635,000円 (バスケット別売)	444,500円 (バスケット別売)

●本製品の圧力容器種類は、小型圧力容器のうち点検が不要な規模である「簡易」容器です。●ドアパッキンおよびエアントフィルターは、定期的な交換をお勧めしています。●水槽内の水(精製水+水道水を推奨)は、週に一度の交換をお願いします。●液体を滅菌することはできません。●連続使用はできません。一度運転した後は、20分以上の冷却時間が必要です。●本製品は研究用です。医療目的には使用できません。

■別売部品:バスケット 本体と一緒に必ずお求めください。

製品コード	おもな仕様	希望小売価格
00-NAC-1-OP1	被滅菌物を入れる必須のカゴ、出し入れに使うハンドルが付属。 内寸:185(149)×270×99Hmm	28,000円

NichimateAqua™

オートクレープ用滅菌バッグ

Nichimate AC-Bag

シングルのマイクロピペット1本にジャストサイズ。
滅菌後は、開封しなければ中の滅菌状態を1年間維持可能。

25% OFF



サンプル提供OK



Nichipet Air(1000μL)を入れた場合

製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NACB-P100	100枚入、外寸130×400mm、ACインジケータ印刷あり※1 3方シール済(封をするためにヒートシーラーが必要※2)	7,000円	5,250円

※1. ACインジケータはオートクレープ(高圧蒸気滅菌)により水色から茶色に変色しますが、目安であり滅菌を保証するものではありません。 ※2. ヒートシーラーは幅130mmに対応し、180°Cの熱がかけられるものをご用意ください。●本製品は、ご購入から1年以内にご使用ください。●本製品は研究用です。

NichimateAqua™

ディスプレイ浅型滅菌シャーレ


NichimateAqua Schale

クリーンルームで製造された高品質シャーレ。
培地を節約できる浅型、電子線滅菌済み。
コロニーカウントに便利な4分割ライン入り。

40% OFF



サンプル提供OK



フタおよび底面に4分割ラインをモールド

製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格(単価)
00-SL-90	600枚入(12枚×25包×2袋)、外寸φ90×15Hmm、 材質:高強度ポリスチレン、電子線滅菌、 パッケージ:ダンボールケース(470×470×385Hmm)	13,000円	7,800円(13円)

ピペットコントローラ (液晶表示付き)

Pipette Mate[®] Slim

50% OFF

NEW!

吸引速度をデジタル設定 (6段階) でき、
吸引速度とバッテリー残量を液晶画面で確認可能。

デモ機
貸出OK



吸引速度と
バッテリー残量



製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-PMSLM	使用可能ピペット: 1~100mL セロジカルピペット (メスピペット)、外径Φ5~8mmのバスツールピペット等 吸引/吐出: 吸引速度は6段階、吐出速度は一定 (ボタンの押し加減により自然吐出と強制吐出を切替) バッテリー: リチウムイオン充電電池 (取り出し不可、交換をご希望の場合は販売店にご連絡ください) 標準付属品: 壁掛けスタンド、充電器、疎水性フィルター予備	50,000円	25,000円

●交換用部品: スタンド (00-PMSLM-RP1、¥1,000)、フィルター (00-PMSLM-RP2、¥3,000)、充電器 (00-PMSLM-RP3、¥4,500)、ピペットホルダー (00-PMSLM-RP4、¥1,500)、ノーズコーン (00-PMSLM-RP5、¥3,500)。

ピペットコントローラ

Pipette Mate[®] NEO

ドリームバンクポイント
1 point

UV
殺菌可

デモ機
貸出OK

35% OFF

UV耐性でクリーンベンチ内での
使用にも最適。
軽量 (約167g) で操作性に優れた
スタンド不要の自立型。



製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-PMNEO	使用可能ピペット: ガラス製およびプラスチック製 (1~100mL)	48,000円	31,200円

NichimateAqua[™]

ディスポーザブルセロジカルピペット (先端目盛)

Serological Pipette


Pyrogen
FREE

DNase
RNase
FREE

サンプル
提供OK

45% OFF

滅菌済、個包装パッケージ。
DNase・RNase・パイロジェンフリー。



製品コード	識別カラー	容量	容量精度	目盛間隔	材質	入数	希望小売価格	キャンペーン価格 (単価)
00-SLP-1	黄●	1mL	±2%	0.01mL	ピペット:	300本	9,500円	5,225円 (17.4円)
00-SLP-2	緑●	2mL		0.01mL	ポリスチレン	300本	10,500円	5,775円 (19.3円)
00-SLP-5	青●	5mL		0.1mL	フィルター:	200本	9,500円	5,225円 (26.1円)
00-SLP-10	橙●	10mL		0.1mL	ポリエチレン	200本	10,500円	5,775円 (28.9円)
00-SLP-25	赤●	25mL		0.2mL	および	100本	9,500円	5,225円 (52.3円)
00-SLP-50	黒●	50mL		0.5mL	ポリエステル	100本	15,500円	8,525円 (85.3円)

小型簡易遠心機(デジタルタイマー付き)

Nichimate Flush II

タイマー運転のほか、カバー開閉で
回転ON/OFFも可能。
アダプターとローター交換で、
マイクロチューブ各種に対応。

- 回転速度は6,000rpm固定
(最大遠心力2,000×g)。
- ローター2種とアダプターで、
各種マイクロチューブに対応。
- タイマー時間はデジタル表示で、
秒と分を切替可能。



マイクロチューブ
各種に対応



デジタルタイマーを
装備



押しやすい
ロック解除レバー



25% OFF

デモ機
貸出OK

製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NCF-2	回転速度/最大遠心力:6,000rpm固定、2,000×g ^{※1} 回転開始/停止操作:カバー閉で回転開始、カバー開またはタイマーで回転停止(スローストップ仕様) ^{※2} タイマー時間設定範囲:0~9999秒/1~9999分 ^{※3} マイクロチューブ架数:●0.2mL:シングル×8本または8連×2本/●0.5mL×8本/ ●1.5mLまたは2.0mL×8本 標準付属品:標準ローター×1個、0.2mL(8連)用ローター×1個、 チューブアダプター(0.2および0.5mL用、各8個)	47,000円	35,250円

※1 負荷や環境温度、使用年数によっては、設定した回転速度(遠心力)に満たない場合があります。 ※2 ローターが完全停止するまで、カバーを開けないでください。 ※3 本製品は簡易遠心機のため、実際には9999秒や9999分の長時間の連続遠心を推奨するものではありません。
●販売中のシリーズ機種(Nichimate Flush Plus)とはカバーの高さが異なるため、同製品のコンバインド・ローターを本製品で使用することはできません。
●本製品は、液滴を簡便にスピンドウン(フラッシュ遠心)するための簡易遠心機です。核酸のエタノール沈殿等、長時間の遠心を要する用途にはご使用になれません。

小型簡易遠心機

Nichimate Flush

カバー開閉で回転ON/OFFが可能。
付属のアダプターやローター交換で
5種類のマイクロチューブに対応。



0.2mL用ローター

1.5/2.0mL用ローター



20% OFF

デモ機
貸出OK

製品コード	最大回転数	容器架数	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NCF	6,000r/min (2,000×g)	・1.5/2.0mL×8本 ・0.2mL×8本(付属アダプター使用) ・0.2mL(8連)×4本(付属ローターに交換) ・0.5mL×8本(付属アダプター使用)	52,800円	42,240円

小型簡易遠心機(回転速度可変式)

Nichimate Flush Plus

回転速度可変式
(3,000~10,000rpm)。
タイマー運転のほか、
カバー開閉で回転ON/OFFも可能。
コンバインド・ローターで、
ローター交換不要。



タイマー時間は
秒と分を切替可能

カバーのロック解除は、軽く
レバーを押し下げるだけ

コンバインド・
ローター



25% OFF

デモ機
貸出OK

製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NCF+	回転速度範囲:3,000~10,000rpm(設定単位:1,000rpm) ^{※1} 最大遠心力(RCF):500~5,600×g ^{※1} 回転開始/停止操作:カバー閉で回転開始、カバー開またはタイマーで回転停止(スローストップ仕様) ^{※2} タイマー時間設定範囲:0~999秒/1~999分(秒と分を切替式) 使用可能容器と最大架数 ^{※3} :0.2mLマイクロチューブ(PCRチューブ)、シングル×16(24)本または8連×2本、 0.5mLマイクロチューブ×8(16)本、1.5mLまたは2.0mLマイクロチューブ×8本 ^{※4} 標準付属品:コンバインド・ローター×1個(取付済)、0.2mL用チューブアダプター×8個、 0.5mL用チューブアダプター×8個	68,000円	51,000円

※1 負荷や環境温度、使用年数によっては、設定した回転速度(遠心力)に満たない場合があります。なお、モーター寿命は約1,000時間(1日に1時間、年に200日使うとして約5年)です。 ※2 カバーのロックをはずすとローターの回転停止が始まりますが、完全停止するまではカバーを開けないでください。 ※3 カッコ内の本数は、チューブアダプターを使用した場合の最大架数です。この場合の本数を同時に載せることはできません。なお、試料容器1本あたりの重量は3gまでにしてください。 ※4 ネジロタイプはキャップ同士が干渉して全数を載せられない場合があります。
●遠心時は、重量バランスが偏らないようにマイクロチューブ(試料)を載せてください。 ●本製品は、液滴を簡便にスピンドウン(フラッシュ遠心)するための簡易遠心機です。核酸のエタノール沈殿等、長時間の遠心を要する用途にはご使用になれません。

超小型スターラー

Nichimate Stirrer

超小型ながら堅実な攪拌力。
攪拌容量は1.5Lまで、使用可能容器は外径90mmまで。

NEW!

25% OFF

デモ機
貸出OK



天板には、銘板を兼ねた滑り止めシートが貼付されています。



試料容器は付属しません。

製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NS-1L	回転速度(※):100~1500rpm (アナログ無段階、表示なし) 攪拌可能な最大容量(※)/許容容器サイズ:1.5L (水の場合)、外径Φ90mmまでの容器 本体の外形寸法及び重量:本体:120×120×30Hmm (突起部含まず)、約0.2kg 電源 (ACアダプタ):100-240V、0.2A、50-60Hz	34,000円	25,500円

※攪拌する液体の粘度、容器の材質や肉厚等により、仕様を満たさない場合があります。

マイクロプレート用シェーカーインキュベーター

Nichimate PlateShaker

温度精度に優れる
ヒーターで上下から加温。
3mm振幅で96ウェルを
確実に攪拌。

32% OFF

デモ機
貸出OK



【96ウェルの
攪拌】



製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NPS-2T	振とう速度/振幅:200~1200rpm、3mm 使用温度範囲※1:室温+5℃~+70℃ (設定可能範囲は0°~、ただし冷却機能なし、設定温度単位0.1℃)	220,000円	149,600円

※1. 容器および試料がない(環境温度以外の温度的な負荷がない)場合の値です。なお、使用環境温度範囲内であっても、使用条件により仕様を満たさない場合があります。●電源ケーブルは、必ず3Pコンセントに接続してください。2Pコンセントアダプタのご使用は電気安全上お勧めできないため、付属していません。

小型多機能ローテーター

Nichimate Rotator

ローテーターとしての動きに加え、
ミキシング・シーソー・間欠回転も。
容器ホルダー全種が標準付属。

20% OFF

デモ機
貸出OK



【動作の
様子】



4種の付属ホルダーで
下記の容器架数となり
ます(小は各2個付属)。

製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NRT	【振とうモード】 ・Rotate(回転).....5~70r/min ・Mix(間欠回転+微震動).....5~30r/min ・Pause(間欠回転).....5~35r/min ・Rock(シーソー).....2~10r/min ※回転は容器の取付方向によって転倒攪拌になります。 【容器架数】 ・0.5mLマイクロチューブなら24本 ・1.5/2.0mLマイクロチューブなら11本×2 ・φ12~13mm(5mLや7mL)チューブなら5本×2 ・15mLディスプレイ洗浄管なら5本×2 ・50mLディスプレイ洗浄管なら6本	11,800円	94,400円

小型ブロックインキュベーター

Nichimate Dry Bath series

超コンパクトサイズ。
小型ならではの速い温度移行速度。
プラスとクールの特モリッドは
試料の蒸発を低減。
ドライバス2は空冷ファン搭載。

32% OFF

デモ機
貸出OK



00-NDB-2
ドライバス・ツウ



00-NDB+
ドライバス・プラス




00-NDB-C
ドライバス・クール

製品タイプ	製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
加熱	00-NDB-2	温度範囲※1:室温+5℃~+100℃(冷却機能なし、設定温度単位0.1℃)	70,000円※3	47,600円※3
加熱・サーモリッド	00-NDB+	温度範囲:室温+5℃~+100℃(+20℃→+100℃≤15min)	80,000円※3	54,400円※3
加熱・冷却・サーモリッド	00-NDB-C	温度範囲:室温-25℃~+100℃※2(+20℃→+100℃≤15min、+26℃→+4℃≤30min)	160,000円※3	108,800円※3

※1. 使用環境温度範囲内であっても、使用条件により仕様を満たさない場合があります。※2. 室温から25℃低い温度までブロックを冷却可能、ただし最大で-10℃まで。※3. ブロックは別売です(下記参照)。●00-NDB-2の空冷ファンは、設定温度や現在温度に応じて自動的に動作します。作動中は作動音がする他、本体底面から多少の風が出ます。●サーモリッドは、設定温度と同じ温度に自動制御されます。ただしクールの冷却時にはOFFになります。●写真の容器は付属しません。

■別売部品: ブロック 本体と一緒に必ずお求めください。

製品名/容器架数	製品コード	希望小売価格	製品名/容器架数	製品コード	希望小売価格
0.2mL 8連マイクロチューブ用ブロック(8×5本架)	00-NDB-B002PS	18,000円	1.5mLマイクロチューブ用ブロック(15本架)	00-NDB-B015MS	18,000円
0.5mLマイクロチューブ用ブロック(24本架)	00-NDB-B005MS		2.0mLマイクロチューブ用ブロック(15本架)	00-NDB-B020CS	



00-NDB-B002PS

00-NDB-B015MS

超小型ボルテックスミキサー

Nichimate Mixer-mini


手のひらサイズ、簡単操作。

50mLディスポ遠沈管(液量30mL)まで攪拌が可能。

30% OFF

NEW!

デモ機
貸出OK



製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NMXM	震動速度(※)／振幅／運転モード:300rpm固定、4.5mm、タッチ運転のみ 攪拌可能な最大容量(※):50mLディスポ遠沈管に入れた30mLまで(水の場合) 本体外形寸法及び重量:93×93×72Hmm、約0.4kg 電源(ACアダプタ):100-240V、0.3A、50-60Hz	22,000円	15,400円


※攪拌する液体の粘度、容器の持ちかたや当てかた、設置場所の状態により、仕様を満たさない場合があります。滑りやすい場所や本製品のゴム足に埃が付着している場合は、50mLディスポ遠沈管を攪拌した際に本製品が滑り動く場合があります。

ボルテックスミキサー

Nichimate Mixer

強力ミキシングと抜群の本体安定性を両立。

50mL遠沈管なら液量が40mLでも確実に攪拌。



20% OFF

デモ機
貸出OK

製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NMX	震動速度:200~3,000r/min	52,800円	42,240円
00-NMX-F	フラットホーム:凹凸がついた平らで広いヘッド	7,800円	-

NichimateAqua™

ディスポーザブル遠沈管

NichimateAqua CentriTube

PP製のディスポーザブル遠沈管。

キャップを締めきったことが感触で分かりやすい

"Locking Feel Screw"を採用。



40% OFF

AC
滅菌可
Pyrogen
FREE

サンプル
提供OK
DNase
RNase
FREE

容量	製品コード	材質	滅菌	遠心強度	耐熱温度	入数	希望小売価格	キャンペーン価格(単価)
15mL	00-AQA-CT-15	キャップ:PE チューブ:PP	電子線	7,800×g、20min	-25~ 121℃※	500本(50本×10袋)	20,000円	12,000円(24円)
25mL(自立型)	00-AQA-CT-25S			3,200×g、20min		600本(30本×20袋)	24,000円	14,400円(24円)
50mL	00-AQA-CT-50			7,800×g、20min		500本(25本×20袋)	27,000円	16,200円(32.4円)
50mL(自立型)	00-AQA-CT-50S			5,000×g、20min		500本(20本×25袋)	30,000円	18,000円(36円)

※本製品は凍結用の容器ではありません。-20℃程度でも、中に入れた液体の種類や量によってはひび割れや歪みが生じる場合があります。121℃・20分のオートクレーブ滅菌は可能ですが、変形や吹きこぼれを防ぐため、次の点に留意してください:キャップは極めて緩く締め、中に液体を入れる場合は容量の30%までにします。新品を使用し、オートクレーブ滅菌は1回までとする。オートクレーブ滅菌したものは強度が低下している場合があるため速心しない。
●本製品の「箱」は輸送時の保護のため、多少の傷や汚れがある場合があります。箱に汚損があっても中の製品に影響がない場合、箱や製品のお取り替えは致しかねますことをご了承ください。資源の無用な消費の削減に、ご理解とご協力をお願い致します。

NichimateAqua™

ディスポーザブル遠沈管

Centrifuge Tube


遠心強度20,000×g。キャップのシール性が高く、

耐熱・耐寒に優れる。安心の国内製造、滅菌済。

容量	製品コード	滅菌	入数	希望小売価格	キャンペーン価格(単価)
15mL	00-ETS-CT-15	電子線	400本 (50本×8袋)	13,000円	9,750円 (24.4円)
50mL	00-ETS-CT-50		200本 (20本×10袋)	9,500円	6,650円 (33.3円)



キャップ上面はフラットな形状
書き込み可能



MAX
30% OFF

AC
滅菌可
Pyrogen
FREE

サンプル
提供OK
DNase
RNase
FREE

大容量超強力アスピレーター

Nichimate ASPIRATOR III

ハンドオペレーターと各種ノズル/アダプターが標準付属ですぐに使える、フットスイッチも備えた大容量超強力モデル。吸引速度は調節可能。


30% OFF

デモ機
貸出OK

ハンドオペレーターの他、ステンレスニードルノズルやマイクロピペットのチップが使用できるアダプターが付属します。



廃液リザーバーキャップにオーバーフロー防止機構を備えています。



製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NASP-3	吸引速度:~26L/min(空気における値)、真空度調節範囲:0~600mmHg(0~80kPa)、廃液容量:約2.5L、電源:AC100V、主な付属品:フットスイッチ×1、エアフィルター×1、リザーバー(キャップおよびガラス瓶)×1、吸引チューブ長・短×各1、ハンドオペレーター×1、チップ用アダプター1ch×1、チップ用アダプター1ch エジェクタ付き×1、チップ用アダプター8ch×1、ステンレスニードルノズル1ch×1、ステンレスニードルノズル8ch×1	138,000円	96,600円

●ハンドオペレーターおよび各ノズル/チップ用アダプター、各チューブジョイント、リザーバーキャップは、いずれもオートクレープや乾熱滅菌はできません。●紫外線耐性は備えていませんので、殺菌灯照射下に放置しないでください。●マイクロピペット用チップ(200~300μL)は、別途ご用意ください。●吸引した液体は溜めっぱなしにせず、速やかに廃棄してください。●廃液リザーバーのキャップおよびボトルは、破損時等のために単品販売も行っています。キャップ=00-NASP-3-RP2:7,000円、ボトル(ガラス瓶)=00-NASP-3-RP3:7,000円。


強力アスピレーター(アナログタイプ)

Nichimate ASPIRATOR IIa

小型ながら最大8L/minの吸引力。
吸引力はある程度の調節が可能。
廃液リザーバーには
オーバーフロー防止機構あり。



廃液リザーバーキャップにオーバーフロー防止機構を備えています。



ハンドオペレーターの他、ステンレスニードルノズルやマイクロピペットのチップが使用できるアダプターが付属します。



30% OFF

デモ機
貸出OK

製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NASP-2A	吸引速度:~8L/min(空気における値)、真空度調節範囲:0~525mmHg(0~70kPa)、廃液容量:約1000mL、電源:AC100V、主な付属品:ノズル/アダプターホルダー×1、エアフィルター×1、リザーバー(キャップおよびポリ瓶)×1、吸引チューブ長・短×各1、ハンドオペレーター×1、チップ用アダプター1ch×1、チップ用アダプター1ch エジェクタ付き×1、チップ用アダプター8ch×1、ステンレスニードルノズル1ch×1、ステンレスニードルノズル8ch×1	90,000円	63,000円

●ハンドオペレーターおよび各ノズル/チップ用アダプター、各チューブジョイント、リザーバーキャップは、いずれもオートクレープや乾熱滅菌はできません。●紫外線耐性は備えていませんので、殺菌灯照射下に放置しないでください。●マイクロピペット用チップ(200~300μL)は、別途ご用意ください。●吸引した液体は溜めっぱなしにせず、速やかに廃棄してください。●廃液リザーバーのキャップおよびボトルは、破損時等のために単品販売も行っています。キャップ=00-NASP-2-RP3:4,000円、ボトル(ポリ瓶)=00-NASP-2-RP4:5,000円。

ポータブルドライアスピレーター

Nichimate ASPIRATOR

単三乾電池でも最大8時間駆動。
ほど良い吸引力、超コンパクトサイズ。
少量の廃液を吸引する
ライトユーザー向け。



上面に50mLディスプレイ沈管を挿入できます。



ペン型吸引ノズルのリーク穴を塞ぐと吸引ON、開放するとOFF。



25% OFF

デモ機
貸出OK

製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NASP-1	吸引速度:~50mL/min(1000μLチップ使用時) 廃液容量:250mL、電源:単三乾電池×2、またはAC100V 主な付属品:ペン型吸引ノズル*	70,000円	52,500円

*マイクロピペット用のチップ(200~300μLまたは1000μL、別途ご用意ください)を取り付けて使用します。●ポンプ保護フィルターや排気用フィルターは備えていません。●紫外線耐性は備えていませんので、殺菌灯照射下に放置しないでください。●吸引した液体は溜めっぱなしにせず、速やかに廃棄してください。●廃液リザーバーのボトル(ガラス瓶)は、破損時等のために単品販売も行っています(00-NASP-RP3:5,000円)。

ご注文方法

本キャンペーン対象製品のご注文は専門FAX注文書にて承ります。

[専門FAX注文書]

弊社ホームページTOP画面に掲載しているキャンペーンバナー、右のQRコード、
または、下記URLより注文書をダウンロードの上、必要事項を記入し、販売店にお渡しください。




キャンペーンサイト URL : https://www.nichiryo.co.jp/topics/news2023_0508.html

●ダウンロードに要する通信料はお客様のご負担となります。大変恐れ入りますが、ご了承ください。 ●注文書のご利用には表計算アプリケーションの「Excel」または「Numbers」が必要です。

Twitter連動プレゼントキャンペーン

Twitterで専用ハッシュタグをつけて投稿いただいた方の中から、
抽選で20名の方に『Nichimate AC-Bag』(100枚入、7000円相当)を
プレゼントいたします。※製品詳細はP.6をご確認ください。



Nichipet Air (1000µL)を入れた場合

【応募方法】

- ① 株式会社ニチリョー【公式】(@NICHIRYO_JP)をフォロー。
- ② 専用ハッシュタグ #ニチリョーNACB欲しい をつけて投稿ください。



株式会社ニチリョー【公式】(@NICHIRYO_JP)
キャンペーンや新製品、展示会情報など様々なツイートや、
Twitter限定プレゼント企画を不定期で実施しています。

- 応募締切 2023年8月31日(木) 23:59まで
- 注意事項 ●本キャンペーンの内容は予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。●本キャンペーンの賞品は2023年9月中旬より順次発送予定です。●商品の発送は日本国内のみとさせていただきます。●当選者の方にはTwitterのダイレクトメッセージを利用して当選のご連絡をお送りいたします。●次の場合は当選の権利が無効となりますのでご注意ください。1) 非公開アカウントからの応募。2) 期間中にフォローやリツイートを解除、アカウントを削除。3) 当選連絡のダイレクトメッセージにご返答がない場合。●第三者がお客様の書き込み内容を利用したことによって、お客様や第三者が受けた損害については、一切の補償をいたしません。●転売目的のご応募はご遠慮ください。

Nichipet Airくん仲間が出来ました!

新キャラクターの名前は『Nichipet Air マルちゃん』です。

EXIIくん&Airくん引き続き、うえたに夫婦様にデザインしていただきました。
今後Airくんと一緒にノベルティやカタログに登場予定です。よろしくお願ひします!



Copyright©NICHIRYO Co.,Ltd.All Rights Reserved.

株式会社 **ニチリョー**

<https://www.nichiryo.co.jp/>

✉ info@nichiryo.co.jp

- 製品仕様は、改善のために予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。 ●製造時期により、本体や付属品の外装等の色味や形状等が多少変わる場合があります。
- ご記入頂きました個人情報は、製品やサービスの情報提供等の営業活動にのみ使用致します。弊社の個人情報の取り扱いにつきましては、弊社Webサイトをご参照ください。
- 表示価格は消費税を含みません。 ●"Nichipet Air"および"ニチベットエアー"、"Nichimate"および"ニチメイト"、"Pipette Mate"は、株式会社ニチリョーの登録商標です。
- 販売店様は、本キャンペーンのご利用はご遠慮ください。

