

早い者勝ち！お買い得！ マイクロピペット SALE!

※Nichipet EX II MULTIは在庫がなくなり次第販売終了となります。

オートクレーバブルマルチチャンネルマイクロピペット

Nichipet® EX II MULTI

AC
滅菌可

UV
殺菌可

60%
OFF!

ニチペットEX II のマルチチャンネルモデル

多くの方々の手に馴染んできた国産オートクレーバブル
マイクロピペットのスタンダード。
8および12チャンネルをラインナップ。



| チャンネル数 | 製品コード | 容量範囲(μL) | 系統誤差(%) | 偶然誤差(%) | 希望小売価格 | キャンペーン価格 |
|--------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 8ch | 00-NPM-8VP | 0.5~10 | *~±2.0 | *~≤1.0 | 80,000 円 | 32,000 円 |
| | 00-NPM-8SP | 5~100 | *~±0.8 | *~≤0.3 | | |
| | 00-NPM-8LP | 20~200 | ±3.0~±0.9 | ≤0.6~≤0.3 | | |
| | 00-NPM-8KP | 30~300 | ±3.0~±0.6 | ≤1.0~≤0.3 | | |
| 12ch | 00-NPM-12VP | 0.5~10 | *~±2.0 | *~≤1.0 | 105,000 円 | 42,000 円 |
| | 00-NPM-12SP | 5~100 | *~±0.8 | *~≤0.3 | | |
| | 00-NPM-12LP | 20~200 | ±3.0~±0.9 | ≤0.6~≤0.3 | | |
| | 00-NPM-12KP | 30~300 | ±3.0~±0.6 | ≤1.0~≤0.3 | | |

※NPM-8VP/12VPの1μL以下での系統誤差(es)・偶然誤差(CV)はサンプリング技術及びサンプリング環境に大きく影響されます。

● UV 殺菌可
● カウンター窓はガラス製のため、クリーンベンチ等の殺菌灯の紫外線で曇ることはありません。本体にはUV耐性の高い材質を使用しておりますが、長時間のUV照射により本体表面が劣化する場合があります。系統誤差(es)・偶然誤差(CV)に影響はありません。

ご注文方法

本キャンペーン対象製品のご注文は専門FAX注文書にて承ります。

弊社ホームページTOP画面に掲載しているキャンペーンバナー、右のQRコード、
または下記URLより専用注文書をダウンロードの上、必要事項を記入し、販売店にお渡しください。

[専門FAX注文書]



キャンペーンサイトURL : https://www.nichiryo.co.jp/topics/news2023_0821.html

●ダウンロードに要する通信料はお客様のご負担となります。大変恐れ入りますが、ご了承ください。●注文書のご利用には表計算アプリケーションの「Excel」または「Numbers」が必要です。

