

第2弾

早い者勝ち！お買い得！ マイクロピペット SALE!

※Nichipet EX II MULTI・Nichipet Premium LTは在庫がなくなり次第販売終了となります。

オートクレーバブルマルチチャンネルマイクロピペット

Nichipet® EX II MULTI

AC
滅菌可

UV
殺菌可

60%
OFF!

ニチペットEX IIの
マルチチャンネルモデル

多くの方々の手に馴染んできた
国産オートクレーバブルマイクロ
ピペットのスタンダード。
8および12チャンネルを
ラインナップ。



チャンネル数	製品コード	容量範囲(μL)	系統誤差(%)	偶然誤差(%)	希望小売価格	キャンペーン価格
8ch	00-NPM-8VP	0.5~10	※~±2.0	※~±1.0	80,000 円	32,000 円
	00-NPM-8SP	5~100	※~±0.8	※~±0.3		
	00-NPM-8LP	20~200	±3.0~±0.9	±0.6~±0.3		
	00-NPM-8KP	30~300	±3.0~±0.6	±1.0~±0.3		
12ch	00-NPM-12VP	0.5~10	※~±2.0	※~±1.0	105,000 円	42,000 円
	00-NPM-12SP	5~100	※~±0.8	※~±0.3		
	00-NPM-12LP	20~200	±3.0~±0.9	±0.6~±0.3		
	00-NPM-12KP	30~300	±3.0~±0.6	±1.0~±0.3		

※NPM-8VP/12VPの1μL以下の系統誤差(es)・偶然誤差(CV)はサンプリング技術及びサンプリング環境に大きく影響されます。

UV
殺菌可

カウンター窓はガラス製のため、クリーンベンチ等の殺菌灯の紫外線で曇ることはありません。本体にはUV耐性の高い材質を使用しておりますが、長時間のUV照射により本体表面が劣化する場合があります。
系統誤差(es)・偶然誤差(CV)に影響はありません。

オートクレーバブルマイクロピペット

Nichipet® Premium LT

AC
滅菌可

UV
殺菌可

50%
OFF!

5年保証付きの
ストローク荷重低減モデル

ストローク荷重を最大70%軽減。
長時間の作業による疲労感とストレスを
低減させるため、手にフィットしやすい
ラウンドフォルムを採用。
本体色がライムグリーンのモデルも
ございます。

※ライムグリーンは20μL、100μL、200μLのみ



製品コード	容量範囲(μL)	系統誤差(%)	偶然誤差(%)	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NLT-2	0.1~2	※~±3.0	※~±1.0	38,000 円	19,000 円
00-NLT-20	2~20	±5.0~±1.0	±3.0~±0.4	33,500 円	16,750 円
00-NLT-100	10~100	±2.0~±0.8	±1.0~±0.3	36,000 円	18,000 円
00-NLT-200	20~200	±1.0~±0.8	±0.5~±0.2		
00-NLT-1000	100~1000	±1.0~±0.7	±0.5~±0.2		

※NLT-2の0.2μL以下の系統誤差(es)・偶然誤差(CV)はサンプリング技術及びサンプリング環境に大きく影響されます。

ご注文方法

本キャンペーン対象製品のご注文は専門FAX注文書にて承ります。

弊社ホームページTOP画面に掲載しているキャンペーンバナー、右のQRコード、
または下記URLより専用注文書をダウンロードの上、必要事項を記入し、販売店にお渡しください。

キャンペーンサイトURL : https://www.nichiryo.co.jp/topics/news2023_1211.html

●ダウンロードに要する通信料はお客様のご負担となります。大変恐れ入りますが、ご了承ください。●注文書のご利用には表計算アプリケーションの「Excel」または「Numbers」が必要です。

[専門FAX注文書]

