

ご好評につき **第2弾!**

Thanks! Fair 2024

マイクロピペットや
小型機器が
Max **50% OFF!!**

25% OFF

P.2

5本以上ご購入で
**専用スタンド
プレゼント!!**

オートクレーパブルマイクロピペット

Nichipet Air シリーズ



NEW!



MAX
41% OFF

P.3

3本もしくは
5本以上ご購入で
**チップ
プレゼント!!**

Nichipetシリーズ 各種



50% OFF

P.7

液晶表示付き
ピペットコントローラ



MAX
25% OFF

P.8

小型簡易遠心機 各種



32% OFF

P.9

数量
限定

小型ブロック
インキュベーター 各種



25% OFF

P.10

数量
限定

超小型 スターラー



32% OFF

P.10

数量
限定

マイクロプレート用
シェーカーインキュベーター



20% OFF

P.10

小型多機能
ローテーター



MAX
30% OFF

P.11

ボルテックスミキサー
各種



MAX
30% OFF

P.12

アスピレーター 各種



15% OFF

P.13

UV殺菌機能付き
ピペットスタンド



40% OFF

P.13

卓上小型高圧蒸気滅菌器



P.14

数量
限定

対象製品から
3本もしくは5本以上の
ご購入で、
チッププレゼント!

40% OFF

P.15

マイクロピペット
買い替えのお客様限定!
**リニューアル
キャンペーン!!**



チップなどの
消耗品が
Max **45% OFF!!**

MAX
45% OFF

P.4

ローリテンションチップ
(ラック入り、バルク、リフィル)



MAX
40% OFF

P.5

スタンダードチップ
(バルク、リフィル、空ラック)



MAX
35% OFF

P.6

ゲルローディングチップ &
セルセーバーチップ



20% OFF

P.6

リザーバー (白色&透明)



MAX
45% OFF

P.6

マイクロチューブ
(1.5mL, 2.0mL)



45% OFF

P.7

ディスポーザブル
セルロジカルピペット(先端目盛)



MAX
40% OFF

P.11

遠沈管 各種



25% OFF

P.13

オートクレーブ用 滅菌バッグ



40% OFF

P.13

ディスポーザブル
浅型滅菌シャーレ



専用FAX注文書詳細は裏表紙上部をご確認ください→

オートクレーバブルマイクロピペット

Nichipet Air[®] シリーズ

Nichipetシリーズ最新モデル。
世界最軽量級、最高水準の性能。
長時間使用や反復使用による疲労を低減。

25% OFF

AC
減菌可

デモ機
貸出OK

シングルチャンネル
ドリームバンクポイント
1 point

マルチチャンネル
ドリームバンクポイント
8ch : 3 points
12ch : 3 points

5本以上ご購入で
専用スタンド
(NAR-STD 15,000円相当)

1個プレゼント!!

※シングルチャンネルとマルチチャンネル
組み合わせ自由。最大8本掛け。



NEW!


マルチチャンネル
00-NAR-200M8
(200 μ L)

シングルチャンネル
00-NAR-1000
(1000 μ L)



カラーセルスタンド

マルチフィットノズル(マルチチャンネルのみ)
スプリング機能により、ラックからのチップ
装着性が向上。



Nichipet Airシリーズの特長(一部抜粋)



専用治具で
簡単なキャリブ
レーション。



最大70%(当社比)
低減したストローク
荷重。



手にフィット
しやすい形状。



ボディを
従来製品より
最大56%軽量化。
オートクレープ
減菌可能。




プッシュボタンから
容量可変ハンドル
を独立。
操作中の容量ズレ
を防止。



握ったときに
隠れない
ボリューム
インジケータ。



吐出性能を向上する
ハイパープロア
システムを搭載。
(対応モデル=NAR-2,
10,20,10M8,10M12)



容量を複数カ所に
表記し、一目で
容量モデルの
識別が可能。
(シングルチャンネル:
3カ所、マルチチャ
ネル:4カ所)

■シングルチャンネル

製品コード(識別カラー)	容量範囲(μ L)	系統誤差(%)	偶然誤差(%)	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NAR-2(グレー)	0.1~2	$\sim \pm 1.4^*$	$\sim \leq 0.7^*$	38,000円	28,500円
00-NAR-10(ピンク)	0.5~10	$\sim \pm 1.0^*$	$\sim \leq 0.4^*$		
00-NAR-20(クリーム)	2~20	$\pm 3.0 \sim \pm 1.0$	$\leq 1.5 \sim \leq 0.3$	34,000円	25,500円
00-NAR-100(オレンジ)	10~100	$\pm 3.0 \sim \pm 0.8$	$\leq 1.0 \sim \leq 0.2$		
00-NAR-200(イエロー)	20~200	$\pm 1.8 \sim \pm 0.6$	$\leq 0.7 \sim \leq 0.2$		
00-NAR-1000(ブルー)	100~1000	$\pm 1.0 \sim \pm 0.6$	$\leq 0.6 \sim \leq 0.2$		
00-NAR-5000(グリーン)	500~5000	$\pm 2.0 \sim \pm 0.5$	$\leq 0.6 \sim \leq 0.15$	39,000円	29,250円
00-NAR-10000(ホワイト)	1000~10000	$\pm 2.0 \sim \pm 0.5$	$\leq 0.6 \sim \leq 0.15$	43,000円	32,250円

*NAR-2の0.2 μ L以下、NAR-10の1 μ L以下での系統誤差(es)・偶然誤差(CV)はサンプリング技術及びサンプリング環境に大きく影響されます。

■マルチチャンネル

製品コード(識別カラー)	チャンネル数	容量設定方式	容量範囲(μL)	系統誤差(%)	偶然誤差(%)	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NAR-10M8(ピンク●)	8	可変式	0.5～10	±8.0*～±2.0	≤5.0*～≤1.0	105,000円	78,750円
00-NAR-100M8(オレンジ●)			10～100	±3.0～±0.8	≤2.0～≤0.3		
00-NAR-200M8(イエロー●)			20～200	±3.0～±0.8	≤1.5～≤0.3		
00-NAR-300M8(ホワイト●)			30～300	±3.0～±0.8	≤1.0～≤0.3		
00-NAR-10M12(ピンク●)	12		0.5～10	±8.0*～±2.0	≤5.0*～≤1.0	115,000円	86,250円
00-NAR-100M12(オレンジ●)			10～100	±3.0～±0.8	≤2.0～≤0.3		
00-NAR-200M12(イエロー●)			20～200	±3.0～±0.8	≤1.5～≤0.3		
00-NAR-300M12(ホワイト●)			30～300	±3.0～±0.8	≤1.0～≤0.3		

*NAR-10M8、10M12の1 μ L以下での系統誤差(es)・偶然誤差(CV)はサンプリング技術及びサンプリング環境に大きく影響されます。●キャリブレーション用の専用治具は別売です(00-NAR-AT:3,000円)。

■カラーセルスタンド

製品コード	適合ピペット/収納本数	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NAR-STD	●Nichipet Airシリーズ ●Nichipet Premium ●Nichipet Premium LT ●NICHIRYO Le いずれも8本収納可能。	15,000円	11,250円

オートクレーバブルマイクロピペット

Nichipet®EX Plus II

ドリームバンクポイント
1 point

AC
滅菌可

UV
殺菌可


デモ機
貸出OK

30%
OFF

【O-リング】
耐薬性



溶剤に対する
耐薬品性に優れた
ニチペットシリーズ
有機溶媒、耐酸性
対応モデル。



製品コード	容量範囲 (μL)	系統誤差 (%)	偶然誤差 (%)	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NPLO2-2	0.1~2	~±3.0*	~±1.0*	42,000円	29,400円
00-NPLO2-10	0.5~10	~±1.0*	~±0.5*		
00-NPLO2-20	2~20	±5.0~±1.0	≤3.0~≤0.4	41,000円	28,700円
00-NPLO2-100	10~100	±2.0~±0.8	≤1.0~≤0.3		
00-NPLO2-200	20~200	±1.0~±0.8	≤0.5~≤0.2		
00-NPLO2-1000	100~1000	±1.0~±0.7	≤0.5~≤0.2		
00-NPLO2-5000	1000~5000	±1.0~±0.6	≤0.3~≤0.2	51,000円	35,700円
00-NPLO2-10000	1000~10000	±2.0~±0.4	≤0.4~≤0.2	59,000円	41,300円

*NPLO2-2の0.2μL以下、NPLO2-10の1μL以下での系統誤差(es)・偶然誤差(CV)はサンプリング技術及びサンプリング環境に大きく影響されます。

オートクレーバブルマイクロピペット

Nichipet®EX II

ドリームバンクポイント
1 point

AC
滅菌可

UV
殺菌可

デモ機
貸出OK

30%
OFF



チューブオープナー
(別売)



【チューブオープナーの
使いかた】

多くの方々の
手に馴染んできた
国産オートクレーバブル
マイクロピペットの
スタンダードモデル。



Nichipetシリーズ
イメージキャラクター
EX IIくん

製品コード	容量範囲 (μL)	系統誤差 (%)	偶然誤差 (%)	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NPX2-2	0.1~2	~±3.0*	~±1.0*	35,000円	24,500円
00-NPX2-10	0.5~10	~±1.0*	~±0.5*		
00-NPX2-20	2~20	±5.0~±1.0	≤3.0~≤0.4	30,000円	21,000円
00-NPX2-100	10~100	±2.0~±0.8	≤1.0~≤0.3		
00-NPX2-200	20~200	±1.0~±0.8	≤0.5~≤0.2	31,000円	21,700円
00-NPX2-1000	100~1000	±1.0~±0.7	≤0.5~≤0.2		
00-NPX2-5000	1000~5000	±1.0~±0.6	≤0.3~≤0.2	42,000円	29,400円
00-NPX2-10000	1000~10000	±2.0~±0.4	≤0.4~≤0.2	47,000円	32,900円

*NPX2-2の0.2μL以下、NPX2-10の1μL以下での系統誤差(es)・偶然誤差(CV)はサンプリング技術及びサンプリング環境に大きく影響されます。

●チューブオープナーは別売です(00-NTO-001:3個入2,000円)。

エルゴノミックマイクロピペット

NICHIRYO Le

ドリームバンクポイント
1 point

デモ機
貸出OK

41%
OFF

今回のキャンペーンでは
ジャスト1万円!

83g台の超軽量ピペット。
お手軽価格の
スターターピペット。



製品コード	容量範囲 (μL)	系統誤差 (%)	偶然誤差 (%)	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NLE-10	0.5~10	~±1.2*	~±0.8*		
00-NLE-20	2~20	±5.0~±1.2	≤3.0~≤0.8	17,000円	10,000円
00-NLE-100	10~100	±2.0~±1.0	≤1.0~≤0.6		
00-NLE-200	20~200	±1.2~±0.8	≤1.0~≤0.6		
00-NLE-1000	100~1000	±1.2~±0.7	≤0.8~≤0.5		

*NLE-10の1μL以下における系統誤差(es)・偶然誤差(CV)は、サンプリング技術およびサンプリング環境に大きく影響されます。

UV
殺菌可 カウンター窓はガラス製のため、クリーンベンチ等の殺菌灯の紫外線で曇ることはありません。本体にはUV耐性の高い材質を使用しておりますが、長時間のUV照射により本体表面が劣化する場合があります。系統誤差(es)・偶然誤差(CV)に影響はありません。

数量限定

マイクロピペット3本以上のご購入で
チッププレゼント!

対象製品から3本もしくは5本以上のご購入で、チップをプレゼントいたします。



EX IIもしくはEX Plus II
→3本(組み合わせ自由)

NICHIRYO Le
→5本

詳細はP14をご参照ください→

Low Retention Tip Low Retention Filter Tip



(バルク、リフィル)



撥水性を改善する樹脂と成形技術により、液切れ性能を格段に向上。

粘性が高めの溶液や、吐出時の泡膜が厄介な界面活性剤に効果的。

- 液切れに優れた、透明度の高いチップ。
- バルクとリフィルは未滅菌、ラック入りは滅菌済にてご提供。
- DNase/RNase/Pyrogen Free。
- 空ラックの販売はございませんので、空ラックが必要な場合は滅菌済ラック入りチップをお買い求めください。



バルク



リフィル



ラック入り

	容量	長さ	製品コード	パッケージ	入数	滅菌	希望小売価格	キャンペーン価格
フィルターなし	10 μ L	31.1mm	00-LRT-10	バルク	1,000本	未滅菌	4,000円	2,200円
			00-LRT-10-RF	リフィル	96本×5段×2セット(960本)		8,000円	4,400円
			00-LRT-10RB	ラック入り	96本×10ラック	滅菌済	8,800円	6,336円
	10 μ L (ロング)	45.8mm	00-LRT-10L	バルク	1,000本	未滅菌	4,000円	2,200円
			00-LRT-10L-RF	リフィル	96本×5段×2セット(960本)		8,000円	4,400円
	200 μ L	50.8mm	00-LRT-200	バルク	1,000本	未滅菌	3,200円	1,760円
			00-LRT-200-RF	リフィル	96本×5段×2セット(960本)		6,500円	3,575円
	200 μ L (ロング)	91.1mm	00-LRT-200LRB	ラック入り	96本×2ラック	滅菌済	3,800円	2,590円
	300 μ L	55.9mm	00-LRT-300	バルク	1,000本	未滅菌	4,500円	2,700円
			00-LRT-300-RF	リフィル	96本×5段×2セット(960本)		9,000円	4,950円
			00-LRT-300RB	ラック入り	96本×10ラック	滅菌済	10,000円	7,400円
	1250 μ L	90.2mm	00-LRT-1250	バルク	1,000本	未滅菌	5,000円	2,750円
			00-LRT-1250-RF	リフィル	96本×4段×2セット(768本)		8,500円	4,675円

	容量	長さ	製品コード	パッケージ	入数	滅菌	希望小売価格	キャンペーン価格
フィルターあり	10μL 	31.1mm	00-LRT-F10RB	ラック入り	96本 × 10ラック	滅菌済	15,000円	10,200円
	10μL (ロング) 	45.8mm	00-LRT-F10LRB					
	100μL 	50.8mm	00-LRT-F100RB					
	200μL (ロング) 	91.1mm	00-LRT-F200LRB		96本× 2ラック		6,000円	4,800円
	300μL 	55.9mm	00-LRT-F300RB		96本 × 10ラック		15,000円	10,200円
	1250μL 	90.2mm	00-LRT-F1250RB				15,500円	10,540円

NichimateAQUATip NEW!

※販売終了製品「Economy Tip」相当品です。

バルク、リフィル

バルク(袋入り)とリフィル(詰替)で提供される
コストリーズナブルなスタンダードチップ。

【バルク】

- DNase/RNase/Pyrogen Free。
- UV照射耐性に優れています。

【リフィル】

- DNase/RNase/Pyrogen Free。
- チップを載せた中板ごと交換するため、作業効率が格段に向上します。
- ラック入りチップを使い捨てるよりも経済的です。
- N10-RF、N200-RFは下記ラックN10RK、N10LRK、N200RKのいずれにも取り付け可能です。



バルク



リフィル

MAX
40%
OFF



UV
殺菌可

AC
滅菌可

Pyrogen
FREE

DNase
RNase
FREE

サンプル
提供OK

容量／外形	長さ	製品コード	パッケージ	入数	滅菌	希望 小売価格	キャンペーン価格 (単価)
10μL 	31.3mm	00-AQA-N10	バルク	1,000本	未滅菌	2,300円	¥1,380 (1.38円)
		00-AQA-N10-RF	リフィル	960本 (96本×10段)		4,600円	¥3,220 (3.35円)
10μL (ロング) 	48.0mm	00-AQA-N10L	バルク	1,000本		2,300円	¥1,380 (1.38円)
200μL 	53.0mm	00-AQA-N200	バルク	1,000本		2,000円	¥1,200 (1.20円)
		00-AQA-N200-RF	リフィル	960本 (96本×5段×2)		4,200円	¥2,940 (3.06円)
1000μL 	81.9mm	00-AQA-N1000	バルク	1,000本		2,800円	¥1,680 (1.68円)
		00-AQA-N1000-RF	リフィル	960本 (96本×5段×2)		5,000円	¥3,500 (3.64円)

●いずれのチップも、適合するマイクロピペットの機種については事前にお問合せください。

ラック(透明PC製)

ニチメイトアクアチップ専用。

積み重ねやすいストレート形状。高い透明度のフタは取外し式。

- ポリカーボネート製のラックです(チップは付属しません)。
- オートクレーブ(121℃・20分)が可能です。
(必要以上にオートクレーブをかけると、変形などの現象が起こることがありますのでご注意ください。)
- UV照射耐性に優れています。
- コンパクトで積み上げやすい省スペース設計です。
- ケースが透明なので、オートクレーブ滅菌後の乾燥状況の確認が簡単です。
- 蓋は取り外し式です(ヒンジ式ではありません)。

40%
OFF

UV
殺菌可

AC
滅菌可

サンプル
提供OK



適合チップ	カラー	製品コード	入数	希望小売価格	キャンペーン価格
10μL	橙	00-AQA-N10RK	5個	6,000円	3,600円
10μLロング	赤	00-AQA-N10LRK			
200μL	黄	00-AQA-N200RK			
1000μL	青	00-AQA-N1000RK			

NichimateAqua™

ゲルローディングチップ

Gel-Loading Tip

スラブ式電気泳動ゲルにサンプルロードしやすいようデザインされたチップ。
先端形状は、極細ラウンド(円筒)タイプと極薄フラットタイプの2種類。

UV
殺菌可

Pyrogen
FREE

DNase
RNase
FREE

サンプル
提供OK

MAX
35%
OFF

容量	製品コード	長さ	パッケージ	入 数	希望小売価格	キャンペーン価格
10μL(フラット) 	00-GLT-10FRB	51.7mm	ラック入り 滅菌済	96本 × 2ラック	17,000円	11,050円
200μL(ラウンド) 	00-GLT-200RB	82.6mm			7,000円	4,900円
200μL(フラット) 	00-GLT-200FRB				17,000円	11,050円

NichimateAqua™

セルセーバーチップ

Cell Saver Tip

先端の開口部が広い(内径1.6mm)チップ。
細胞を極力傷つけないように吸引したい場合や、高粘度液体に最適。

UV
殺菌可

Pyrogen
FREE

DNase
RNase
FREE

サンプル
提供OK

30%
OFF

容量	製品コード	長さ	パッケージ	入数	希望小売価格	キャンペーン価格
1000μL	00-WBT-1000RB	71.1mm	ラック入り 滅菌済	96本 × 10ラック	13,500円	9,450円

NichimateAqua™

リザーバー(白色PS製、透明PET製)

Reagent Reservoir

白色PS製は試薬や試料が無駄になりにくいデザイン。8ch対応の10mLサイズあり。
透明PET製は個包装かつリーズナブル。

容量	製品コード	材質	パッケージ	入数	希望小売価格	キャンペーン価格(単価)
10mL	00-RV-10	白色 ポリスチレン	5個包装 滅菌済	5× 40個	23,800円	19,040円(95.2円)
25mL	00-RV-25					
50mL	00-RV-50		個包装 滅菌済	100個	25,800円	20,640円(103.2円)
100mL	00-RV-100					
10mL	00-RV-10S				19,800円	15,840円(158.4円)
25mL	00-RV-25S					
50mL	00-RV-50S	ポリエチレン テレフタレート	個包装 滅菌済	50個	7,580円	6,064円(121.2円)
100mL	00-RV-100S					

RV-100S
(白色PS製)



20%
OFF

Pyrogen
FREE

DNase
RNase
FREE

(白色PS製) (白色PS製)

サンプル
提供OK

RV-PET50S
(透明PET製)



NichimateAqua™

マイクロチューブ(キャップロックタイプ)

Micro Tube

ガードピンで片手操作時の
コンタミネーションリスクを低減。



タイプ	容量	製品コード	入数	希望小売価格	キャンペーン価格(単価)
キャップ ロック	1.5mL	00-ETS-MC-15	1,000個	4,000円	2,200円(2.2円)
	2.0mL	00-ETS-MC-20	1,000個	4,500円	3,150円(3.15円)



MAX
45%
OFF

AC
滅菌可

DNase
RNase
FREE

サンプル
提供OK

ピペットコントローラ(液晶表示付き)

Pipette Mate® Slim

50% OFF

吸引速度をデジタル設定(6段階)でき、
吸引速度とバッテリー残量を液晶画面で確認可能。

デモ機
貸出OK



吸引速度と
バッテリー残量



製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-PMSLM	使用可能ピペット:1~100mL セロロジカルピペット(メスピペット)、外径Φ5~8mmのパスツールピペット等 吸引/吐出:吸引速度は6段階、吐出速度は一定(ボタンの押し加減により自然吐出と強制吐出を切替) バッテリー:リチウムイオン充電電池(取り出し不可、交換をご要望の場合は販売店にご連絡ください) 標準付属品:壁掛けスタンド、充電器、疎水性フィルター予備	50,000円	25,000円

●交換用部品:スタンド(00-PMSLM-RP1 1,400円)、フィルター(00-PMSLM-RP2 4,200円)、充電器(00-PMSLM-RP3 6,300円)、ピペットホルダー(00-PMSLM-RP4 2,100円)、ノーズコーン(00-PMSLM-RP5 4,900円)。

NichimateAqua™

ディスポーザブルセロロジカルピペット(先端目盛)

Serological Pipette



滅菌済、個包装パッケージ。
DNase/RNase/Pyrogen Free。

45% OFF

Pyrogen
FREE

DNase
RNase
FREE

サンプル
提供OK



製品コード	識別カラー	容量	容量精度	目盛間隔	材質	入数	希望小売価格	キャンペーン価格(単価)
00-SLP-1	黄●	1mL	±2%	0.01mL	ピペット:	300本	9,500円	5,225円(17.4円)
00-SLP-2	緑●	2mL		0.01mL	ポリスチレン	300本	10,500円	5,775円(19.3円)
00-SLP-5	青●	5mL		0.1mL	フィルター:	200本	9,500円	5,225円(26.1円)
00-SLP-10	橙●	10mL		0.1mL	ポリエチレン	200本	10,500円	5,775円(28.9円)
00-SLP-25	赤●	25mL		0.2mL	および	100本	9,500円	5,225円(52.3円)
00-SLP-50	黒●	50mL		0.5mL	ポリエステル	100本	15,500円	8,525円(85.3円)

小型簡易遠心機

Nichimate Flush

20% OFF

カバー開閉で回転ON/OFFが可能。

付属のアダプターやローター交換で5種類のマイクロチューブに対応。

デモ機
貸出OK



8連の0.2mL PCRチューブを4つ載せることができるローターが付属します。ローターの交換は、工具不要で簡単です。



標準ローターは1.5/2.0mL用です。これに付属のアダプターを挿し込むことで、0.2mLおよび0.5mLの遠心も可能になります。



使用しないアダプターやローターは、本体底面に収納できます（アダプターは16本付属しますが、収納できるのは8本まで）。



製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NCF	回転速度範囲:6,000rpm(固定)^{※1} 最大遠心力(RCF):約2,000×g^{※1} 回転開始/停止操作:カバー開で回転開始、カバー開で回転停止(クイックストップ仕様) 使用可能容器と最大架数:0.2mLマイクロチューブ(PCRチューブ)シングル×8本(0.2mL用チューブアダプター使用)、0.2mLマイクロチューブ(PCRチューブ)シングル×32本または8連×4本(0.2mL 8連 PCRチューブ用ローター使用)、0.5mLマイクロチューブ×8本(0.5mL用チューブアダプター使用)、1.5mLまたは2.0mLマイクロチューブ×8本(1.5/2.0mL用標準ローター使用)^{※2} 標準付属品:1.5/2.0mL用標準ローター×1(取付済)、0.2mL 8連 PCRチューブ用ローター×1、0.2mL用チューブアダプター×8個、0.5mL用チューブアダプター×8個、L型六角レンチ×1個	52,800円	42,240円

※1. 負荷や環境温度、使用年数によっては、設定した回転速度(遠心力)に満たない場合があります。 ※2. ネジロタイプはキャップ同士が干渉して全数を載せられない場合があります。

●本製品は、液滴を簡単にスピンドウン(フラッシュ遠心)するための簡易遠心機です。核酸のエタノール沈殿等、長時間の遠心を要する用途にはご使用になれません。

小型簡易遠心機(回転速度可変式)

Nichimate Flush Plus

25% OFF

回転速度可変式(3,000~10,000rpm)。

タイマー運転のほか、カバー開閉で回転ON/OFFも可能。

コンバインド・ローターで、ローター交換不要。

デモ機
貸出OK



タイマー時間は秒と分を切替可能



カバーのロック解除は、軽くレバーを押し下げるだけ



コンバインド・ローター



製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NCF+	回転速度範囲:3,000~10,000rpm(設定単位:1,000rpm)^{※1} 最大遠心力(RCF):500~5,600×g^{※1} 回転開始/停止操作:カバー開で回転開始、カバー開またはタイマーで回転停止(スローストップ仕様)^{※2} タイマー時間設定範囲:0~999秒/1~999分(秒と分を切替式) 使用可能容器と最大架数^{※3}:0.2mLマイクロチューブ(PCRチューブ)、シングル×16(24)本または8連×2本、0.5mLマイクロチューブ×8(16)本、1.5mLまたは2.0mLマイクロチューブ×8本^{※4} 標準付属品:コンバインド・ローター×1個(取付済)、0.2mL用チューブアダプター×8個、0.5mL用チューブアダプター×8個	68,000円	51,000円

※1. 負荷や環境温度、使用年数によっては、設定した回転速度(遠心力)に満たない場合があります。なお、モーター寿命は約1,000時間(1日に1時間、年に200日使うとして約5年)です。 ※2. カバーのロックをはずすとローターの回転停止が始まりますが、完全停止するまではカバーを開けないでください。 ※3. カッコ内の本数は、チューブアダプターを使用した場合の最大架数です。この場合の本数を同時に載せることはできません。なお、試料容器1本あたりの重量は3gまでにしてください。 ※4. ネジロタイプはキャップ同士が干渉して全数を載せられない場合があります。

●遠心時は、重量バランスが偏らないようにマイクロチューブ(試料)を載せてください。 ●本製品は、液滴を簡単にスピンドウン(フラッシュ遠心)するための簡易遠心機です。核酸のエタノール沈殿等、長時間の遠心を要する用途にはご使用になれません。

空冷ファン付き小型ブロックインキュベーター

Nichimate Dry Bath II

空冷ファンにより、使用中の温度を
低い温度に変更した際の降温時間を短縮。
超コンパクトサイズ、優れた温度均一性と昇温速度※。

※ブロック温度:20℃ → 100℃が15分以下

空冷ファンの効果

約21℃の室温下において、ブロック温度が
100℃から37℃に下がるまでに要する時間を計測。

00-NDB (旧製品) …約60分 00-NDB-2 (本製品) …約20分



32% OFF

デモ機
貸出OK




本体底面の
空冷ファン

製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NDB-2	使用温度範囲※1:室温+5℃～+100℃ (冷却機能なし、設定温度単位0.1℃) ブロック温度調節精度※1: +100℃時: ±0.5℃、+40℃時: ±0.3℃ ブロック温度移行速度※1: +20℃ → +100℃: ≤15min 使用環境温度範囲: +4℃～+35℃ 温度プログラム運転: 2セグメントプログラムを9個保存可能 (温度メモリー的な使用も可能) 電源 (ACアダプタ): 100-240V、1.2A	70,000円※2	47,600円※2

※1. 使用環境温度範囲内であっても、使用条件により仕様を満たさない場合があります。※2. ブロックは別売です (下記参照)。
●空冷ファンは、設定温度や現在温度に応じて自動的に動作します。作動中は作動音がする他、本体底面から多少の風が出ます。●写真の容器は付属しません。

■別売部品: ブロック 本体と一緒に必ずお求めください。

製品名/容器架数	製品コード	希望小売価格	製品名/容器架数	製品コード	希望小売価格
0.2mL 8連マイクロチューブ用ブロック (8×5本架)	00-NDB-B002PS	18,000円	1.5mL マイクロチューブ用ブロック (15本架)	00-NDB-B015MS	18,000円
0.5mL マイクロチューブ用ブロック (24本架)	00-NDB-B005MS		2.0mL マイクロチューブ用ブロック (15本架)	00-NDB-B020CS	



小型ブロックインキュベーター

Nichimate Dry Bath Plus / Cool

数量限定

32% OFF

超コンパクトサイズ。
小型ならではの速い温度移行速度。
サーモリッドは試料の蒸発を低減。



サーモリッドの効果

使用条件にもよりますが、
+65℃程度まで容器内の
結露をほぼ抑えることが
できます (写真はシリーズ機
種のドライバスプラスにお
いて+65℃設定時、弊社通
常ドライバスと比較)。また、
試料への環境温度の影響
を低減します。



00-NDB+
ドライバス・プラス



00-NDB-C
ドライバス・クール


デモ機
貸出OK

製品タイプ	製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
加熱・サーモリッド	00-NDB+	温度範囲: 室温+5℃～+100℃ (+20℃→+100℃≤15min)	80,000円※2	54,400円※2
加熱・冷却・サーモリッド	00-NDB-C	温度範囲: 室温-25℃～+100℃※1 (+20℃→+100℃≤15min、+26℃→+4℃≤30min)	160,000円※2	108,800円※2

※1. 室温から25℃低い温度までブロックを冷却可能、ただし最大で-10℃まで。※2. ブロックは別売です (下記参照)。
●サーモリッドは、設定温度と同じ温度に自動制御されます。ただしクールの冷却時にはOFFになります。●写真の容器は付属しません。

■別売部品: ブロック 本体と一緒に必ずお求めください。

製品名/容器架数	製品コード	希望小売価格	製品名/容器架数	製品コード	希望小売価格
0.2mL 8連マイクロチューブ用ブロック (8×5本架)	00-NDB-B002PS	18,000円	1.5mL マイクロチューブ用ブロック (15本架)	00-NDB-B015MS	18,000円
0.5mL マイクロチューブ用ブロック (24本架)	00-NDB-B005MS		2.0mL マイクロチューブ用ブロック (15本架)	00-NDB-B020CS	



超小型スターラー

Nichimate Stirrer

数量限定

超小型ながら堅実な攪拌力。

攪拌容量は1.5Lまで、使用可能容器は外径90mmまで。



天板には、銘板を兼ねた滑り止めシートが貼付されています。



25% OFF

デモ機
貸出OK

試料容器は付属しません。

製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NS-1L	回転速度(※):100~1500rpm (アナログ無段階、表示なし) 攪拌可能な最大容量(※)/許容容器サイズ:1.5L (水の場合)、外径φ90mmまでの容器 本体の外形寸法及び重量:本体:120×120×30Hmm (突起部含まず)、約0.2kg 電源 (ACアダプタ):100-240V、0.2A、50-60Hz	34,000円	25,500円

※攪拌する液体の粘度、容器の材質や肉厚等により、仕様を満たさない場合があります。

マイクロプレート用シェーカーインキュベーター

Nichimate PlateShaker

数量限定

マイクロプレート2枚用の

手軽なシェーカーインキュベーター。

温度精度に優れるヒーターで上下から加温。

3mm振幅で96ウェルを確実に攪拌。



スプリングホルダー
(振とう台)



【96ウェルの
攪拌】



32% OFF

デモ機
貸出OK

製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NPS-2T	振とう速度/振幅:200~1200rpm、3mm 使用温度範囲※1:室温+5℃~+70℃ (設定可能範囲は0°~、ただし冷却機能なし、設定温度単位0.1℃) ヒーター温度調節精度※1:±0.5℃ (+37.0℃設定時:±0.3℃) タイマー設定範囲:1分~99時間59分 使用可能容器:マイクロプレート (SBS規格) ×2枚※2 電源: AC100~240V (3Pコンセント接続、2Pコンセントアダプタは付属しません)※3	220,000円	149,600円

※1. 容器および試料がない (環境温度以外の温度的な負荷がない) 場合の値です。なお、使用環境温度範囲内であっても、使用条件により仕様を満たさない場合があります。 ※2. 十分な攪拌ができるのは96ウェルまでです。また、試料が1枚分のみであっても、空のマイクロプレートを用いて常に2枚を取り付けてください。なお、マイクロプレートはSBS規格に準じた多くのブランドが使用可能ですが、大切な試料を損なうことがないよう、あらかじめ空のマイクロプレートを用いて着脱の感覚や固定の具合を確かめておくことをお勧め致します。 ※3. 電源ケーブルは、必ず3Pコンセントに接続してください。2Pコンセントアダプタのご使用は電気安全上お勧めできないため、付属していません。

小型多機能ローテーター

Nichimate Rotator

ローテーターとしての動きに加え、

ミキシング・シーソー・間欠回転も。

容器ホルダー全種が標準付属。



4種の付属ホルダーで
下記の容器架数となり
ます (小は各2個付属)。

【動作の
様子】



20% OFF

デモ機
貸出OK

製品コード	振とうモード	容器架数	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NRT	・Rotate (回転※) 5~70r/min ・Mix (間欠回転※+微震動) 5~30r/min ・Pause (間欠回転※) 5~35r/min ・Rock (シーソー) 2~10r/min ※回転は容器の取付方向によって転倒攪拌になります。	・0.5mL マイクロチューブなら24本 ・1.5/2.0mL マイクロチューブなら11本×2 ・φ12~13mm (5mLや7mL) チューブなら5本×2 ・15mL ディスポーザブル管なら5本×2 ・50mL ディスポーザブル管なら6本	118,000円	94,400円

超小型ボルテックスミキサー


Nichimate Mixer-mini

数量限定

30% OFF

手のひらサイズ、簡単操作。

50mLディスポ遠沈管（液量30mL）まで攪拌が可能。



デモ機
貸出OK

製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NMXM	震動速度(※)／振幅／運転モード:3000rpm固定、4.5mm、タッチ運転のみ 攪拌可能な最大容量(※):50mLディスポ遠沈管に入れた30mLまで（水の場合） 本体外形寸法及び重量:93×93×72Hmm、約0.4kg 電源（ACアダプタ）:100-240V、0.3A、50-60Hz	22,000円	15,400円


※攪拌する液体の粘度、容器の持ちかたや当てかた、設置場所の状態により、仕様を満たさない場合があります。滑りやすい場所や本製品のゴム足に埃が付着している場合は、50mLディスポ遠沈管を攪拌した際に本製品が滑り動く場合があります。

ボルテックスミキサー

Nichimate Mixer

強力ミキシングと抜群の本体安定性を両立。

50mL遠沈管なら液量が40mLでも確実に攪拌。



20% OFF

デモ機
貸出OK

製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NMX	震動速度:200～3,000r/min	52,800円	42,240円
00-NMX-F	フラットホーム:凹凸がついた平らで広いヘッド	7,800円	-

NichimateAqua™

ディスポーザブル遠沈管


NichimateAqua CentriTube

PP製のディスポーザブル遠沈管。

キャップを締めきったことが感触で分かりやすい

"Locking Feel Screw"を採用。

Locking
Feel Screw
の凸部



40% OFF

AC
滅菌可
Pyrogen
FREE
サンプル
提供OK
DNase
RNase
FREE

容量	製品コード	材質	滅菌	遠心強度	耐熱温度	入数	希望小売価格	キャンペーン価格（単価）
15mL	00-AQA-CT-15	キャップ:PE チューブ:PP	電子線	7,800×g、20min	-25～ 121℃※	500本（50本×10袋）	20,000円	12,000円（24円）
25mL（自立型）	00-AQA-CT-25S			3,200×g、20min		600本（30本×20袋）	24,000円	14,400円（24円）
50mL	00-AQA-CT-50			7,800×g、20min		500本（25本×20袋）	27,000円	16,200円（32.4円）
50mL（自立型）	00-AQA-CT-50S			5,000×g、20min		500本（20本×25袋）	30,000円	18,000円（36円）

※本製品は凍結用の容器ではありません。-20℃程度でも、中に入れた液体の種類や量によってはひび割れや歪みが生じる場合があります。121℃・20分のオートクレーブ滅菌は可能ですが、変形や吹きこぼれを防ぐため、次の点に留意してください。キャップは極めて緩く締め、中に液体を入れる場合は容量の30%までにします。新品を使用し、オートクレーブ滅菌は1回までとする。オートクレーブ滅菌したものは強度が低下している場合があるため速心しない。

●本製品の「箱」は輸送時の保護用のため、多少の傷や汚れがある場合があります。箱に汚損があっても中の製品に影響がない場合、箱や製品のお取り替えは致しかねますことをご了承ください。資源の無用な消費の削減に、ご理解とご協力をお願い致します。

NichimateAqua™

ディスポーザブル遠沈管

Centrifuge Tube


遠心強度20,000×g。キャップのシール性が高く、

耐熱・耐寒に優れる。安心の国内製造、滅菌済。

容量	製品コード	滅菌	入数	希望小売価格	キャンペーン価格（単価）
15mL	00-ETS-CT-15	電子線	400本（50本×8袋）	13,000円	9,750円（24.4円）
50mL	00-ETS-CT-50		200本（20本×10袋）	9,500円	6,650円（33.3円）



キャップ上面はフラットな形状
書き込み可能



MAX
30% OFF

AC
滅菌可
Pyrogen
FREE
サンプル
提供OK
DNase
RNase
FREE

大容量超強力アスピレーター

Nichimate ASPIRATOR III

ハンドオペレーターと各種ノズル／アダプターが標準付属ですぐに使える、フットスイッチも備えた大容量超強力モデル。吸引速度は調節可能。

30% OFF

デモ機
貸出OK



ハンドオペレーターの他、ステンレスニードルノズルやマイクロピペットのチップが使用できるアダプターが付属します。



廃液リザーバーキャップにオーバーフロー防止機構を備えています。

製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NASP-3	吸引速度：～26L/min (空気における値)、真空度調節範囲：0～600mmHg (0～80kPa)、廃液容量：約2.5L、電源：AC100V、主な付属品：フットスイッチ×1、エアフィルター×1、リザーバー（キャップおよびガラス瓶）×1、吸引チューブ長・短×各1、ハンドオペレーター×1、チップ用アダプター1ch×1、チップ用アダプター1ch エジェクタ付き×1、チップ用アダプター8ch×1、ステンレスニードルノズル1ch×1、ステンレスニードルノズル8ch×1	138,000円	96,600円

●ハンドオペレーターおよび各ノズル／チップ用アダプター、各チューブジョイント、リザーバーキャップは、いずれもオートクレープや乾熱滅菌はできません。●紫外線耐性は備えていませんので、殺菌灯照射下に放置しないでください。●マイクロピペット用チップ（200～300μL）は、別途ご用意ください。●吸引した液体は溜めっぱなしにせず、速やかに廃棄してください。●廃液リザーバーのキャップおよびボトルは、破損時等のために単品販売も行っています。キャップ＝00-NASP-3-RP2:7,000円、ボトル（ガラス瓶）＝00-NASP-3-RP3:7,000円。


強力アスピレーター（アナログタイプ）

Nichimate ASPIRATOR IIa

小型ながら最大8L/minの吸引力。
吸引力はある程度の調節が可能。
廃液リザーバーには
オーバーフロー防止機構あり。



廃液リザーバーキャップにオーバーフロー防止機構を備えています。



ハンドオペレーターの他、ステンレスニードルノズルやマイクロピペットのチップが使用できるアダプターが付属します。



30% OFF

デモ機
貸出OK

製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NASP-2A	吸引速度：～8L/min (空気における値)、真空度調節範囲：0～525mmHg (0～70kPa)、廃液容量：約1000mL、電源：AC100V、主な付属品：ノズル／アダプターホルダー×1、エアフィルター×1、リザーバー（キャップおよびポリ瓶）×1、吸引チューブ長・短×各1、ハンドオペレーター×1、チップ用アダプター1ch×1、チップ用アダプター1ch エジェクタ付き×1、チップ用アダプター8ch×1、ステンレスニードルノズル1ch×1、ステンレスニードルノズル8ch×1	90,000円	63,000円

●ハンドオペレーターおよび各ノズル／チップ用アダプター、各チューブジョイント、リザーバーキャップは、いずれもオートクレープや乾熱滅菌はできません。●紫外線耐性は備えていませんので、殺菌灯照射下に放置しないでください。●マイクロピペット用チップ（200～300μL）は、別途ご用意ください。●吸引した液体は溜めっぱなしにせず、速やかに廃棄してください。●廃液リザーバーのキャップおよびボトルは、破損時等のために単品販売も行っています。キャップ＝00-NASP-2-RP3:4,000円、ボトル（ポリ瓶）＝00-NASP-2-RP4:5,000円。

ポータブルドライアスピレーター

Nichimate ASPIRATOR

単三乾電池でも最大8時間駆動。
ほど良い吸引力、超コンパクトサイズ。
少量の廃液を吸引する
ライトユーザー向け。



上面に50mLディスプレイ沈管を挿入できます。



ペン型吸引ノズルのリーク穴を塞ぐと吸引ON、開放するとOFF。



25% OFF

デモ機
貸出OK

製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NASP-1	吸引速度：～50mL/min (1000μLチップ使用時) 廃液容量：250mL、電源：単三乾電池×2、またはAC100V 主な付属品：ペン型吸引ノズル*	70,000円	52,500円

*マイクロピペット用のチップ（200～300μLまたは1000μL、別途ご用意ください）を取り付けて使用します。●ポンプ保護フィルターや排気用フィルターは備えていません。●紫外線耐性は備えていませんので、殺菌灯照射下に放置しないでください。●吸引した液体は溜めっぱなしにせず、速やかに廃棄してください。●廃液リザーバーのボトル（ガラス瓶）は、破損時等のために単品販売も行っています（00-NASP-RP3:5,000円）。

UV殺菌機能付きピペットスタンド

Nichimate UV Carousel

立てておくついでにマイクロピペット下部にUV照射。
28分間の照射で表面の汚染微生物を99.9%殺菌。
マイクロピペットをクリーンな状態に保つことが可能。

15% OFF



【実験データ】



マイクロピペットは
付属しません。

製品コード	おもな仕様	希望 小売価格	キャンペーン 価格
00-NUVC-6	マイクロピペット架数: シングル6本(1000μLまで) 殺菌灯:UV-C、寿命約2000時間、 1回の運転:28min	79,800円	67,830円

※多くのブランドが使用できます。詳しくはお問い合わせください(いずれのブランドにおいても5000 および10000μL、マルチチャンネルタイプは使用できません)。●殺菌灯は中央にあり、チャンバー外周内壁には反射ミラーを備えていますので、ピペット下部全体に紫外線が当たります。●本製品の殺菌灯は一般的なものと同様に水銀を使用していますが、特殊用途の紫外線ランプであるため「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」の規制する「特定水銀使用製品」には該当しません。

全自動卓上小型高圧蒸気滅菌機

Nichimate AutoClave

マイクロピペットのノズル内部も滅菌。
滅菌から乾燥まで全自動。
100V電源で使用でき簡単操作、日々の滅菌作業が楽に。

40% OFF

数量限定

デモ機
貸出OK



別売バスケット

製品コード	おもな仕様	希望 小売価格	キャンペーン 価格
00-NAC-1	滅菌温度:121℃(20~90分)/132℃(5~90分) 乾燥温度:約100℃(0~90分)、送風機能あり 給水:本体上面から供給、約2.8L 電源:AC100V、1.44kw(3Pコンセント)	635,000円 (バスケット別売)	381,000円 (バスケット別売)

●本製品の圧力容器種別は、小型圧力容器のうち点検が不要な規模である「(簡易)容器」です。●ドア/ヒューズおよびエアベントフィルターは、定期的な交換をお勧めしています。●水槽内の水(精製水+水道水を推奨)は、週に一度の交換をお願いします。●液体を滅菌することはできません。●連続使用はできません。一度運転した後は、20分以上の冷却時間が必要です。●本製品は研究用です。医療目的には使用できません。

■別売部品:バスケット 本体と一緒に必ずお求めください。

製品コード	おもな仕様	希望小売価格
00-NAC-1-OP1	被滅菌物を入れる必須のカゴ、出し入れに使うハンドルが付属。 内寸:185(149)×270×99Hmm	28,000円

NichimateAqua™

オートクレープ用滅菌バッグ

Nichimate AC-Bag

シングルのマイクロピペット1本にジャストサイズ。
滅菌後は、開封しなければ中の滅菌状態を1年間維持可能。

25% OFF

サンプル
提供OK



Nichipet Air(1000μL)を入れた場合

製品コード	おもな仕様	希望 小売価格	キャンペーン 価格
00-NACB-P100	100枚入、外寸130×400mm、ACインジケータ印刷あり※1 3方シール済(封をするためにヒートシーラーが必要※2)	7,000円	5,250円

※1 ACインジケータはオートクレープ(高圧蒸気滅菌)により水色から茶色に変色しますが、目安であり滅菌を保証するものではありません。※2 ヒートシーラーは幅130mmに対応し、180℃の熱がかけられるものをご用意ください。●本製品は、ご購入から1年以内にご使用ください。●本製品は研究用です。

NichimateAqua™


ディスポーザブル浅型滅菌シャーレ

NichimateAqua Schale

クリーンルームで製造された高品質シャーレ。
培地を節約できる浅型、電子線滅菌済み。
コロニーカウントに便利な4分割ライン入り。

40% OFF

サンプル
提供OK



フタおよび底面に
4分割ラインをモールド

製品コード	おもな仕様	希望 小売価格	キャンペーン 価格(単価)
00-SL-90	600枚入(12枚×25包×2袋)、外寸φ90×15Hmm、 材質:高強度ポリスチレン、電子線滅菌、 パッケージ:ダンボールケース(470×470×385Hmm)	13,000円	7,800円(13円)

数量限定

マイクロピペット3本もしくは5本以上のご購入で
対象チップから
好きな製品を1つプレゼント!



EXⅡもしくはEX PlusⅡ
→3本 (組み合わせ自由)



NICHIRYO Le
→5本

●プレゼント対象製品

製品名	製品コード	パッケージ	容量	入数
Premium Tip	00-BMT2-UTWR (ショート)	未滅菌ラック入チップ	10μl	96本×10ラック
	00-BMT2-UTWRB (ショート) 規定数に達したため終了しました	滅菌済ラック入チップ		
	00-BMT2-KR	未滅菌ラック入チップ	300μl	
Premium Filter Tip	00-BMT2-FUTRB (ショート)	滅菌済ラック入チップ	10μl	96本×10ラック
	00-BMT2-FSSRB (ロング)		20μl	
	00-BMT2-FSGRB		100μl	
	00-BMT2-FSERB		200μl	
	00-BMT2-FAGRB 規定数に達したため終了しました		1000μl	
	00-BMT2-FLERB 規定数に達したため終了しました			
Economy Filter Tip ※滅菌期限2024年2月まで	00-ETS-FSSRB (ロング)	滅菌済ラック入チップ	10μl	96本×10ラック
	00-ETS-FSERB		100μl	
	00-ETS-FAGRB		200μl	
	00-ETS-FKRB		300μl	
Low Retention Tip	00-LRT-10 (ショート)	バルク	10μl	1000本
	00-LRT-10L (ロング)		200μl	
	00-LRT-200		1250μl	
	00-LRT-10-RF (ショート)	リフィル	10μl	96本×5段×2セット
	00-LRT-10L-RF (ロング)		200μl	
	00-LRT-200-RF		1250μl	96本×4段×2セット
	00-LRT-1250-RF			



Premium Tip、
Premium Filter Tip
製品詳細はこちら



Economy Filter Tip
製品詳細はこちら



Low Retention Tip
製品詳細はこちら

40% OFF

マイクロピペット買い替えのお客様限定！

リニューアル キャンペーン!!

※ドリームバンクポイントは付与されません。ご注意ください。※10000μL モデルは対象外です。※ニチリョー製品以外も対象です。

Nichipet® EX II

AC
滅菌可

UV
殺菌可

多くの方々の手に馴染んできた
国産オートクレーバブルマイクロピペットの
スタンダードモデル。
本体丸ごとオートクレーブ滅菌、UV 照射が可能。



UV
殺菌可

カウンター窓はガラス製のため、クリーンベンチ等の殺菌灯の紫外線で曇ることはありません。
本体にはUV 耐性の高い材質を使用しておりますが、長時間のUV 照射により本体表面が劣化する場合があります。本体表面が劣化しても、系統誤差・偶然誤差に影響はありません。

製品コード	容量範囲(μL)	系統誤差(%)	偶然誤差(%)	希望小売価格	キャンペーン価格
00-NPX2-2	0.1~2	※~±3.0	※~≤1.0	35,000 円	21,000 円
00-NPX2-10	0.5~10	※~±1.0	※~≤0.5		
00-NPX2-20	2~20	±5.0~±1.0	≤3.0~≤0.4	30,000 円	18,000 円
00-NPX2-100	10~100	±2.0~±0.8	≤1.0~≤0.3		
00-NPX2-200	20~200	±1.0~±0.8	≤0.5~≤0.2	31,000 円	18,600 円
00-NPX2-1000	100~1000	±1.0~±0.7	≤0.5~≤0.2		
00-NPX2-5000	1000~5000	±1.0~±0.6	≤0.3~≤0.2	42,000 円	25,200 円

※NPX2-2の0.2μL未満及びNPX2-10の1μL未満における系統誤差(es)・偶然誤差(CV)は、サンプリング技術及びサンプリング環境に大きく影響されます。

ご注文方法

[専門FAX注文書]

本キャンペーン対象製品のご注文は専門FAX注文書にて承ります

弊社ホームページTOP画面に掲載している**キャンペーンバナー**、**右のQRコード**、
または、**下記URLより注文書をダウンロード**の上、必要事項を記入し、販売店にお渡しください。



キャンペーンサイトURL : https://www.nichiryo.co.jp/topics/news2024_0129.html

●ダウンロードに要する通信料はお客様のご負担となります。大変恐れ入りますが、ご了承ください。 ●注文書はPDF形式です。

ドリームバンク会員募集中!

ニチリョードリームバンクとは、製品をお使い頂いているお客様にポイントサービスや
定額制の修理などお得で便利なサービスをご提供している無料会員サービスです。
その他、会員様限定のキャンペーン情報を配信させていただきます。

●ポイントサービス...製品に応じてご購入時にドリームバンクポイントが付与されます。ドリームバンクポイントを貯めると、
製品の交換や修理を行うことができます。(ポイント付与例: Nichipet EX II を 1 本ご購入 : 1pt)

Dream Bank

新規会員登録はこちら➡

ニチリョー ドリームバンク 



ポイント登録方法

製品の中に右記ポイントカードが同封されています。こちらに記載されている
シリアルナンバーをご自身の会員ページにてご入力ください。

シリアル
ナンバー ➡



おトクが
いっぱい!



Point 1 ポイント交換

貯めたポイントをマイクロピペット・消耗品
などの製品と交換することができます。



※対象製品、または交換必要ポイント数については予告なく変更する場合があります。

Point 2 ポイント修理

貯めたポイントでマイクロピペットおよび
ディスペンサーの修理を行うことができます。

3pointで修理可能な商品

- Nichipet Air ●Nichipet EX II
- Nichipet EX Plus II ●Nichipet Premium
- Nichipet Premium LT ●NICHIRYO Le
- Nichipet FII & VII ●JUSTOR 1100DG

5pointで修理可能な商品

- Nichipet Air (マルチチャンネル)
- Nichipet EX II MULTI ●Nichimate Stepper
- MODEL 8100 ●MODEL 8800
- Pipetmate NEO

※専用の修理依頼書が必要になります。

Point 3 おまかせ修理

どんな症状でも基本料金のみで
マイクロピペットを修理することができます。
定額制のため、お見積りが不要です。
交換パーツはすべて無償です。

シングルチャンネル...5,200円

- Nichipet Air ●Nichipet EX II
- Nichipet EX Plus II ●Nichipet Premium
- Nichipet Premium LT ●NICHIRYO Le
- Nichipet FII & VII ●JUSTOR 1100DG

マルチチャンネル...8,200円

- Nichipet Air (マルチチャンネル)
- Nichipet EX II MULTI

株式会社 **ニチリョー**

<https://www.nichiryo.co.jp/>

✉ info@nichiryo.co.jp

- 製品仕様は、改善のために予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。 ●製造時期により、本体や付属品の外装等の色味や形状等が多少変わる場合があります。
- ご記入頂きました個人情報は、製品やサービスの情報提供等の営業活動にのみ使用致します。弊社の個人情報の取り扱いにつきましては、弊社Webサイトをご参照ください。
- 表示価格は消費税を含みません。 ●"Nichipet Air"および"ニチペットエアー"、"Nichimate"および"ニチメイト"、"Pipette Mate"は、株式会社ニチリョーの登録商標です。
- 販売店様は、本キャンペーンのご利用はご遠慮ください。

