

2025.9.8(月)～2025.11.20(木)

New Product Campaign 2025

オートクレーバブルボトルトップディスペンサー

ACCUPENSER JR. REVIVAL

分注容量をセットしたままスケールポストを倒すことが可能。

接液部は耐薬性に優れた材質を採用。
オートクレーブ滅菌(121℃、20分)可能。

専用ボトルと横倒しできるスケールポストにより、高さを抑えたボトルトップディスペンサーです。



20% OFF

デモ機
貸出OK

製品コード	分注容量	目盛単位	精度	再現性	ボトル容量	ボトル外径×高さ	希望小売価格	キャンペーン価格
00-AJ-1	0.2～1mL	0.05mL	±1.0	≤0.1%	250mL	75×210(165)mm	68,000円	54,400円
00-AJ-2	0.4～2mL	0.1mL			250mL	75×210(165)mm		
00-AJ-5	1～5mL	0.1mL			500mL	100×210(165)mm	72,000円	57,600円
00-AJ-10	2～10mL	0.25mL			1000mL	146×210(165)mm	80,000円	64,000円

●専用ボトル(ホウケイ酸ガラス製)1個、ロート1個および先管付シリコンチューブセット1個が付属します。●500mLと1000mLのボトルのネジ口径は共通です。

●ボトル外径×高さの()内の値は、スケールポストを折り畳んだ時の高さです。

手動式ピペットポンプ

Pipette Mate[®] eco

NEW

25% OFF

セロロジカルピペットやメスピペット用の
使いやすい手動式ピペットポンプ。

電動タイプが苦手とする環境での使用や
試料(海水等)にも最適。

上部のラバーボール①を握って潰して
からレバー②で吸引、吐出します。
丸い突起③はピペット先端に残った液
を吐き出すブローアウトボタンです。



製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-PMECO	吸引吐出容量:0.1～50mL 使用可能ピペット:1～100mL セロロジカルピペット(メスピペット)、外径φ5～8mmのパスツールピペット等 フィルター:φ29mm、ポアサイズ3.0μm、疎水性PTFE 外径寸法/重量:最大外径φ57×206Hmm(突起部含まず)、約120g 標準付属品:フィルター(内部に取付済)	9,900円	7,425円

●本製品に、オートクレーブ滅菌できる部位はありません。

専用FAX注文書詳細は裏面上部をご確認ください→



本キャンペーン対象製品のご注文は専門FAX注文書にて承ります。

[専門FAX注文書]



弊社ホームページTOP画面に掲載しているキャンペーンバナー、右のQRコード、
または、下記URLより注文書をダウンロードの上、必要事項を記入し、販売店にお渡しください。

キャンペーンサイト URL : https://www.nichiryo.co.jp/topics/news2025_0908.html

●ダウンロードに要する通信料はお客様のご負担となります。大変恐れ入りますが、ご了承ください。 ●注文書はPDF形式です。

ピペットスタンドプレゼント!!

オートクレーバブルマイクロピペット

Nichipet[®] EX^{III}

デモ機
貸出OK

『Nichipet EX^{III}』を3本ご購入につき
マルチロータリースタンド(00-MLT-STD3)を1個
プレゼント!!

容量モデルはどれでもOK!!
下記組み合わせは一例です。



PCR向け容量モデル
組み合わせ例
(2, 10, 100)

大容量モデル
組み合わせ例
(1000, 5000, 10000)

製品コード	分注容量	希望小売価格
00-NPX3-2	0.2~2μL	38,000円
00-NPX3-10	0.5~10μL	
00-NPX3-20	2~20μL	
00-NPX3-100	10~100μL	
00-NPX3-200	20~200μL	
00-NPX3-1000	100~1000μL	39,000円
00-NPX3-5000	500~5000μL	
00-NPX3-10000	1000~10000μL	43,000円

オートクレーバブルマイクロピペット

Nichipet[®] Air[®]

デモ機
貸出OK

『Nichipet Air』を3本ご購入につき
カラーセルスタンド(00-NAR-STD)を1個
プレゼント!!

シングル・マルチ混合OK!
容量モデルはどれでもOK!
下記組み合わせは一例です。



大容量モデル
組み合わせ例
(1000, 5000, 300/8ch)

製品コード	分注容量	希望小売価格
00-NAR-2	0.2~2μL	42,000円
00-NAR-10	0.5~10μL	
00-NAR-20	2~20μL	
00-NAR-100	10~100μL	
00-NAR-200	20~200μL	
00-NAR-1000	100~1000μL	45,000円
00-NAR-5000	500~5000μL	
00-NAR-10000	1000~10000μL	110,000円
00-NAR-10M8	8ch, 0.5~10μL	
00-NAR-100M8	8ch, 10~100μL	
00-NAR-200M8	8ch, 20~200μL	
00-NAR-300M8	8ch, 30~300μL	120,000円
00-NAR-10M12	12ch, 0.5~10μL	
00-NAR-100M12	12ch, 10~100μL	
00-NAR-200M12	12ch, 20~200μL	
00-NAR-300M12	12ch, 30~300μL	

NEW

●マルチロータリースタンド

『Nichipet EX^{III}』に対応したニューモデルです
(前モデル00-MLT-STD2は販売終了)。

製品コード	00-MLT-STD3
最大収納本数	シングル6本／マルチ3本
対応機種	Nichipet EX ^{III} Nichipet Premium Nichipet Premium LT※ Nichipet EXII※ Nichipet EX PlusII Nichipet EXII MULTI※

※販売終了製品です。●ピペットは付属しません。

キャンペーン価格にてお求め
頂くこともできます。

25%
OFF

希望小売価格	キャンペーン価格
11,000円	8,250円



●カラーセルスタンド

『Nichipet Air』なら5mLや10mLのチップ装着
のまま懸架できます。

製品コード	00-NAR-STD
最大収納本数	シングル8本／マルチ8本
対応機種	Nichipet Air(シングル) Nichipet Air(マルチ) Nichipet Premium Nichipet Premium LT※ Nichipet Le

※販売終了製品です。●ピペットは付属しません。

キャンペーン価格にてお求め
頂くこともできます。

25%
OFF

希望小売価格	キャンペーン価格
16,500円	12,375円



株式会社 **ニチリョー**

<https://www.nichiryo.co.jp/>

✉ info@nichiryo.co.jp

●ご記入頂きました個人情報は、製品やサービスの情報提供等の営業活動にのみ使用致します。弊社の個人情報の取り扱いにつきましては、弊社Webサイトをご参照ください。

●表示価格は消費税を含みません。 ●"Nichipet(ニチベット)" "Nichipet Air(ニチベットエア)" "Pipette Mate"は(株)ニチリョーの登録商標です。

●販売店様は、本キャンペーンのご利用はご遠慮ください。

