

2025.9.8(月)～2025.11.20(木)

New Product Campaign 2025

オートクレーバブルボトルトップディスペンサー

ACCUPENSER JR. ★REVIVAL★

分注容量をセットしたままスケールポストを倒すことが可能。

接液部は耐薬性に優れた材質を採用。

オートクレーブ滅菌(121℃、20分)可能。

専用ボトルと横倒しできるスケールポストにより、高さを抑えたボトルトップディスペンサーです。



20% OFF

デモ機
貸出OK

製品コード	分注容量	目盛単位	精度	再現性	ボトル容量	ボトル外径×高さ	希望小売価格	キャンペーン価格
00-AJ-1	0.2～1mL	0.05mL	±1.0	≤0.1%	250mL	75×210(165)mm	68,000円	54,400円
00-AJ-2	0.4～2mL	0.1mL			250mL	75×210(165)mm		
00-AJ-5	1～5mL	0.1mL			500mL	100×210(165)mm	72,000円	57,600円
00-AJ-10	2～10mL	0.25mL			1000mL	146×210(165)mm	80,000円	64,000円

●専用ボトル(ホウケイ酸ガラス製)1個、ロート1個および先管付シリコンチューブセット1個が付属します。●500mLと1000mLのボトルのネジ口径は共通です。

●ボトル外径×高さの()内の値は、スケールポストを折り畳んだ時の高さです。

手動式ピペットポンプ

Pipette Mate[®] eco ★NEW★

セロロジカルピペットやメスピペット用の使いやすい手動式ピペットポンプ。

電動タイプが苦手とする環境での使用や試料(海水等)にも最適。

上部のラバーボール①を握って潰してからレバー②で吸引、吐出します。丸い突起③はピペット先端に残った液を吐き出すブローアウトボタンです。



25% OFF

デモ機
貸出OK

製品コード	おもな仕様	希望小売価格	キャンペーン価格
00-PMECO	吸引吐出容量:0.1～50mL 使用可能ピペット:1～100mL セロロジカルピペット(メスピペット)、外径φ5～8mmのパスツールピペット等 フィルター:φ29mm、ポアサイズ3.0μm、疎水性PTFE 外径寸法/重量:最大外径φ57×206Hmm(突起部含まず)、約120g 標準付属品:フィルター(内部に取付済)	9,900円	7,425円

●本製品に、オートクレーブ滅菌できる部位はありません。

専用FAX注文書詳細は裏面上部をご確認ください→



本キャンペーン対象製品のご注文は専門FAX注文書にて承ります。

[専門FAX注文書]



弊社ホームページTOP画面に掲載しているキャンペーンバナー、右のQRコード、または、下記URLより注文書をダウンロードの上、必要事項を記入し、販売店にお渡しください。

キャンペーンサイト URL : https://www.nichiryo.co.jp/topics/news2025_0908.html

●ダウンロードに要する通信料はお客様のご負担となります。大変恐れ入りますが、ご了承ください。 ●注文書はPDF形式です。

ピペットスタンドプレゼント!!

オートクレーバブルマイクロピペット

Nichipet[®] EX^{III}

デモ機
貸出OK

『Nichipet EX^{III}』を3本ご購入につき
マルチロータリースタンド(00-MLT-STD3)を1個
プレゼント!!

容量モデルはどれでもOK!!
下記組み合わせは一例です。



PCR向け容量モデル
組み合わせ例
(2, 10, 100)

大容量モデル
組み合わせ例
(1000, 5000, 10000)

製品コード	分注容量	希望小売価格
00-NPX3-2	0.2~2μL	38,000円
00-NPX3-10	0.5~10μL	
00-NPX3-20	2~20μL	
00-NPX3-100	10~100μL	
00-NPX3-200	20~200μL	
00-NPX3-1000	100~1000μL	39,000円
00-NPX3-5000	500~5000μL	
00-NPX3-10000	1000~10000μL	43,000円

オートクレーバブルマイクロピペット

Nichipet[®] Air

デモ機
貸出OK

『Nichipet Air』を3本ご購入につき
カラーセルスタンド(00-NAR-STD)を1個
プレゼント!!

シングル・マルチ混合OK!
容量モデルはどれでもOK!
下記組み合わせは一例です。



大容量モデル
組み合わせ例
(1000, 5000, 300/8ch)

製品コード	分注容量	希望小売価格
00-NAR-2	0.2~2μL	42,000円
00-NAR-10	0.5~10μL	
00-NAR-20	2~20μL	
00-NAR-100	10~100μL	
00-NAR-200	20~200μL	
00-NAR-1000	100~1000μL	45,000円
00-NAR-5000	500~5000μL	
00-NAR-10000	1000~10000μL	
00-NAR-10M8	8ch, 0.5~10μL	110,000円
00-NAR-100M8	8ch, 10~100μL	
00-NAR-200M8	8ch, 20~200μL	
00-NAR-300M8	8ch, 30~300μL	120,000円
00-NAR-10M12	12ch, 0.5~10μL	
00-NAR-100M12	12ch, 10~100μL	
00-NAR-200M12	12ch, 20~200μL	
00-NAR-300M12	12ch, 30~300μL	

NEW

●マルチロータリースタンド

『Nichipet EX^{III}』に対応したニューモデルです
(前モデル00-MLT-STD2は販売終了)。

製品コード	00-MLT-STD3
最大収納本数	シングル6本／マルチ3本
対応機種	Nichipet EX ^{III} Nichipet Premium Nichipet Premium LT※ Nichipet EX ^{II} ※ Nichipet EX Plus ^{II} Nichipet EX ^{II} MULTI※

※販売終了製品です。●ピペットは付属しません。

キャンペーン価格にてお求め
頂くこともできます。

25%
OFF

希望小売価格	キャンペーン価格
11,000円	8,250円



●カラーセルスタンド

『Nichipet Air』なら5mLや10mLのチップ装着
のまま懸架できます。

製品コード	00-NAR-STD
最大収納本数	シングル8本／マルチ8本
対応機種	Nichipet Air(シングル) Nichipet Air(マルチ) Nichipet Premium Nichipet Premium LT※ Nichipet Le

※販売終了製品です。●ピペットは付属しません。

キャンペーン価格にてお求め
頂くこともできます。

25%
OFF

希望小売価格	キャンペーン価格
16,500円	12,375円



株式会社 **ニチリョー**

<https://www.nichiryo.co.jp/>

✉ info@nichiryo.co.jp

●ご記入頂きました個人情報は、製品やサービスの情報提供等の営業活動にのみ使用致します。弊社の個人情報の取り扱いにつきましては、弊社Webサイトをご参照ください。

●表示価格は消費税を含みません。 ●"Nichipet(ニチベット)" "Nichipet Air(ニチベットエア)" "Pipette Mate"は(株)ニチリョーの登録商標です。

●販売店様は、本キャンペーンのご利用はご遠慮ください。

