

200本限定!

アカデミックユーザー 限定キャンペーン

Nichipet *Air*® **25%OFF!**

3本ご購入で**1**本Get!!



マルチチャンネルも
組み合わせOK!

さらに! バルクチップもプレゼント!!

詳細はウラ面へ→

👉ご注文方法

[専用FAX注文書]

本キャンペーン対象製品のご注文は専用FAX注文書にて承ります

弊社ホームページTOP画面に掲載しているキャンペーンバナー、右のQRコード、または、下記URLより注文書をダウンロードの上、必要事項を記入し、販売店にお渡してください。



キャンペーンサイトURL: https://www.nichiryo.co.jp/topics/news2026_0406.html

●ダウンロードに要する通信料はお客様のご負担となります。大変恐れ入りますが、ご了承ください。 ●注文書はPDF形式です。

最軽量級マイクロピペット

Nichipet Air® 25% OFF AC 減菌可

本体重量およびストローク荷重を軽量化
長時間の作業による疲労感やストレスを低減
世界最高水準の精度・再現性を実現。

特長①:
独立型容量可変ハンドル

特長②:
大きくて見やすいカウンター

特長③:
ハイパープロアシステム
(2,10,20μL機種)



機種	製品コード	チャンネル数	容量設定方式	容量範囲 (μL)	精度 (%)	再現性 (%)	希望小売価格	キャンペーン価格	
Nichipet Air	00-NAR-2 (グレー●)	1	可変式	0.1~2	~±1.4*	~≤0.7*	42,000円	31,500円	
	00-NAR-10 (ピンク●)			0.5~10	~±1.0*	~≤0.4*			
	00-NAR-20 (クリーム●)			2~20	±3.0~±1.0	≤1.5~≤0.3			
	00-NAR-100 (オレンジ●)			10~100	±3.0~±0.8	≤1.0~≤0.2			
	00-NAR-200 (イエロー●)			20~200	±1.8~±0.6	≤0.7~≤0.2			
	00-NAR-1000 (ブルー●)			100~1000	±1.0~±0.6	≤0.6~≤0.2			
	00-NAR-5000 (グリーン●)			500~5000	±2.0~±0.5	≤0.6~≤0.15			
	00-NAR-10000 (ホワイト●)			1000~10000	±2.0~±0.5	≤0.6~≤0.15			
Nichipet Air マルチチャンネル	00-NAR-10M8 (ピンク●)	8	可変式	0.5~10	±8.0*~±2.0	≤5.0*~≤1.0	112,000円	84,000円	
	00-NAR-100M8 (オレンジ●)			10~100	±3.0~±0.8	≤2.0~≤0.3			
	00-NAR-200M8 (イエロー●)			20~200	±3.0~±0.8	≤1.5~≤0.3			
	00-NAR-300M8 (ホワイト●)			30~300	±3.0~±0.8	≤1.0~≤0.3			
	00-NAR-10M12 (ピンク●)	12		可変式	0.5~10	±8.0*~±2.0	≤5.0*~≤1.0	122,000円	91,500円
	00-NAR-100M12 (オレンジ●)				10~100	±3.0~±0.8	≤2.0~≤0.3		
	00-NAR-200M12 (イエロー●)				20~200	±3.0~±0.8	≤1.5~≤0.3		
	00-NAR-300M12 (ホワイト●)				30~300	±3.0~±0.8	≤1.0~≤0.3		

限定企画!!

Nichipet Air&バルクチッププレゼント!!

Nichipet Airを3本ご購入頂いた方に、
お好きな容量のNichipet Air 1本(※1)と、
ご購入のピペットに応じたバルクチップをプレゼントいたします!

- ※1 プレゼント品は購入品よりも希望小売価格が同等、もしくは低いものが対象となります。
- ※2 プレゼント品は専用FAX注文書よりお選びください。
- ※3 チッププレゼントは購入頂いた本体に適合する製品をプレゼント品を除いた数量分添付させていただきます。
(本体と異なる容量のチップはご指定頂けません。)
- ※4 チッププレゼントは後日発送となる場合がございます。
- ※5 本キャンペーンの内容は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。



株式会社 **ニチリョー**

<https://www.nichiryo.co.jp/>

✉ info@nichiryo.co.jp

●製品仕様は、改善のために予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。 ●製造時期により、本体や付属品の外装等の色味や形状等が多少変わる場合があります。 ●ご記入頂きました個人情報は、製品やサービスの情報提供等の営業活動にのみ使用致します。弊社の個人情報の取り扱いにつきましては、弊社Webサイトをご参照ください。 ●表示価格は消費税を含みません。 ●"Nichipet Air"および"ニチベットエアー"は、株式会社ニチリョーの登録商標です。 ●販売店様は本キャンペーンのご利用をご遠慮ください。 ●本製品の「箱」は輸送時の保護用のため、多少の傷や汚れがある場合があります。箱に汚損があっても中の製品に影響がない場合、箱や製品のお取り替えは致しかねますことをご了承ください。資源の無用な消費の削減に、ご理解とご協力をお願い致します。

