

Autoclavable Digital Micro Pipette Nichipet EXII

iPS細胞実験に最適なピペット、細胞培養実験に最適機能！

1

UV照射に対応

UVにより、曇りやすい
カウンター窓もガラス製のため
劣化せず、本体は耐久性の
高い材質を使用。
これにより、クリーンベンチ内
での長期保管が可能。

2

本体丸ごと オートクレーブ滅菌が 可能

耐薬品に優れた堅牢ボディ。
ロングリス式のため、
連続オートクレーブ処理が可能。

- 8種類のモデルで0.1 μ L～10000 μ Lまでを網羅でき、経済的本数で必要ボリュームピペッティングが可能です。
- ハイパーブリアシステム搭載により、吐出性能が格段に向上しました。
(数 μ L吸引時のチップ内液残りを解消いたしました)(2、10 μ Lタイプに搭載)
- 200 μ Lタイプ以上のモデルにはセラミックプランジャを使用しておりますので、溶剤による腐食を防ぐことができます。
- 1000 μ Lタイプ以上のモデルには本体への吸いこみを和らげるノズルフィルターを使用しております。
- 容量設定ロック機構付きですので、容量をスムーズに変換することができます。
- チップエジェクタはプラスチック製を採用することで、研究器具との接触破損を防止します。
- クリーンベンチに常設しても劣化しにくい耐UV性を持ち合わせております。
- オートクレーブ(121 $^{\circ}$ C 20分)が可能です。



コード	容量範囲(μ L)	目盛単位(μ L)	精度(%)	再現性(%)	希望小売価格
00-NPX2-2	0.1~2	0.002	± 3.0	± 1.0	29,000円
00-NPX2-10	0.5~10	0.01	$\pm 4.0 \sim \pm 1.0$	$\pm 3.0 \sim \pm 0.5$	26,000円
00-NPX2-20	2~20	0.02	$\pm 5.0 \sim \pm 1.0$	$\pm 3.0 \sim \pm 0.4$	
00-NPX2-100	10~100	0.1	$\pm 2.0 \sim \pm 0.8$	$\pm 1.0 \sim \pm 0.3$	
00-NPX2-200	20~200	0.2	$\pm 1.0 \sim \pm 0.8$	$\pm 0.5 \sim \pm 0.2$	
00-NPX2-1000	100~1000	1	$\pm 1.0 \sim \pm 0.7$	$\pm 0.5 \sim \pm 0.2$	29,000円
00-NPX2-5000	1000~5000	10	$\pm 1.0 \sim \pm 0.6$	$\pm 0.3 \sim \pm 0.2$	29,000円
00-NPX2-10000	1000~10000	10	$\pm 2.0 \sim \pm 0.4$	$\pm 0.4 \sim \pm 0.2$	36,000円

※ NPX2-2での2.0 μ L以下の精度・再現性はサンプリング技術及びサンプリング環境に大きく影響されます。



NEWS

Nichipet EX Now in the Nobel Museum

ニチペットEXがノーベル博物館に展示中。

京都大学の山中伸弥教授がノーベル生理学・医学賞を受賞された事は皆さんご存じだと思います。
ストックホルムにあるノーベル博物館には歴代受賞者の方々にゆかりの品々が展示されており、
今回、山中教授はニチペットEXを寄贈されました。

2013年3月16日から展示されていますので、ノーベル博物館に行かれた際にはご覧ください。



代理店



株式会社

ニチリョー

越谷本社工場
〒343-0822 埼玉県越谷市西方2760-1
TEL: 048-989-1301 FAX: 048-989-1333

東京営業本部
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町1-10-1 サクラビル3F
TEL: 03-6273-7651 FAX: 03-6273-7944

大阪営業所
〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-4-63 新大阪千代田ビル別館10F
TEL: 06-6391-1057 FAX: 06-6391-1058



0120-66-9199

E-mail: info@nichiryo.co.jp
URL: www.nichiryo.co.jp

浦和事業所
〒336-0034 埼玉県さいたま市南区内容5-5-11
TEL: 048-793-7071 FAX: 048-837-5581

九州サービスセンター
〒813-0034 福岡県福岡市東区多々津4-14-20
TEL: 092-629-8164 FAX: 092-622-0166